

sanitas



Zubehör & Verbrauchsmaterial



GE Healthcare



smiths medical
bringing technology to life



ARDO
Your Professional Way to Care



CareFusion

ACUTRONIC
Medical Systems AG

STIHLER ELECTRONIC

corpuls

bluepoint MEDICAL

KONTAKT:

SANITAS Zentrale Salzburg

Holunderstraße 6
5071 Wals

Tel.: 0662 / 85 21 86 - 0
Fax: 0662 / 85 21 86 - 70

SANITAS Niederlassung Wien

Leo-Mathäuser-Gasse 70
1230 Wien

Tel.: 01 / 40 56 110
Fax: 01 / 40 31 929

sanitas@sanitas.at

www.sanitas.at

Zubehör & Verbrauchsmaterial

Sanitas bietet Ihnen eine breite Produktpalette an hochwertigen Zubehör- und Verbrauchsmaterialien für den täglichen Gebrauch.

Wir bieten Ihnen Zubehör für alle Monitoring Parameter Messungen angefangen von Blutdruckmanschetten, Sensoren für Pulsoximetrie, Temperatursensoren bis hin zu EKG-Kabel und vieles mehr.

Blättern Sie einfach in unserem Zubehör- und Verbrauchsmaterialkatalog.

Für weitere Fragen sowie Beratung stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung!

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 4

MONITORING 11

HÄMODYNAMISCHES MONITORING 11

GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA 11

| | |
|---|----|
| EKG-Kabel – MULTILINK | 11 |
| Stammkabel | 11 |
| Patiententeil/Ableitung | 12 |
| EKG-Kabel – SERIE 300 | 13 |
| Stammkabel | 13 |
| Patiententeil/Ableitung | 14 |
| Sonderzubehör – MULTILINK | 14 |
| Ersatzableitungen – MULTILINK | 14 |
| EKG-Elektroden | 15 |
| Temperatursonden | 16 |
| Adapter für wiederverwendbar Temperatursonden | 16 |
| Hinweis: | 16 |
| Temperatur-Verbindungskabel | 16 |
| Temperatursonden, wiederverwendbar, mit Klinenstecker | 17 |
| Adapter für Einweg Temperatursonden | 17 |
| Temperatursonden Einweg | 18 |
| Spezial Temperatursonden Einweg | 19 |
| Zubehör für Neo Temperaturmessung | 20 |
| Schutzhüllen für zentrale Temperatursonden | 20 |
| NIBP „Dinaclick“ Doppelschlauchsystem für Erwachsene / Kinder | 21 |
| Manschettenschläuche für Monitoring | 21 |
| Manschetten wiederverwendbar DURA-Cuf Erwachsene/Kinder | 22 |
| Manschetten wiederverwendbar CLINI-Cuf Erwachsene/Kinder | 23 |
| Manschetten einweg SOFT-Cuf Erwachsene/Kinder | 24 |
| Manschetten einweg CLASSIC-Cuf Erwachsene/Kinder | 26 |
| NIBP „Dinaclick Neo“ Doppelschlauchsystem Einweg für Neonaten | 27 |
| Manschettenschläuche Neonatal | 27 |
| Manschetten einweg SOFT-Cuf Neonatal | 28 |
| Manschetten einweg CLASSIC-Cuf Neonatal | 28 |
| Diverses Zubehör Dinaclick | 29 |
| NIBP Zubehör – Diverse | 30 |
| Manschettenschläuche | 30 |
| Manschetten-Anschlüsse, Adapter und Ersatzteile | 32 |
| NIPB Manschetten DURA-Cuf wiederverwendbar, latexfrei | 33 |
| NIPB Manschetten CLINI-Cuf mehrweg | 34 |
| NIPB Manschetten SOFT-Cuf einweg | 35 |
| NIPB Manschetten CLASSIC-Cuf einweg | 37 |

| | |
|---|-----------|
| Pulsoxymetrie TruSignal SpO2 | 40 |
| Anschlusskabel | 40 |
| Sensoren wiederverwendbar Patientenableitungen | 40 |
| Sensoren einweg | 41 |
| Fixierungszubehör | 42 |
| Sonderzubehör – wiederverwendbare durchgehende Sensoren für weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore und Dinamap V100 mit TruSignal Technologie | 43 |
| Sonderzubehör – wiederverwendbare durchgehende Sensoren für TruSignal 3500 | 44 |
| Sonderzubehör – wiederverwendbare durchgehende Sensoren für Biox/TuffSat | 44 |
| Pulsoxymetrie Nellcor SpO2 | 45 |
| Nellcor SpO2 Anschlusskabel | 45 |
| Nellcor SpO2 Sensor wiederverwendbar | 46 |
| Nellcor SpO2 Sensor einweg | 46 |
| Pulsoxymetrie Masimo SpO2 | 47 |
| Masimo SpO2 Anschlusskabel – RD Set | 47 |
| Masimo SpO2 Sensoren – RD Set | 48 |
| Masimo SpO2 Anschlusskabel – LNCS | 49 |
| Masimo SpO2 Sensoren – LNCS | 49 |
| Befestigungsoptionen zu Masimo Sensoren | 49 |
| IBD – Invasiver Blutdruck | 50 |
| Dual Adapterkabel - weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore | 50 |
| System Edwards (Baxter) - weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore | 50 |
| System PvB Peter-van-Berg - weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore | 51 |
| System xTrans – MRI Monitore | 51 |
| MRI-Zubehör IRadimed | 53 |
| MRI NIBP Zubehör | 53 |
| MRI EKG Zubehör | 56 |
| MRI CO2 Zubehör | 54 |
| MRI Temperatur Zubehör | 56 |
| MRI sonstiges Zubehör | 56 |
| MRI-Zubehör GE Healthcare / Datex Ohmeda | 53 |
| MRI EKG Zubehör | 56 |
| MRI NIBD Zubehör | 57 |
| MRI Zubehör für Gasmessung | 57 |
| GAS-MONITORING | 58 |
| GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA | 58 |
| Gasprobenschläuche | 58 |
| Atemwegsadapter, wiederverwendbar | 59 |
| Atemwegsadapter, einweg | 60 |
| Nasal-Adapter, einweg | 59 |
| Gasprobenschläuche mit aktiver Kondenswasserentfernung | 60 |
| Wasserfallen | 60 |
| Hauptstrom CO2 Messung - Für Datex-Ohmeda Light Monitor, Version B | 62 |
| Gasrückführung und Fortleitung | 62 |

| | |
|---|-----------|
| D-lite Sensoren, wiederverwendbar | 63 |
| D-lite (+) Sensoren, einweg | 63 |
| Spirometrieschläuche, einweg | 63 |
| Spirometrie-Kits | 64 |
| SPEZIELLE MONITORING-PARAMETER | 65 |
| GE HEALTHCARE CARESCAPE MONITORING | 65 |
| NMT Neuromuskuläre Transmission | 65 |
| NMT-Anschlusskabel | 65 |
| NMT-Sensoren | 65 |
| NMT-Elektroden | 65 |
| Entropie | 66 |
| EEG - Elektroenzephalographie | 67 |
| EEG-Ableitungssets | 67 |
| EEG-Elektroden und Pasten | 68 |
| Weiteres EEG-Zubehör | 68 |
| Picco Zubehör | 69 |
| Cardiac Output und SvO2-Zubehör | 70 |
| GE HEALTHCARE MARQUETTE-HELLIGE | 71 |
| SvO2 / HZV | 71 |
| Diverses für Patientenmonitore | 72 |
| GE HEALTHCARE TELEGUARD TELEMETRIE | 72 |
| EKG Zubehör zu Transmitter Type T3125 | 72 |
| Diverses Zubehör zu Transmitter Type T31xx | 72 |
| EKG Zubehör zu Transmitter Type T33xx | 73 |
| SpO2 Zubehör zu Transmitter Type T33xx | 73 |
| NIBD Zubehör zu Transmitter Type T33xx | 74 |
| GE HEALTHCARE ApexPro TELEMETRIE | 75 |
| EKG Zubehör zu Transmitter | 75 |
| SpO2 Zubehör zu Transmitter | 75 |
| Diverses Zubehör zu Transmitter | 75 |
| BEATMUNGSZUBEHÖR | 76 |
| GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA | 76 |
| HMEF | 76 |
| Edith Wärme- und Feuchtigkeitstauscher | 77 |
| Bakterien- und Virenfilter, Einweg | 78 |
| Bakterien-Viren Filter & HME-Bakterien-Viren Filter | 78 |
| Patientenschläuche | 79 |
| Hytrell Patientenschläuche, autoklavierbar | 79 |
| Silikon Patientenschläuche, autoklavierbar | 79 |
| Y-Stücke und Konnektoren | 80 |
| Manuelle Beatmung / Beatmungsbalg | 81 |
| Masken | 81 |
| Beatmungsmasken wiederverwendbar | 81 |

| | |
|--|------------|
| Beatmungsmasken einweg VITAL SIGNS | 82 |
| Vital Signs ECO Beatmungsmasken | 83 |
| AirLife NIV-Vollgesichtsmasken | 84 |
| AirLife NIV-Nasalmasken | 85 |
| SuperNO2VA nasales PAP Beatmungssystem | 86 |
| Beatmungsbeutel Manuell | 87 |
| Patientenschlauchsysteme | 87 |
| Coaxiale Patientenschlauchsysteme Einweg | 87 |
| Patientenschlauchsysteme, Einweg | 88 |
| LimbO – Schlauchsystem mit Trennseptum, Einweg VITAL SIGNS | 89 |
| SeptiFlow Limb-O Beatmungsschlauchsystem | 90 |
| Patientenschlauchsystem-Teile, Einweg | 90 |
| Vital Signs Kopflagerubgskissen | 91 |
| CO2-Absorber | 92 |
| Diverses Zubehör zu Narkosegeräte | 93 |
| Diverses Zubehör zu Intensivrespiratoren | 94 |
| PNEUPAC | 95 |
| Zubehör zu Pneupac Transportbeatmungsgeräte | 95 |
| Patientenschlauch | 95 |
| Beatmungsventile | 96 |
| PEEP Ventile | 96 |
| Beatmungsmasken | 96 |
| ABSAUGUNG & FLÜSSIGKEITSMANAGEMENT | 97 |
| geschlossenes Absaugsystem | 97 |
| Klinischer Brechbeutel | 98 |
| VacSax Absaugsystem | 99 |
| Puddle Guppy® Bodenabsauger | 101 |
| SafeLiner Absaugsystem | 101 |
| DIVERSES | 102 |
| GE HEALTHCARE COROMETRICS FETALMONITORE | 102 |
| Fetal / Maternal EKG | 102 |
| Intra-Uterine Druckkatheter | 103 |
| SpO2 Zubehör | 103 |
| SpO2-Anschlusskabel | 103 |
| SpO2 Nellcor Sensor wiederverwendbar | 104 |
| Nellcor Sensor einweg | 104 |
| Diverses | 104 |
| Temperaturzubehör zu Giraffe und Panda Warmer | 105 |
| Stammkabel | 105 |
| Temperatursonden | 105 |
| Wärmereflektierende Klebepads | 105 |
| SpO2-Zubehör zu Giraffe und Panda Warmer | 106 |
| Stammkabel | 106 |

| | |
|--|------------|
| Beatmungszubehör zu Giraffe und Panda Warmer | 106 |
| Zubehör zu Giraffe Inkubator und Omnibed | 107 |
| Temperatursonden | 107 |
| Wärmereflektierende Klebepads | 107 |
| Diverses Zubehör | 107 |
| Zubehör zu Biliblanket | 108 |
| ACUTRONIC FABIAN HFOi & nCPAP ZUBEHÖR - NEUGEBORENE- UND KINDERBEATMUNG | 109 |
| EtCO2 Seitenstrom Oridion | 109 |
| Schlauchsets Einweg | 109 |
| NIV Beatmungssets | 111 |
| Stickoxid-Kit für Einmalgebrauch | 114 |
| Beatmungsschlauchsets wiederverwendbar | 115 |
| Diverses Zubehör | 116 |
| STIHLER ZUBEHÖR ZU PATIENTENWÄRMESYSTEME | 117 |
| Profile zu Stihler Astoflo Plus eco | 117 |
| Profile zu Stihler Astoflo Plus | 117 |
| Profile zu Stihler Astoflo | 118 |
| Astotube Infusionsverlängerung / Astoline Wärmeisolationssnut zu Stihler Astotherm | 119 |
| Schutzüberzüge zu Stihler Astopad System | 120 |
| ARDO Zubehör | 121 |
| ARDO – Zubehör zu Absaugpumpen | 121 |
| Ardo einweg und mehrweg Absaugzubehör | 121 |
| Diverses Zubehör zur Ardo Sekretabsaugung | 123 |
| ARDO – Zubehör zu Amecosy Wärmematratze | 124 |
| ARDO – Zubehör zu Fototherapielampen | 124 |
| ARDO – Zubehör zu Amenic offenes Intensivpflegesystem | 124 |
| ARDO – Zubehör zu Amelie Star Inkubator | 124 |
| AEROGEN – Zubehör zu Aeroneb Verneblersysteme | 125 |
| Zubehör zu Aeroneb Vernebler - wiederverwendbar | 125 |
| Zubehör zu Aeroneb Vernebler - Einweg | 127 |
| GS STEMPLE | 129 |
| Zubehör zu Corpuls ³ , Corpuls ¹ und Corpuls 08/16 | 129 |
| Stimulationselektroden und Schockpaddels zu Corpuls 3 und Corpuls 1 | 129 |
| Stimulationselektroden und Schockpaddels zu Corpuls 08/16 | 131 |
| EKG Zubehör zu Corpuls 3 und Corpuls 1 | 132 |
| EKG Zubehör zu Corpuls 08/16 | 132 |
| SpO2 Zubehör Masimo zu Corpuls 3 und Corpuls 1 | 133 |
| SpO2 Zubehör Masimo Rainbow zu Corpuls 3 und Corpuls 1 | 134 |
| SpO2 Zubehör Masimo zu Corpuls 08/16 | 135 |
| SpO2 Zubehör BCI zu Corpuls 08/16 | 135 |
| NIBD Zubehör zu Corpuls 3 und Corpuls 08/16 | 136 |
| Temperatur Zubehör zu Corpuls 3 und Corpuls 08/16 - wiederverwendbar | 137 |
| Temperatursonden, zu Corpuls 3 und Corpuls 08/16 - Einweg | 138 |
| IBD Zubehör zu Corpuls 3 | 138 |

| | |
|---|------------|
| IBD Zubehör zu Corpuls 08/16 | 139 |
| CO2 Zubehör zu Corpuls 3 | 140 |
| CO2 Zubehör zu Corpuls 08/16 | 141 |
| CPR Feedback zu Corpuls 3 und Corpuls 1 | 141 |
| Diverses Zubehör zu Corpuls 3 und Corpuls 1 | 142 |
| Diverses Zubehör zu Corpuls 08/16 | 144 |
| Bluepoint Medical | 145 |
| Bluepoint SpO2 Zubehör | 145 |
| Diverses Bluepoint Zubehör | 146 |
| MEKICS OmniOx Zubehör | 147 |
| OmniOx Zubehör | 147 |
| OmniOx Verbrauchsmaterial-Sets | 147 |
| DIVERSES ZUBEHÖR | 149 |
| Sandra Matratzenschutz | 149 |
| Oxyarm | 149 |
| Infusionsdruckmanschetten - „Infusable“ | 149 |
| OP Zubehör | 150 |
| Gefäßschlingen | 150 |
| DeBlade™ Nadelsammler | 151 |
| OP-Markierstifte unsteril | 151 |
| OP-Markierstifte steril | 151 |
| Zählbeutel für Tupfer | 152 |
| Magnetische Instrumentenablage | 152 |
| Elastische Bandagen – Esmarkbinde | 152 |
| DeFogger – Antibeschlag-Lösung | 153 |
| Kauterspitzen-Reiniger | 153 |




MONITORING

HÄMODYNAMISCHES MONITORING









GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA


EKG-Kabel – MULTILINK

Stammkabel

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|--|---|
|  | 2017003-003 1 Stk. | EKG-Stammkabel 3- und 5-polig , 3 m Multi-Link-Patienten-Stammleitung, IEC | Für PSM(P), PDM, ProCare B20/B40, Dash |
|  | 2017006-003 1 Stk. | EKG-Stammkabel 10-polig , 3,6 m Multi-Link-Patienten-Stammleitung, IEC | Für PSM(P), PDM, ProCare B20/B40, Dash |
|  | M1020547 1 Stk. | EKG Stammkabel 3- und 5-polig, 3 m für MultiLink | Nur für M-NEST(P)R (schwarzes Modul), Light Monitor (Serie F-LM1 und F-LMP1) und Cardiicap 5 Monitore |




Patiententeil/Ableitung

| | Artikel Nr. | Bezeichnung |
|---|-----------------------|---|
|  | 412682-003 1 Stk. | MultiLink Ableitung 3-polig , 74cm Patiententeil |
|  | 2106390-004 1 Stk. | MultiLink Ableitung 3-polig , 130cm Patiententeil |
|  | 414556-006 1 Stk. | MultiLink Ableitung 5-polig , verschiedene Längen Patiententeil |
|  | 414556-003 1 Stk. | MultiLink Ableitung 5-polig , 74 cm Patiententeil |
|  | 414556-004 1 Stk. | MultiLink Ableitung 5-polig , 130 cm Patiententeil |
|  | 8001961 1 Stk. | EKG-Kabel, 5-polig , 150 cm Patiententeil |
|  | 416467-004 1 Stk. | EKG Kabel 5-polig , 74 cm für C-Ableitung Patiententeil |
|  | 416467-002 1 Stk. | EKG Kabel 5-polig , 130 cm für C-Ableitungen Patiententeil |



| | Artikel Nr. | Bezeichnung |
|--|----------------------|---|
|  | 412681-003 1 Stk. | EKG Kabel 5-polig , 74 cm Patiententeil |
| | 412681-004 1 Stk. | EKG Kabel 5-polig , 130 cm Patiententeil |
| | 412681-006 1 Stk. | EKG Kabel 5-polig , R,L 74cm, F,N,C 130cm Patiententeil |

EKG-Kabel – SERIE 300



Stammkabel

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|--|--|
|  | M1020541 1 Stk. | Adapter EKG Multilink 3 m für Serie 300 Pat. Kabel 5-polig | Für E-(P)RESTN, PSM(P), ProCare B20/B40 NICHT FÜR PD Modul! |
|  | 545300 1 Stk. | EKG Stammkabel 3-polig, 3 m | Nur für M-NEST(P)R (schwarzes Modul), Light Monitor (Serie F- LM1 und F-LMP1) und Cardiocap 5 Monitore |
|  | 545301 1 Stk. | EKG Stammkabel 5-polig, 3 m | Nur für M-NEST(P)R (schwarzes Modul), Light Monitor (Serie F- LM1 und F-LMP1) und Cardiocap 5 Monitore |


Patiententeil/Ableitung

| | Artikel Nr. | Bezeichnung |
|---|------------------|--|
|  | 545315 1 Stk. | EKG-Ableitung 3-polig m. Clips, 75cm Patiententeil |
|  | 545316 1 Stk. | EKG-Ableitung 5-polig , m. Clips, 125 cm Patiententeil |




Sonderzubehör – MULTILINK

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------|
|  | 2021141-002 1Stk. | EKG Patientenableitung 3-polig , durchgehend , Erw. mit Klammer für Einsatz im OP-Bereich | Für PSM(P), PDM, ProCare B20/B40 |
|  | 2017004-003 1 Stk. | EKG Stammkabel Neo, 3-polig , 3,6 m | Für PSM(P), PDM, ProCare B20/B40 |

Ersatzableitungen – MULTILINK



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|----------------------|---|---------------------|
|  | 414556-003 1Stk. | Multi-Link-Elektrodenleitung mit Klammer für L-Ableitungen, gelb, 74 cm | Für MultiLink-Kabel |
| | 414556-004 1 Stk. | EKG Kabel 5-polig lg.130 cm individuell, IEC | |
| | 414556-006 1 Stk. | EKG Kabel 5-polig lg. 74/130 cm individuell, unterschiedl. Länge | |
| | 412680-010 1Stk. | Ersatzableitung, 74 cm, C (weißer Clip) | |

EKG-Elektroden

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--|--|---|
|  | 209101-406 Pkg à 25 Sets (mit jeweils 3 Ableitungen pro Packung) | Babyelektroden mit Neo-DIN Stecker röntgendurchlässig, Hydrogel, Einweg zu 2017004-003 Stammkabel Neo | Für weiße Module E- PSM(P) und E-(P)RESTN, PDM |
|  | 2014768-001 Pkg à 300 Stk. | EKG-Elektroden, Einweg, Solid Gel, oval Multi P21MO, Schaumträger | Für schwarze M-NEST(P)R und weiße Module E- PSM(P) und E-(P)RESTN |
| | 2009109-003 Pkg à 20 Sets (mit je 3 Elektroden) | EKG Elektroden Erwachsen, long/short Hydrogel, Einweg, silikonfrei Durchmesser: 55mm | |
|  | L-00-S Pkg. à 25 Stk. | Blue Sensor Einwegelektroden EKG | |

Temperatursonden


Adapter für wiederverwendbar Temperatursonden

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|---|--|
|  | 2016998-001 1 Stk. | Dual Temperatur Anschlusskabel für YSI 400, 20cm | Für weiße Module E-PSM(P), E-(P)RESTN und PD-Module sowie ProCare B20 / B40 Monitore |
|  | 2021700-001 1 Stk. | Single Temperatur Anschlusskabel für YSI 400, 20cm auch für Neonaten geeignet | Für weiße Module E-PSM(P), E-(P)RESTN und PD-Module sowie ProCare B20 / B40 Monitore |
| | 2021704-002 1 Stk. | Dual Temepatur Anschlusskabel Für Einwegableitungen | Für weiße Module E-PSM(P), E-(P)RESTN und PD-Module sowie ProCare B20 / B40 Monitore |

Hinweis:



Kein Adapter notwendig für Module und Geräte mit Direktanschluß Klinckenstecker wie M-(N)EST(P)R, Light Monitore, CC5

Temperatur-Verbindungskabel




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------|---|---------|
|  | 81-101400 1 Stk. | Temperatur Verbindungskabel für GE, 3,6m | |
| | 81-1010HP 1 Stk. | Temperatur Verbindungskabel für HP und Philips, 3,6m | |
| | 81-1010SM 1 Stk. | Temperatur Verbindungskabel für Siemens und Dräger, 3,6m | |

Temperatursonden, wiederverwendbar, mit Klinkenstecker








| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------|--|--|
|  | 16560 1 Stk. | Temperatur-Fühler Haut, 2,8 m Erwachsene/Kinder Größe: Ø 10 mm | Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei |
| | 165601 1 Stk. | Temperatur-Fühler Haut, 2,8m, Kleinkinder/Neo Größe: Ø 6 mm | Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP- frei |
|  | 16561 1 Stk. | Temperatur-Fühler, us/2,8m, Erwachsene/Kinder Größe: Ø 3mm | Ösophageal oder rektal Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei |
| | 165611 1 Stk. | Temperatur-Fühler, us/2,8, rectal/oesophagus Kinder, nicht autoklavierbar, 3 m | Ösophageal oder rektal Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei |




Adapter für Einweg Temperatursonden

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|--|---|
|  | 2021701-001 1 Stk. | Anschlußkabel Temperatur (Single) für Einwegableitungen und Harnkatheter 2,5 m | Für weiße Module E- PSM(P), PDM und E- (P)RESTN sowie ProCare B20 / B40 Monitore |
| | 2021704-002 1 Stk. | Anschlußkabel Temperatur (Dual) für Einwegableitungen und Harnkatheter 2,5 m | Für weiße Module E- PSM(P), PDM und E- (P)RESTN sowie ProCare B20 / B40 Monitore |
|  | 165641 1 Stk. | Verlängerungskabel für Einmal- Temperatursonden, 2,8 m bzw. für Harnkatheter mit integrierter Temperaturmessung Typ 400 | Für schwarze M-NEST(P)R Module |
|  | 165640 1 Stk. | Verlängerungskabel für Einmal- Temperatursonden, 1,3 m bzw. für Harnkatheter mit integrierter Temperaturmessung Typ 400 | Für schwarze M-NEST(P)R Module |


Temperatursonden Einweg

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------------|---|---------|
|  | 1016EU Pkg. à 50 Stk. | Vital Signs Temperatursonde 9 Fr., Einweg, Serie 400, single use | |
|  | M1024222 Pkg à 25 Stk. | Temperatursonde Einweg Haut, Erwachsene + Kinder | |
| | M1024231VY Pkg à 50 Stk. | Temperatursonde Einweg Zentral, Erwachsene 12 FR | |
| | M1024229 Pkg à 25 Stk. | Temperatursonde Einweg Zentral, Kinder 9 FR | |
|  | 81-020409 Pkg à 50 Stk. | Universal Temperatursonde 9 Fr, steril | |
| | 81-020412 Pkg à 50 Stk. | Universal Temperatursonde 12 Fr, steril | |
|  | M1024233 Pkg à 25 Stk. | Temperatursonden Einweg Ohr, Erwachsene | |
|  | M1024237 Pkg à 25 Stk. | Temperatursonden Einweg Ohr, Kinder | |





Spezial Temperatursonden [Einweg](#)

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|---------------------------|---|---------|
|  | M1024205 Pkg à 25 Stk. | Ösophagus Stethoskop mit integr. Temperaturmessung, 9 FR | |
| | M1024212 Pkg à 25 Stk. | Ösophagus Stethoskop mit integr. Temperaturmessung, 12 FR | |
|  | 1010EU Pkg à 50 Stk. | Vital Signs Oesoph.Steht.m.Tempfühler Oesophagus - 12F, single use | |
| | 1011EU Pkg à 50 Stk. | Vital Signs Oesoph.Steht.m.Tempfühler(50 Stk.) Oesophagus - 18F, single use | |
|  | CT30808S Pkg à 10 Stk. | FOLEY Katheter mit integr. Temp. Messung 8 FR | |
| | CT31005S Pkg à 10 Stk. | FOLEY Katheter mit integr. Temp. Messung 10 FR | |
| | CT31210S Pkg à 10 Stk. | FOLEY Katheter mit integr. Temp. Messung 12 FR | |
| | CT31410S Pkg à 10 Stk. | FOLEY Katheter mit integr. Temp. Messung 14 FR | |
| | CT31610S Pkg à 10 Stk. | FOLEY Katheter mit integr. Temp. Messung 16 FR | |
| | CT31810S Pkg à 10 Stk. | FOLEY Katheter mit integr. Temp. Messung 18 FR | |

Zubehör für Neo Temperaturmessung




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------------|--|---------|
|  | 01-01-303 Pkg à 100 Stk. | Mini Thermal Reflektor pads Herzform 2,54cm für Babys < 1.000 g | |
| | 01-02-304 Pkg à 200 Stk. | Mini Thermal Reflektor pads Herzform 3,81cm für Babys < 1.000 g | |

Schutzhüllen für zentrale Temperatursonden

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------------|---|---|
|  | 27000010 Pkg. à 100 Stk. | Ellab Probenhüllen | |
|  | 2008774-001 1 Stk. | Turbo Temperatursensor Oesophagusmessung | Zu Dinamap Pro V2 und Dinamap Pro Care |
|  | 2008775-001 1 Stk. | Turbo Temperatursensor rectal | Zu Dinamap Pro V2 und Dinamap Pro Care |
|  | P850 Pkg. à 200 Stk. | Schutzhüllen zu Temperatursonden | Zu Dinamap Pro und Pro Care |

NIBP „Dinaclick“ Doppelschlauchsystem für Erwachsene / Kinder

Manschettenschläuche für Monitoring

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|--|--|
|  | 2058203-002 1 Stk. | NIBP Anschluss Doppelschlauchsystem "Dinaclick" zu Monitoring, 3,6 m | PS-Module, E-(P)RE(S)TN, PD-Module, TRAM, Dash, Eagle3000, Corometrics 120/259 |
| | 2058203-003 1 Stk. | NIBP Anschluss Doppelschlauchsystem "Dinaclick", zu Monitoring, 7,2 m | MRI |
|  | 877235_Dinaclick 1 Stk. | NIBP Anschluss Doppelschlauchsystem "Dinaclick" zu Monitoring, 3,6 m | DO Monitoring "alt" schwarze Module |
|  | 2058205-001 1 Stk. | NIBP Anschluss-Doppelschlauchsystem „Dinaclick“ zu Dinamap 3,6 m | Dinamap V100, ProCare, ProSerie, Compact, MPS Serie |

Manschetten wiederverwendbar DURA-Cuf Erwachsene/Kinder



| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| DUR-P1-2A 1 Stk. | Kleinkinder Umfang 8 – 13 cm Manschettenhöhe 5,8 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| DUR-P2-2A 1 Stk. | Kinder Umfang 12 – 19 cm Manschettenhöhe 8,5 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| DUR-P2-2A-L 1 Stk. | Kinder lang Umfang 12 – 19 cm Manschettenhöhe 8,5 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| DUR-A1-2A 1 Stk. | Erwachsene klein Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| DUR-A1-2A-L 1 Stk. | Erwachsene klein, lang Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| DUR-A2-2A 1 Stk. | Erwachsene Standard Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| DUR-A2-2A-L 1 Stk. | Erwachsene lang Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| DUR-A3-2A 1 Stk. | Erwachsene, groß Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| DUR-A3-2A-L 1 Stk. | Erwachsene, groß, lang Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| DUR-T1-2A 1 Stk. | Oberschenkel Umfang 38 – 50 cm Manschettenhöhe 21,5 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar, |

Manschetten wiederverwendbar CLINI-Cuf Erwachsene/Kinder

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| CLN-P2-2A 1 Stk. | Kinder Umfang 12 – 19 cm Manschettenhöhe 8,5 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| CLN-A1-2A 1 Stk. | Erwachsene klein Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| CLN-A2-2A 1 Stk. | Erwachsene Standard Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| CLN-A2-2A-L 1 Stk. | Erwachsene lang Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |
| CLN-A3-2A 1 Stk. | Erwachsene, groß, lang Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm | Dura Manschette, wiederverwendbar |



Manschetten einweg SOFT-Cuf Erwachsene/Kinder



| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| SFT-P1-2A Pkg. à 20 Stk. | Kleinkinder Umfang 8 – 13 cm Manschettenhöhe 5,8 cm | Soft Manschette Einweg |
| SFT-P2-2A Pkg. à 20 Stk. | Kinder Umfang 12 – 19 cm Manschettenhöhe 8,5 cm | Soft Manschette Einweg |
| SFT-P2-2A-L Pkg. à 20 Stk. | Kinder lang Umfang 12 – 19 cm Manschettenhöhe 8,5 cm | Soft Manschette Einweg |
| SFT-A1-2A Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene klein Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm | Soft Manschette Einweg |
| SFT-A1-2A-L Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene klein, lang Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm | Soft Manschette Einweg |
| SFT-A2-2A Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm | Soft Manschette Einweg |
| SFT-A2-2A-L Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene lang Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm | Soft Manschette Einweg |
| SFT-A3-2A Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene groß Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm | Soft Manschette Einweg |
| SFT-A3-2A-L Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene groß, lang Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm | Soft Manschette Einweg |

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| SFT-T1-2A Pkg. à 20 Stk. | Oberschenkel Umfang 38 – 50 cm Manschettenhöhe 21,5 cm | Soft Manschette Einweg |
| SFT-F1-2A Pkg. à 20 Stk. | Unterarm ***NEU*** Umfang 26 – 36 cm konisch | Soft Manschette Einweg |







Manschetten einweg CLASSIC-Cuf Erwachsene/Kinder







| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| CLA-P1-2A Pkg. à 20 Stk. | Kleinkinder Umfang 8 – 13 cm Manschettenhöhe 5,8 cm | Classic Manschette Einweg |
| CLA-P2-2A Pkg. à 20 Stk. | Kinder Umfang 12 – 19 cm Manschettenhöhe 8,5 cm | Classic Manschette Einweg |
| CLA-A1-2A Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene klein Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm | Classic Manschette Einweg |
| CLA-A1-2A-L Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene klein, lang Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm | Classic Manschette Einweg |
| CLA-A2-2A Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm | Classic Manschette Einweg |
| CLA-A2-2A-L Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene lang Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm | Classic Manschette Einweg |
| CLA-A3-2A Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene groß Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm | Classic Manschette Einweg |
| CLA-A3-2A-L Pkg. à 20 Stk. | Erwachsene groß, lang Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm | Classic Manschette Einweg |
| CLA-T1-2A Pkg. à 20 Stk. | Oberschenkel Umfang 38 – 50 cm Manschettenhöhe 21,5 cm | Classic Manschette Einweg |

NIBP „Dinaclick Neo“ Doppelschlauchsystem Einweg für Neonaten




Manschettenschläuche Neonatal



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|---|--|
|  | 2058204-002 1 Stk. | NIBP Anschluss- Doppelschlauchsystem „Dinaclick“ zu Monitoring, 2,4 m | PS-Module, E-(P)RE(S)TN, PD-Module, TRAM, Dash, Eagle3000, Corometrics 120/259 |
|  | 2058204-003 1 Stk. | NIBP Anschluss- Doppelschlauchsystem „Dinaclick“ zu Monitoring, 3,6 m | PS-Module, E-(P)RE(S)TN, PD-Module, TRAM, Dash, Eagle3000, Corometrics 120/259 |
|  | 877514_Dinaclick 1 Stk. | NIBP Anschluss- Doppelschlauchsystem "Dinaclick" zu Monitoring, 3,6 m | DO Monitoring "alt" schwarze Module |
|  | 2058206-001 1 Stk. | NIBP Anschluss- Doppelschlauchsystem Neo zu Dinamap 3,6 m | Dinamap V100, ProCare, ProSerie, Compact, MPS Serie |

Manschetten einweg SOFT-Cuf Neonatal



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis | |
|---|-----------------------------|--|------------------------------|------|
|  | SFT-N1-2B Pkg. à 20 Stk. | Neo Größe 1 (Fisch) Umfang 3 - 6 cm Manschettenhöhe 2,3 cm | Neonatal Manschette | Soft |
|  | SFT-N2-2B Pkg. à 20 Stk. | Neo Größe 2 (Hase) Umfang 4 - 8 cm Manschettenhöhe 3 cm | Neonatal Manschette | Soft |
|  | SFT-N3-2B Pkg. à 20 Stk. | Neo Größe 3 (Ente) Umfang 6 - 11 cm Manschettenhöhe 4 cm | Neonatal Manschette | Soft |
|  | SFT-N4-2B Pkg. à 20 Stk. | Neo Größe 4 (Katze) Umfang 7 - 13 cm Manschettenhöhe 4,8 cm | Neonatal Manschette | Soft |
|  | SFT-N5-2B Pkg. à 20 Stk. | Neo Größe 5 (Igel) Umfang 8 - 15 cm Manschettenhöhe 5,5 cm | Neonatal Manschette | Soft |
| | SFT-NSET-2B 1 Set | Neo Set bestehend aus: 2 x Fisch, 3 x Hase, je 5 x Ente, Katze, Igel | Neonatal Soft Manschetten | |

Manschetten einweg CLASSIC-Cuf Neonatal

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis | |
|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|
|  | CLA-N1-2B Pkg. à 20 Stk. | Neo Größe 1 (Fisch) Umfang 3 - 6 cm Manschettenhöhe 2,3 cm | Neonatal Classic Manschetten | |
|  | CLA-N2-2B Pkg. à 20 Stk. | Neo Größe 2 (Hase) Umfang 4 - 8 cm Manschettenhöhe 3 cm | Neonatal Classic Manschetten | |
|  | CLA-N3-2B Pkg. à 20 Stk. | Neo Größe 3 (Ente) Umfang 6 - 11 cm Manschettenhöhe 4 cm | Neonatal Classic Manschetten | |

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--|---------------------------------|
|  CLA-N4-2B Pkg. à 20 Stk. | Neo Größe 4 (Katze) Umfang 7 - 13 cm Manschettenhöhe 4,8 cm | Neonatal Classic Manschetten |
|  CLA-N5-2B Pkg. à 20 Stk. | Neo Größe 5 (Igel) Umfang 8 - 15 cm Manschettenhöhe 5,5 cm | Neonatal Classic Manschetten |
| CLA-NSET-2B 1 Set | Neo Set bestehend aus: 2 x Fisch, 3 x Hase, je 5 x Ente, Katze, Igel | Neonatal Classic Manschetten |

Diverses Zubehör Dinaclick

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|---|---|
|  2059295-001 1 Stk. | "Waschstöpsel" zum Abdichten während des Reinigungsprozesses für alle Dinaclick (Erw/Kinder) und Dinaclick Neo Manschetten | Achtung: Einsteckrichtung beachten!  |

NIBP Zubehör – Diverse

Anschluss zu GE
Healthcare Datex-
Ohmeda Monitoren



Submin-mated

Anschluss zu GE
Healthcare
Dash und Solar



Submin

Anschluss zu GE
Healthcare Dinamap
Pro/ProCare und
Corometrics 120 Serie







Schraubverschluss



Anschluss zu GE
Healthcare Neo



Neo

Manschettenschläuche

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|---|---|
|  | 877235 1 Stk. | Manschettenanschluss Schlauch schwarz, 3 m | Für schwarze Module M- NEST(P)R Submin-mated |
|  | 877514 1 Stk. | Manschettenanschluss Schlauch Kinder weiß 3m | Für schwarze Module M-NEST(P)R Nicht mit Datex-Ohmeda Light Monitor verwenden. Neo |
|  | 2020980-001 1 Stk. | Anschluss Schlauch schwarz, 3,6m, Erwachsene | Für weiße Module E- PSM(P) und E-(P)RESTN, ProCare B20/B40 Monitore Submin-mated |
|  | 2017009-003 1 Stk. | Anschluss Schlauch 3,6m, Kinder klein und Neonaten | Für weiße Module E- PSM(P) und E-(P)RESTN, ProCare B20/B40 Monitore Neo |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|---|--|
|  | 2017008-001 1 Stk. | Anschluß-Doppelschlauch für wiederverw. Und Einmal-Manschetten, Rechteck-Stecker, 3,6 m | Zu Dash und Solar Monitore, PD-Module und Corometrics Submin |
|  | 2017009-003 1 Stk. | Anschluß-Doppelschlauch 3,6m für Neonaten-Einmal-Manschetten | Zu Dash und Solar Monitore sowie PD- Module Neo |
|  | 2017009-001 1 Stk. | Anschluss-Doppelschlauch Soft-Cuf Neonaten Mansch.Rechteck-Stecker 2,4 m | Zu Dash und Solar Monitore sowie PD- Module Neo |
|  | 107363 1 Stk. | NIBD Anschlußschlauch 3.65m für Erw./Kind | Zu Dinamap Pro und Pro Care Submin Verschluss |
|  | 107365 1 Stk. | NIBD Anschlußschlauch 3.65m für Erw./Kind | Zu Dinamap Pro und Pro Care Schraubverschluss |
|  | 107366 1 Stk. | NIBD Anschluß-Schlauch 7,30m für Erw./Kind | Zu Dinamap Pro und Pro Care Schraubverschluss |
|  | 107368 1 Stk. | NIBD Anschluß-Schlauch 3,6m für Neonaten | Zu Dinamap Pro und Pro Care Neo |
|  | 008841 1 Stk. | Verbindungssschlauch 3,65m Erwachsene / Kinder | Zu Dinamap 1846 und XL Neo |

Manschetten-Anschlüsse, Adapter und Ersatzteile

Hämodynamisches Monitoring: GE Healthcare Marquette Hellige

M
O
N
I
T
O
R
I
N
G

N
I
B
P



| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|-------------------------|--|---|
| 330085 Pkg à 10 Stk. | X-Adapter Critikon Manschetten DO-Monitoring zu GE-Monitoring | Zur Verwendung mit Marquette Hellige Manschetten Zu Manschettenanschluss- schlauch mit der Art.Nr. 877235, 879739 und 2021285-001 |

NIPB Manschetten DURA-Cuf wiederverwendbar, latexfrei



| Größe | Submin-Mated | Submin | Schraubverschluss |
|---|---------------------------------|---------|-------------------|
| Kinder klein, 8 – 13 cm Orange, 1 Stk. | 2750E Neo-Schlauch notwendig | 002200E | 002783E |
| Kinder standard, 12 – 19 cm Grün, 1 Stk. | 2751E | 002201E | 002781E |
| Kinder standard lang, 12 – 19 cm grün, 1 Stk. | - | - | 2785E |
| Erwachsene klein, 17 – 25 cm Hellblau, 1 Stk. | 2752E | 002202E | 002779E |
| Erwachsene Hänger Blau, 1 Stk. | - | - | 002771E |
| Erwachsene standard, 23 – 33 cm Blau, 1 Stk. | 2753E | 002203E | 002774E |
| Erwachsene lang, 23 – 33 cm Blau, 1 Stk. | 002756E | 002206E | 002772E |
| Erwachsene groß, 31 – 40 cm Weinrot, 1 Stk. | 2754E | 002204E | 002791E |
| Erwachsene groß lang, 31 – 40 cm Weinrot, 1 Stk. | 002757E | 002207E | 002784E |
| Oberschenkel, 38 – 50 cm Braun, 1 Stk. | 2755E | 002205E | 002796E |
| Set Kinder, diverse Größen 6 Stück | - | 2296 | - |

NIBP Manschetten DURA-Cuf wiederverwendbar, latexfrei



| Größe | Submin-Mated | Submin | Schraubverschluss |
|---|--------------|--------|-------------------|
| Set Erwachsene, diverse Größen 6 Stück | - | 2297 | - |
| Set, diverse Größen 6 Stück | - | 2299 | - |

NIBP Manschetten CLINI-Cuf mehrweg



| Größe | Submin-Mated | Submin | Schraubverschluss |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kinder, 12 – 19 cm 2-Schlauchmanschette | CLN-CHLD-MSUB | CLN-CHLD-2SUB | - |
| Erwachsene klein, 17 – 25 cm 2-Schlauchmanschette | CLN-SMADLT-MSUB | CLN-SMADLT-2SUB | - |
| Erwachsene standard, 23 – 33 cm 2-Schlauchmanschette | CLN-ADLT-MSUB | CLN-ADLT-2SUB | - |
| Erwachsene lang, 23 – 33 cm 2-Schlauchmanschette | CLN-ADLT-MSUB-LNG | CLN-ADLT-2SUB-LNG | - |
| Erwachsene groß, 31 – 40 cm 2-Schlauchmanschette | CLN-LGADLT-MSUB | CLN-LGADLT-2SUB | - |

NIPB Manschetten SOFT-Cuf einweg



| Größe | Submin-Mated | Submin | Schraubverschluss | NEO |
|--|--------------|---------|-------------------|-----|
| Kinder klein 8 – 13 cm Orange-weiß, Pkg. à 20 Stk. | 2450 | 2401 | 2500 | - |
| Kinder standard 12 – 19 cm Grün-weiß, Pkg. à 20 Stk. | 2451 | 2402 | 2501 | - |
| Kinder standard lang 12 – 19 cm Grün-weiß, Pkg. à 20 Stk. | - | 2400-GE | 2506 | - |
| Erwachsene klein 17 – 25 cm Hellblau-weiß, Pkg. à 20 Stk. | 2452 | 2403 | 2502 | - |
| Erwachsene klein lang 17 – 25 cm Hellblau-weiß, Pkg. à 20 Stk. | - | 2407 | 2507 | - |
| Erwachsene standard 23 – 33 cm Pkg. à 20 Stk. | 2453 | 2404 | 2503 | - |
| Erwachsene standard lang 23 – 33 cm Pkg. à 20 Stk. | 2454 | 2116-GE | 2604 | - |
| Erwachsene groß 31 – 40 cm Rosa-weiß, Pkg. à 20 Stk. | 2455 | 2405 | 2504 | - |

| Größe | Submin-Mated | Submin | Schraubverschluss | NEO |
|--|--------------|--------|-------------------|------|
| Erwachsene groß lang 31 – 40 cm, Rosa-weiß, Pkg. à 20 Stk. | 2456 | 2117 | 2644 | - |
| Oberschenkel 38 – 50 cm, Braun-weiß, Pkg. à 20 Stk. | 2457 | 2406 | - | |
| Set, diverse Größen Pkg. à 10 Stk. | - | 2298 | 002695 | |
| Neonatal Größe 1, 3 – 6 cm, Fisch, orange, Pkg. à 20 Stk. | | - | - | 2521 |
| Neonatal Größe 2, 4 – 8 cm, Hase, hellblau, Pkg. à 20 Stk. | 2422 | - | - | 2422 |
| Neonatal Größe 3, 6 – 11 cm, Ente, grün, Pkg. à 20 Stk. | 2523 | - | - | 2523 |
| Neonatal Größe 4, 7 – 13 cm, Katze, blau, Pkg. à 20 Stk. | 2524 | - | - | 2524 |
| Neonatal Größe 5, 8 – 15 cm, Igel, rosa, Pkg. à 20 Stk. | 2525 | - | - | 2525 |
| Neonatal Set 2x Gr.1, 3x Gr.2, je 5x Gr.3, Gr.4, Gr.5 | 2694 | - | - | 2694 |



NIPB Manschetten CLASSIC-Cuf einweg



| Größe | Submin-Mated | Submin | Schraubverschluss | NEO |
|---|---------------------|--------|----------------------|-----|
| Kinder klein, 8 – 13 cm Pkg. à 20 Stk. | 2170 (8 – 15 cm) | 2354 | 2618 (8 – 15 cm) | - |
| Kinder standard, 12 – 19 cm Pkg. à 20 Stk. | 2171 | 2355 | 2613 | - |
| Erwachsene klein, 17 – 25 cm Pkg. à 20 Stk. | 2172 | 2356 | 2608 | - |
| Erwachsene standard, 23 – 33 cm Pkg. à 20 Stk. | 2173 | 2357 | 2603 (23 – 30 cm) | - |
| Erwachsene standard lang, 23 – 33 cm Pkg. à 20 Stk. | 2174-GE | 2352 | 2647 | - |
| Erwachsene groß, 31 – 40 cm Pkg. à 20 Stk. | 2175 | 2358 | 2643 | - |
| Erwachsene groß lang, 31 – 40 cm Pkg. à 20 Stk. | 2176 | 2353 | 2649 | - |
| Oberschenkel, 38 – 50 cm Pkg. à 20 Stk. | 2177 | 2359 | 2648 | - |
| Set, diverse Größen Pkg. à 10 Stk. | - | 2292 | 2692 | - |





| Größe | Submin-Mated | Submin | Schraubverschluss | NEO |
|---|--------------|--------|-------------------|------|
| Isolierstation Kinder klein, 8 – 13 cm, gelb Pkg. à 20 Stk. | - | 2670 | 2650 | - |
| Isolierstation Kinder standard, 12 – 19 cm, gelb Pkg. à 20 Stk. | - | 2671 | 2651 | - |
| Isolierstation Erwachsene klein, 17 – 25 cm, gelb Pkg. à 20 Stk. | - | 2672 | 2607 | - |
| Isolierstation Erwachsene standard, 23 – 33 cm, gelb Pkg. à 20 Stk. | - | 2673 | 2602 | - |
| Isolierstation Erwachsene groß, 31 – 40 cm, gelb Pkg. à 20 Stk. | - | 2674 | - | - |
| Isolierstation Oberschenkel, 38 – 50 cm, gelb Pkg. à 20 Stk. | - | 2675 | 2652 | - |
| Neonatal Größe 1, 3 – 6 cm, Fisch Pkg. à 20 Stk. | 2638 | - | - | 2638 |
| Neonatal Größe 2, 4 – 8 cm, Hase Pkg. à 20 Stk. | 2633 | - | - | 2633 |
| Neonatal Größe 3, 6 – 11 cm, Ente Pkg. à 20 Stk. | 2628 | - | - | 2628 |
| Neonatal Größe 4, 7 – 13 cm, Katze Pkg. à 20 Stk. | 2623 | - | - | 2623 |

| Größe | Submin-Mated | Submin | Schraubverschluss | NEO |
|--|--------------|--------|-------------------|------|
| Neonatal Größe 5, 8 – 15 cm, Igel, Pkg. à 20 Stk. | 2619 | - | - | 2619 |
| Neonatal Set Größe 1 – 5 | 2693 | - | - | 2693 |









Pulsoxymetrie TruSignal SpO2

Anschlusskabel





| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|-----------------|---|--|
|  | TS-N3 1 Stk. | TruSignal SpO2 Stammkabel, 3 m, Nicolay | Anschluss für schwarze Modulen M-NEST(P)R, Light Monitore, CC5 |
|  | TS-G3 1 Stk. | TruSignal SpO2 Monitorkabel, 3 m, GE Konnektor | Anschluss für weiße Modulen E-PSM(P) und E-(P)RE(S)TN, ProCare B20 / B40 Monitore sowie Dinamap Carescape V100 mit TruSignal Technologie |
|  | TS-M3 1 Stk. | TruSignal SpO2 Stammkabel, 3 m, MC Konnektor | Anschluss nur für Pulsoximeter TruSignal 3500 |
|  | TS-H3 1 Stk. | TruSignal SpO2 Stammkabel, 3 m, H-Konnektor | Anschluss nur für Pulsoximeter Biox und TuffSat |

Sensoren wiederverwendbar Patientenableitungen








| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|-------------------|--|--|
|  | TS-F-D 1 Stk. | TruSignal SpO2 Fingerclip 1 m Kinder/Erwachsene ≥ 20 kg | Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3 |
|  | TS-SA-D 1 Stk. | TruSignal SpO2 Fingertip 1m Kinder/Erwachsene ≥ 30 kg | Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3 |
|  | TS-SP-D 1 Stk. | TruSignal SpO2 Fingertip 1m, Kinder 15 – 30 kg | Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3 |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------------|---|--|
|  | TS-W-D 1 Stk. | TruSignal SpO2 FlexSensor 1 m Kinder > 3 kg bis Erwachsene ≥ 50 kg | Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3 |
|  | TS-SE-3 Pkg à 3 Stk. | TruSignal SpO2 Sensitiv FlexSensor 1 m Frühgeborene ≤ 3kg bis Erwachsene ≥ 50 kg | Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3 |
|  | TS-E-D 1 Stk. | TruSignal SpO2 Ohrclip 1 m , Kinder ≥ 10 kg bis Erwachsene ≥ 50 kg | NUR mit Anschlusskabel TS-G3 oder TS-M3 |

Sensoren einweg

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------------|--|--|
|  | TS-AF-25 Pkg à 25 Stk | TruSignal SpO2 Allfit KlebeSensor 0,5 m Frühgeborene ≤ 3kg bis Erwachsene ≥ 50 kg | Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3 |
|  | TS-AAW-25 Pkg à 25 Stk | TruSignal SpO2 Klebesensor 0,3 m Erwachsene > 20 kg | Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3 |
|  | TS-PAW-25 Pkg à 25 Stk | TruSignal SpO2 Klebesensor 0,3 m Kinder 3 - 20 kg | Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3 |
|  | TS-AP-25 Pkg à 25 Stk. | TruSignal SpO2-Klebesensor 3,0 m Kinder ab 20 kg bis Erwachsene ≥ 50 kg | Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3 |

Fixierungszubehör



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|---|---------------------|
|  | OXY-RT-B Pkg à 100 Stk. | Fixierband, rosa | |
|  | OXY-SND Pkg à 3 Stk. | Schaumstoffsandale für Sensitiv-Hautsensor Zur Verwendung des Sensors am Fuß von Kleinkindern od. Säuglingen | zu TS-SE-3 |
|  | OXY-RWS Pkg à 24 Stk. | Ersatz-Schaumbefestigungsband für Flex Sensoren, klein | |
|  | OXY-RWM Pkg à 24 Stk. | Ersatz-Schaumbefestigungsband für Flex Sensoren, mittel | |
|  | OXY-RWL Pkg à 24 Stk. | Ersatz-Schaumbefestigungsband für Flex Sensoren, groß | |
|  | OXY-RTW Pkg à 100 Stk. | Fixier-Klebeband extra breit für Flex-Sensoren | |
|  | OXY-BC-5 Pkg. à 5 Stk. | Ersatzclip Bett/Schulter | zu Ohrclip Sensoren |

Sonderzubehör – wiederverwendbare durchgehende Sensoren für weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore und Dinamap V100 mit TruSignal Technologie


MONITORING SPO2

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------|---|--|
|  | TS-F4-GE 1 Stk. | TruSignal SpO2 Fingerclip durchgehend, 4 m Kinder/Erwachsene ≥ 20 kg | Für E-PSM(P) und E-(P)RESTN, ProCare B20 / B40 Monitore sowie Dinamap Carescape V100 |
|  | TS-F2-GE 1 Stk. | TruSignal SpO2 Fingerclip durchgehend, 2 m Kinder/Erwachsene ≥ 20 kg | Für E-PSM(P) und E-(P)RESTN, ProCare B20 / B40 Monitore sowie Dinamap Carescape V100 |
|  | TS-E4-GE 1 Stk. | TruSignal SpO2 Ohrclip durchgehend 4 m Kinder ≥ 10 kg bis Erwachsene ≥ 50 kg | Für E-PSM(P) und E-(P)RESTN, ProCare B20 / B40 Monitore sowie Dinamap Carescape V100 |
|  | TS-E2-GE 1 Stk. | TruSignal SpO2 Ohrclip durchgehend, 2 m Kinder ≥ 10 kg bis Erwachsene ≥ 50 kg | Für E-PSM(P) und E-(P)RESTN, ProCare B20 / B40 Monitore sowie Dinamap Carescape V100 |
|  | TS-SA4-GE 1 Stk. | TruSignal SpO2 FingerTip durchgehend, 4 m Kinder/Erwachsene ≥ 30 kg | Für E-PSM(P) und E-(P)RESTN, ProCare B20 / B40 Monitore sowie Dinamap Carescape V100 |
| | TS-SP3-GE 1 Stk. | TruSignal SpO2 FingerTip durchgehend, 3m, Kinder 15 – 30 kg | Für E-PSM(P) und E-(P)RESTN, ProCare B20 / B40 Monitore sowie Dinamap Carescape V100 |



Sonderzubehör – wiederverwendbare durchgehende Sensoren für schwarze DO-Module

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|-------------------|---|---|
|  | TS-F4-N 1 Stk. | TruSignal SpO2 FingerClip, durchgehend, 4m Kinder/Erwachsene ≥ 20 kg | NUR zu Monitoring mit schwarzen Modulen M- NEST(P)R |
|  | TS-E4-N 1 Stk. | TruSignal SpO2 OhrClip, durchgehend 4m Kinder ≥ 10 kg bis Erwachsene ≥ 50 kg | NUR zu Monitoring mit schwarzen Modulen M- NEST(P)R |

Sonderzubehör – wiederverwendbare durchgehende Sensoren für TruSignal 3500



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------|--|---------------------------------------|
|  | TS-SP3-MC 1 Stk. | TruSignal SpO2 FingerTip durchgehend, 3m, Kinder 15 – 30 kg NUR MEHR BEGRENZT VERFÜGBAR! | NUR zu Pulsoximeter TruSignal 3500 |

Sonderzubehör – wiederverwendbare durchgehende Sensoren für Biox/TuffSat

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------|---|---|
|  | TS-F4-H 1 Stk. | TruSignal SpO2 FingerClip, durchgehend, 4m Kinder/Erwachsene ≥ 20 kg NUR MEHR BEGRENZT VERFÜGBAR! | NUR zu Pulsoximetern Biox 3700/3740/3770/3775/38 00/3900/ 3900P und TuffSat |
|  | TS-W4-H 1 Stk. | TruSignal SpO2 Flex-Sensor durchgehend, 4m >3kg NUR MEHR BEGRENZT VERFÜGBAR! | |

Pulsoxymetrie Nellcor SpO2




Nellcor SpO2 Anschlusskabel

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|--|
|  <p>2021406-001 1 Stk.</p> | SpO2 Nellcor Stammkabel 2,9 m OxiMax | Für Nellcor Oxymax (=Software ≥ V6) Passend zu Dash 3000- 5000 V6, ProCare B20 und B40, Carescape V100, Eagle und Solar Monitore, PD- Module sowie Corometrics (nur für Geräte mit Lieferung <u>ab Ende 2006</u>) und ProCare B20 / B40 Monitore mit Nellcor Technologie |
|  <p>2006644-001 1 Stk.</p> | SpO2 Nellcor Basiskabel 2,9 m OxiSmart | Für Nellcor Oxysmart Passend zu Solar 7000/8000/ 8000M, Solar 9500, Dash 2000/3000/4000, Eagle 1000/3000/4000, Responder 3000, Corometrics 120/2120/128/129 |
|  <p>903131 1 Stk.</p> | SpO2 Nellcor Stammkabel 2,9 m | Passend zu DP-Serien(V1) und Pro1000(V2) |
|  <p>EC-8 1 Stk.</p> | SpO2 Nellcor Stammkabel 2,4 m | Passend zu Dinamap Compact TS |
|  <p>2025350-001 1 Stk.</p> | SpO2 Nellcor OXIMAX Kabel 3 m | zu Corometrics 250 Serie |

Nellcor SpO2 Sensor wiederverwendbar

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|
|  | 70124021 1 Stk. | SpO2 Nellcor Sensor DS100A wiederverwendbar Erwachsene > 40 kg | |
|  | 70124033 1 Stk. | SpO2 Nellcor Sensor D-YS wiederverwendbar Multisite Sensor, Erwachsene, Kinder und Säuglinge > 1 kg | |
|  | 70124034 1 Stk. | SpO2 Ohrclip D-YSE zu Nellcor MultisiteSensor wiederverwendbar Erwachsene, Kinder > 30 kg | Clip zu Sensor Art.-Nr. 70124033 |
|  | Flexmax | SpO2 Fingerclip Wiederverwendbar Erw. > 20 kg | |
|  | Flexmax-P | SpO2 Flex Fingersensor Wiederverwendbar Kinder | |

Nellcor SpO2 Sensor einweg

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|---|---------|
|  | 70124027 Pkg. à 24 Stk. | SpO2 Nellcor Klebensensor MAX-A Erwachsene > 30 kg | |
|  | 70124026 Pkg. à 24 Stk. | SpO2 Nellcor Klebensensor MAX-P Kinder 3 - 20 kg | |
|  | 70124022 Pkg. à 24 Stk. | SpO2 Nellcor Klebensensor MAX-I Kinder 10 – 50 kg | |








70124035
1 Stk.









FlexSensor OXI-A/N semi –
Wiederverwendbar inkl.
50 Klebebänder
Kinder/ERw. < 3kg oder > 40 kg


Pulsoxymetrie Masimo SpO2

Masimo SpO2 Anschlusskabel – RD Set

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------|--|---|
|  | 4085 1 Stk. | SpO2 Masimo Stammkabel 3,6 m RD Set | Zu Dash, Solar und PD-Modul, Dinamap V100 sowie ProCare B20 und B40 Monitore mit Masimo Technologie für RD Set Sensoren |
|  | 4084 1 Stk. | SpO2 Masimo Stammkabel 1,5 m RD Set | Zu Dash, Solar und PD-Modul, Dinamap V100 sowie ProCare B20 und B40 Monitore mit Masimo Technologie für RD Set Sensoren |
|  | 4081 1 Stk. | SpO2 Masimo Stammkabel 3,6 m RD Set | Zu Dinamap Pro V2 und Dinamap Pro Care für RD Set Sensoren |
|  | 4080 1 Stk. | SpO2 Masimo Stammkabel 1,2 m RD Set | Zu Dinamap Pro V2 und Dinamap Pro Care für RD Set Sensoren |
|  | 4103 1 Stk. | SpO2 Masimo Stammkabel 1,5 m 20 pin Anschluß RD Set und Rainbow Set | Zu Giraffe Warmer und Panda Warmer |

Masimo SpO2 Sensoren – RD Set

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--|---|------------------|
|  | 4050 1 Stk. | SpO2 Masimo Fingerclip wiederverwendbar RD Set DCI Erw/Kinder > 30 kg | wiederverwendbar |
|  | 4051 1 Stk. | SpO2 Masimo Fingerclip wiederverwendbar KinderRD-Set DCI-P 10 – 50 kg | wiederverwendbar |
|  | 1794 1 Stk. + 4088 1 Stk. | SpO2 Masimo Ohrsensor wiederverwendbar Erwachsene > 30 kg inkl. kostenloses Adapterkabel (4088) auf RD-Set Stammkabel → wird erst in 2017 umgestellt | wiederverwendbar |
|  | 2010463-001 1 Stk. + 4088 1 Stk. | SpO2 Masimo Multisite FlexSensor LNOP/YI wiederverwendbar; > 1 kg Achtung: Befestigungs(Klebe-)band notwendig! inkl. kostenloses Adapterkabel (4088) auf RD-Set Stammkabel → wird erst in 2017 umgestellt | wiederverwendbar |
|  | 4000-MA Pkg. à 20 Stk. | SpO2 Masimo Einwegsensoren RD Set Klebesensoren Erw. Flügel weiß, > 30 kg | Einweg |
|  | 4001 Pkg. à 20 Stk. | SpO2 Masimo Einwegsensoren RD Set Klebesensoren Kinder Flügel weiß, 10-50 kg | Einweg |
|  | 4002 Pkg. à 20 Stk. | SpO2 Masimo Einwegsensoren L-Type RD Set Klebesensoren Kleinkinder 3- 20 kg | Einweg |
|  | 4003 Pkg. à 20 Stk. | SpO2 Masimo Klebesensoren L-Type RD Set Klebesensoren Erw./Neo; < 3kg oder > 40kg | Einweg |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------|---|---------|
|  | 4004 Pkg. à 20 Stk. | SpO2 Masimo Klebesensor L-Type RD Set, Neo < 1 kg | Einweg |



Masimo SpO2 Anschlusskabel – LNCS

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|----------------|---|--|
| | 2016 1 Stk. | SpO2 Masimo LNC-10 Stammkabel 3 m LNCS | Zu Dash, Solar und PD-Modul für LNCS Sensoren |

Masimo SpO2 Sensoren – LNCS


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|----------------|---|------------------|
| | 1863 1 Stk. | SpO2 Masimo LNCS DCI Fingerclip Erwachsene > 30 kg | wiederverwendbar |

Befestigungsoptionen zu Masimo Sensoren




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------------------|--|---------|
|  | 2010468-001 Pkg. à 100 Stk. | Klebeband zu FlexSensor CleanShield Multisite → Neo | Einweg |
|  | 2010469-001 Pkg. à 100 Stk. | Klebeband zu FlexSensor Standard MultiSite → Erwachsene | Einweg |




IBD – Invasiver Blutdruck


Dual Adapterkabel - weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
|  | 2005772-001 1 Stk. | Dual IBD Adapterkabel | Für E-PSMP, PD-Modul, ProCare B20 und B40, E- PRESTN |

System Edwards (Baxter) - weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|---|--|
|  | 2021197-001 1 Stk. | IBD Truwave Transducer Edwards einfach, 3,6 m (ehemals Baxter) | E-PSMP, PD Modul, E-P(T), E-PP ProCare B20/B40 E-PRESTN, CS One |
|   | 2021197-002 1 Stk. | IBD Truwave Transducer Edwards einfach, 1,2 m (ehemals Baxter) | kein Adapter notwendig, wenn nur 1 x IBP wenn 2 x IBP gewünscht, dann entweder 2021197-003(-004) oder Dual Adapter + 2021197-001(-002) |

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
|   | 2021197-003 1 Stk. | IBD Truwave Transducer Edwards zweifach, 3,6 m (ehemals Baxter) | E-PSMP, PD Modul, ProCare B20/B40, E- PRESTN |
|  | 2021197-004 1 Stk. | IBD Truwave Transducer Edwards zweifach, 1,2 m (ehemals Baxter) | kein Adapter notwendig, weil zweifach |




| | | | |
|---|-------------------|---|---|
|  | BXT1-KA 1 Stk. | IBD Anschlusskabel zu Transducer Edwards | M-NESTPR 2 Anschlüsse am Modul Kein Adapter vorhanden |
|---|-------------------|---|---|

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
|  | MQT-BXT1-KA 1 Stk. | IBD Anschlusskabel zu Transducer Edwards | TRAM -> mit 2 Dual Adapter 4 x IBP möglich E-PSMP, PD Modul -> mit 2 Dual Adapter 4 x IBP möglich Dash Monitore (2 x IBP möglich), CS One |
|---|-----------------------|---|---|

System PVB Peter-van-Berg - weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------|---|---|
|  | MQT-PVB-KA 1 Stk. | IBD Anschlusskabel zu Transducer Novomed und Peter-Van-Berg (Kabel etikettiert mit Nummer: BDPT-5033SM) | E-PSMP, PD Modul (2 Anschlüsse am Modul, 4 x IBP möglich) TRAM (2 Anschlüsse am Modul, 4 x IBP möglich) Dash Monitore |
|  | BDPT-5083 1 Stk. | IBD Anschlusskabel zu Transducer Novomed und Peter-Van-Berg | E-PSMP --> Dual Adapter notwendig, wenn 2 x IBP E-P(T), E-PP --> nur Einzelanschluss ! Procare B20/B40 --> Dual Adapter notwendig, wenn 2 x IBP E-PRESTN (2 Anschlüsse am Modul), CS One |
|  | PVB-KA 1 Stk. | IBD Anschlusskabel zu Transducer Novomed und Peter-Van-Berg | M-NESTPR (2 Anschlüsse am Modul für P1 und P2) |

System xTrans – MRI Monitore







| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------|--|--|
|  | BDP214DX2 1 Stk. | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 2-fach | E-PSMP, E-PP, E-PRESTN Adapter notwendig für P1/P2 |
|  | BDP583DX2 1 Stk. | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 2-fach | E-PSMP, E-PRESTN kein Adapter notwendig für P1/P2 |
|  | BDP583DX3 1 Stk. | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 3-fach | E-PSMP, E-COP(sv), E-PICCO, E-P(T), E-PP E-PRESTN kein Adapter notwendig für P1/P2 |








| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|--|--|
| | BDP283GE1SM | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 1-fach | PD Modul kein Adapter notwendig |
|  | BDP283GE2SM | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 2-fach | PD Modul kein Adapter notwendig |
| | |  | |
| | BDP283GE3SM | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 3-fach | PD Modul kein Adapter notwendig |
| | BDP283GE4SM | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 4-fach | PD Modul kein Adapter notwendig |
|  | BDP583DX4 1 Stk. | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 4-fach | E-PSMP, E-COP(sv), E-PICCO, E-P(T), E-PP E-PRESTN; kein Adapter notwendig für P1/P2 |
| | |  | |
|  | BDP-533-MQ2 1 Stk. | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 2-fach | PD Modul TRAM Dash Monitore; Nur mit Y-Adapter 2005772-001 verwendbar! |
| | |  | |
|  | BDP-533-MQ4 1 Stk. | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 4-fach | PD Modul, E-Picco, E-COP(sv) TRAM; Nur mit Y-Adapter 2005772-001 verwendbar! |
| | |  | |
|  | BDP-506 DX1 1Stk. | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 1-fach | M-NESTPR, M-NE12STPR CC5 |
|  | BDP-506 DX2 1Stk. | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 2-fach | M-NESTPR, M-NE12STPR CC5 |
|  | BDP-506 DX3 1Stk. | IBD Anschlusskabel zu xTrans System 3-fach | M-NESTPR, M-NE12STPR CC5 kein Adapter notwendig |







MRI-Zubehör IRadimed

MRI SpO2 Zubehör




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|---|---------|
|  | 1171-IRA | MRI SpO2 Finger Grip Sensor Kit (Größe 1, 2 und 3) | |
|  | 1821 | MRI oPod Fiberoptisches SpO2 Kabel | |
|  | 1822A-25 Pkg. à 25 Stk. | MRI SpO2 Klebesensor Erwachsene | |
|  | 1822P-25 Pkg. à 25 Stk. | MRI SpO2 Klebesensor Kinder | |
|  | 1822I-25 Pkg. à 25 Stk. | MRI SpO2 Klebesensor Kleinkinder | |
|  | 1822N-25 Pkg. à 25 Stk. | MRI SpO2 Klebesensor Neonaten | |

MRI NIBP Zubehör


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------|---|---------|
|  | 1832LA | MRI NIBP Manschette, wiederverwendbar, Erw. lang Meßbereich 34-44 cm | |
|  | 1832A | MRI NIBP Manschette, wiederverwendbar, Erw. Meßbereich 27-35 cm | |
|  | 1832A-LONG | MRI NIBP Manschette, wiederverwendbar, Erw. Meßbereich 27-35 cm | |
|  | 1832SA | MRI NIBP Manschette, wiederverwendbar, Erw. klein Meßbereich 20,5-28,5 cm | |
|  | 1832P | MRI NIBP Manschette, wiederverwendbar, Kinder Meßbereich 14,0-21,5 cm | |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------|---|---------|
|  | 1832I | MRI NIBP Manschette, wiederverwendbar, Kleinkinder Meßbereich 9,0-15,0 cm | |
|  | 1833N4-10 | MRI NIBP Manschette, Einweg, Neo, Größe 4 "Würfel", 7-13 cm | |
|  | 1833N3-10 | MRI NIBP Manschette, Einweg, Neo, Größe 3 "Bär", 6-11 cm | |
|  | 1833N2-10 | MRI NIBP Manschette, Einweg, Neo, Größe 2 "Seepferd", 4-8 cm | |
|  | 1833N1-10 | MRI NIBP Manschette, Einweg, Neo, Größe 1 3-6 cm | |
|  | 1831 | MRI NIBP Anschlußschlauch | |

MRI EKG Zubehör


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------|--|---------|
|  | 1811E | ePod EKG Ableitung für 3- und 5- polige Anwendung | |
|  | 1812-25 | MRI EKG Elektrode Hextrode (25 Stk.) für 3- oder 5-polige Ableitung | |
|  | 1813-3 | Vorbereitungsgel EKG | |

MRI CO2 Zubehör



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------------|--|---|
|  | 1841-25 25 Stk./Pkg. | MRI Gasprobenschlauch CO2 und Anästhesiegase, 2,4 m, mit hydrophoben Filter, male/female luer locks auf jeder Seite mit rotierendem Luer Adapter zum Anschluß an male/male lines | Es können zwei 1841-25 miteinander verbunden werden!! |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|--|--|
|  | 1849-25 25 Stk. / Pkg. | MRI Nomoline Narkose - Gasprobenschlauch 2m mit Wasserseparationsbereich, um Wasser und Wasserdampf aus einem Beatmungssystem zu entfernen. - mit Male Luer Lock Anschluß, latexfrei | zur Verwendung mit Gasmodul 3886 - kann mit Sample line 1841-25 verlängert werden |
|  | 1850-25 25 Stk. / Pkg. | MRI Nomoline Narkosegasfilter wiederverwendbar Female Luer Lock Anschluss | Zur Verwendung mit Gasmodul 3886 und Gasprobenschlauch 1841-25 |
|  | 1845-25 25 Stk. / Pkg. | Airway Adapter Erw/Kinder | zur Verwendung mit 1841-25 Gasprobenschlauch |
|  | 1842A-25 25 Stk. / Pkg. | EtCO2 Nebenstrombrille Erwachsene | |
| | 1842P-25 25 Stk. / Pkg. | EtCO2 Nebenstrombrille Kinder | |
| | 1842I-25 25 Stk. / Pkg. | EtCO2 Nebenstrombrille Kleinkinder | |
|  | 1843A-25 25 Stk. / Pkg. | EtCO2 Nebenstrom Oral/Nasal Kanüle Erwachsene | Zur Verwendung mit 1841-25 Gasprobenschlauch (ohne Filter) |
| | 1843P-25 25 Stk. / Pkg. | EtCO2 Nebenstrom Oral/Nasal Kanüle Kinder | Zur Verwendung mit 1841-25 Gasprobenschlauch (ohne Filter) |
|  | 1844A-25 25 Stk. / Pkg. | EtCO2 Nebenstrom Nasal Kanüle Erwachsene mit O2 Zufuhr | Zur Verwendung mit 1841-25 Gasprobenschlauch (ohne Filter) |
| | 1844P-25 25 Stk. / Pkg. | EtCO2 Nebenstrom Nasal Kanüle Kinder mit O2 Zufuhr | Zur Verwendung mit 1841-25 Gasprobenschlauch (ohne Filter) |

MRI Temperatur Zubehör




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------|--|---------|
|  | 1851 | Fiberoptischer Temperatursensor "zentral" wiederverwendbar | |

MRI Zubehör


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|------------------------|--|---------|
|  | 1882-3 3 Stk. /Pkg. | Fiberoptischer Temperatursensor "zentral" wiederverwendbar | |
|  | 75.2037 | IBP x-Trans Konnektor 2-fach BDP157ME2 zu Iradimed IBP Pod | |

MRI-Zubehör GE Healthcare / Datex-Ohmeda



MRI EKG Zubehör

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------------------|---|--|
|  | MW 0-21-0002 Pkg. à 30 Stk. | EKG Elektroden MRI Erwachsene Hydro Gel, Cleartrace ² | |
|  | MW 0-21-0029 Pkg. à 3 Stk. | EKG Elektroden MRI Kinder Softrace Small RTL | |
|  | 75.2037 1 Stk. | IBP x-Trans Konnektor 2-fach BDP157ME2 zu Iradimed IBP Pod | zur Verwendung mit 3883-1 IBP Pod MRI |

MRI NIBD Zubehör

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|--|---------|
|  | 2017009-004 1 Stk. | Anschluss-Schlauch Neonaten, blau, Plastik-Anschluss, 6 m | |

MRI Zubehör für Gasmessung

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------|--|--|
|  | 73306 Pkg à 5 Stk. | Anästhesie-Gasprobenschlauch, männl./männl., Luer-Anschluss, 6m | |
|  | 891191 Pkg à 5 Stk. | Spirometrieschlauch gelb, 6m | Nur mit transparent gelbem D-lite Sensor verwenden |

GAS-MONITORING

GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

Gasprobenschläuche


Hinweis:

Die Datex-Ohmeda Gasprobenschläuche sind nicht steril und nur zur Verwendung an einem Patienten bestimmt.



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------------|---|---|
| | 73318-HEL Pkg à 10 Stk. | CO2 Gasprobenschlauch, PE/PVC, 2 m, transparent | Anästhesie und Intensiv Art. Nr. Alt: 733162 |
| | 733188-HEL Pkg à 100 Stk. | CO2 Gasprobenschlauch, PE/PVC, 2 m, transparent | Anästhesie und Intensiv Art. Nr. Alt: 733162 |
|  | 73319-HEL Pkg à 10 Stk. | CO2 Gasprobenschlauch, TPE 3 m, transparent | Anästhesie und Intensiv Art. Nr. Alt: 73319 |
| | 733199-HEL Pkg à 100 Stk. | CO2 Gasprobenschlauch, TPE 3 m, transparent | Anästhesie und Intensiv Art.Nr. Alt: 733199 |
| | 73306 Pkg à 5 Stk. | Anästhesie-Gasprobenschlauch 6m, männl. / männl., Luer-Anschluss | MRI-tauglich |
|  | 733170 Pkg à 10 Stk. | Anästhesie-Gasprobenschlauch 3m, abgewinkelt, männl. / männl., Luer-Anschluss | Zur Verwendung mit D-Lite-Sensoren |
|  | 73325 Pkg à 10 Stk. | Anästhesie-Gasprobenschlauch 3m, männl. / weibl., Luer-Anschluss | Zur Verwendung mit Capnomac und Normacap |

Atemwegs- und Nasal-Adapter


Atemwegsadapter, wiederverwendbar

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------|--|---|
|  | 86838 1 Stk. | Stahladapter, 22mm weibl.-22mm männl. | Zur Verwendung mit Masken für die Gasrückführung und Verdampfer. |



Atemwegsadapter, einweg

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------|----------------------------------|---------|
|  | 73385 Pkg à 10 Stk. | 22mm / 15mm weibl. / 15mm männl. | |
|  | 73386 Pkg à 10 Stk. | 22mm / 15mm weibl. / 15mm männl. | |


Nasal-Adapter, einweg

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---------|
|  | 878033 Pkg à 10 Stk. | Nasal-Adapter Kinder, 3 m | |
| | 878034 Pkg à 10 Stk. | Nasal-Adapter Erwachsene, 3 m | |
| | 878035 Pkg à 10 Stk. | Nasal Adapter Erwachsene gross, 3 m | |

Gasprobenschläuche mit aktiver Kondenswasserentfernung

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------------|---|---|
|  | 8090121315 Pkg. à 10 Stk. | Gasprobenschlauch H, Atemwegsadapter, Erwachsene/Kinder, 2 m Einweg | Aktive Kondenswasser- entfernung, Langzeit- anwendung < 72 Std. |
|  | 8090121310 Pkg. à 10 Stk. | Gasprobenschlauch H, Luer Lock/Luer, 2 m Einweg | Aktive Kondenswasser- entfernung, Langzeit- anwendung < 72 Std. |

Wasserfallen

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------------|---|---|
|  | M1182629 Pkg à 10 Stk. | Mini D-fend pro Wasserfalle grau wiederverwendbar | Für ANE Module E-sC(AI)O(V)(X)(E) |
|  | M1200227 Pkg à 10 Stk. | Mini D-fend Pro+ Wasserfalle grün wiederverwendbar | Für ICU Module E-sCO (V)(X) |
|  | 876446 1 Stk. | D-fend Wasserfalle, schwarz | Für ANE Module E-C(AI)O(V)(X) M-C(AI)O(V)(X) Alle 2 Monate auswechseln; Falls verstopft, häufiger |



881319
 1 Stk.

D-fend Wasserfalle, grün

Für ICU Module
 E-CO(V)(X)
 M-CO(V)(X)
 Nur für den Gebrauch an
 einem Patienten.
 Alle 24 Stunden
 auswechseln;
 Falls verstopft, häufiger




8002174
 Pkg à 10 Stk.








Mini D-fend Wasserfalle

Für Module
 E-MINIC bzw. M-MINIC und
 N-FC

Hauptstrom CO2 Messung - Für Datex-Ohmeda Light Monitor, Version B


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------|--|--|
|  | 902300 1 Stk. | Hauptstrom CO2-Sensor + Schutzkoffer, + 1 Stk. .Adapter | Für Datex-Ohmeda Light Monitor, Version B verwenden. |

Gasrückführung und Fortleitung



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--------------------------|---|-----------------------|
|  | M1031273 Pkg à 5 Stk. | Adapter abgewinkelt für Gasrückführung, 22mm männl.-22mm. Weibl. Luer-Anschluss | Einmalgebrauch |
|  | 86838 1 Stk. | Stahl-Atemwegsadapter, 22mm weibl.- 22mm männl. | Wiederverwendbar |
| M1031273  + M1031274  + 13904AU  | 881645A 1 Set | Gasrückführungs-Set, disposable Bestehend aus (auch einzeln erhältlich): - M1031273 Adapter zu Gasrückführung (Pkg. á 5 Stk.) - M1031274 Gasprobenschlauch für Gasrückführung, 2m, männl. / weibl., Luer-Anschluss (Pkg. á 5 Stk.) - 13904AU Bakterienfilter Monitoring Filter Luer-Lock (Pkg. á 5 Stk.) | |
|  | 8004462 1 Stk. | Anschlusschlauch Narkosegasrückführung 1 m, Patientenseite | zu GEHC Narkosegeräte |
|  | 8004463 1 Stk. | Gasrückführungsschlauch Patientenseite, 18 cm | zu GEHC Narkosegeräte |

Patientenspirometrie


D-lite Sensoren, wiederverwendbar

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|---|---|
|  73393 1 Stk. | D-lite Sensor für Pädiatrie, 22mm männl./15mm weibl.-15mm männl., transparent gelb Totraum 2,5ml Widerstand: 1,0cmH ₂ O bei 10l/min Anwendung bei Patienten mit Tidalvolumen: 15-300ml | Nur mit gelben Spirometrieschläuchen verwenden! |





D-lite (+) Sensoren, einweg

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--|--|
|  896952 Pkg à 50 Stk. | D-lite + für Erwachsene, 22mm männl./15mm weibl.-15mm männl., transparent Totraum 9,5ml Widerstand: 0,5cmH ₂ O bei 30l/min Anwendung bei Patienten mit Tidalvolumen: >150-2000ml | Für die Messung bei feuchten Bedingungen, z.B. aktive Befeuchtung und Low-Flow-Anästhesie. Nur mit gelben Spirometrieschläuchen verwenden! |
|  8001948 Pkg à 50 Stk. | D-lite + für Pädiatrie, 22mm männl./15mm weibl.-15mm männl., transparent gelb Totraum 2,5ml Widerstand: 1,0cmH ₂ O bei 10l/min Anwendung bei Patienten mit Tidalvolumen: 15-300ml | Für die Messung bei feuchten Bedingungen, z.B. aktive Befeuchtung und Low-Flow-Anästhesie. Nur mit gelben Spirometrieschläuchen verwenden! |

Spirometrieschläuche, einweg

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------------------|---|
|  890031 Pkg à 5 Stk. | Spirometrieschlauch, gelb, 2m | Nur mit transparent gelben D-lite Sensoren verwenden. Für E-C(Ai)OVX bzw. M-C(Ai)OVX |
| 884101 Pkg à 5 Stk. | Spirometrieschlauch, gelb, 3m | Nur mit transparent gelben D-lite Sensoren verwenden. |
| 891191 Pkg à 5 Stk. | Spirometrieschlauch, gelb, 6m | Nur mit transparent gelben D-lite Sensoren verwenden. MRI-tauglich |

Spirometrie-Kits

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------------|---|---|
|  | 8004381 Pkg à 20 Stk. | Spirometrie Kit, 2m, Einweg Anästhesie/Intensiv beinhaltet: 1 Gasprobenschlauch mit Winkelkonnektor, 2m 1 d-lite+ Sensor, Einweg 1 Spirometrieschlauch, Einweg, 2m | Gasprobenschlauch mit Winkelanschluss und Spirometrieschlauch fertig vorkonektiert. Für E-C(Ai)OVX bzw. M-C(Ai)OVX |
|  | 8002718 Pkg. à 50 Stk. | Spirometrie Kit, 2m, Einweg Anästhesie/Intensiv beinhaltet: 1 Gasprobenschlauch 2m, Einweg 1 pedi-lite+ Sensor, Einweg 1 Spirometrieschlauch, Einweg, 2m | |
|  | 8004382 Pkg à 20 Stk. | Spirometrie Kit, 3m, Einweg Anästhesie/Intensiv beinhaltet: 1 Gasprobenschlauch mit Winkelkonnektor, 3m 1 d-lite+ Sensor, Einweg 1 Spirometrieschlauch, Einweg, 3m | Gasprobenschlauch mit Winkelanschluss und Spirometrieschlauch fertig vorkonektiert. |
|  | M1032634 Pkg à 50 Stk. | Spirometrie Kit, 3m, Einweg Pädiatrie Anästhesie/Intensiv beinhaltet: 1 Gasprobenschlauch mit Winkelkonnektor, 3m 1 pedi-lite+ Sensor, Einweg 1 Spirometrieschlauch, Einweg, 3m | Gasprobenschlauch mit Winkelanschluss und Spirometrieschlauch fertig vorkonektiert. |
| | 889560 Pkg. à 50 Sets | Spirometry-Set Anästhesie einweg Set bestehend aus je: 1 Einweg Gasprobenschlauch 3m 1 Einweg D-Lite Sensor gelb 1 Einweg Spirometrieschlauch gelb. 3m | Wird bereits zusammengesteckt geliefert. |



SPEZIELLE MONITORING-PARAMETER

GE HEALTHCARE CARESCAPE MONITORING




NMT Neuromuskuläre Transmission

NMT-Anschlusskabel




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|
|  | 888414 1 Stk. | NMT-Anschlusskabel 3,3 m | Nur mit NMT-Sensoren verwenden. |
|  | 888417 1 Stk. | E-NMT bzw. M-NMT Regional Block-Adapter 0,5 m | Zur Verwendung mit NMT-Anschlusskabel |

NMT-Sensoren




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|--|------------------------------|
|  | 888418 1 Stk. | NMT-Mechano-Sensor Erwachsene 0,3 m | Erfordert NMT-Anschlusskabel |
|  | 897439 1 Stk. | NMT-Mechano-Sensor Pädiatrie 0,3 m für Patienten von 5 – 20 kg | Erfordert NMT-Anschlusskabel |
|  | 888416 1 Stk. | NMT Elektro-Sensor 0,3 m 5-pol.Ableitung | Erfordert NMT-Anschlusskabel |

NMT-Elektroden

| | | | |
|---|------------------------|------------------------------|--------------------|
|  | 57268 Pkg à 30 Stk. | NMT Clip-Elektroden, Ag/AgCl | Nicht röntgenfähig |
|---|------------------------|------------------------------|--------------------|



Entropie





| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|--|---|
|  | M1050784 1 Stk. | Monitorkabel zu E-Entropy bzw. M-Entropy, 3,5m | |
|  | M1174413 Pkg à 25 Stk. | Entropy Sensoren Easy Fit, Einweg | Nur mit Anschlusskabel Art.-Nr. M1050784 kompatibel |
|  | M1038681 Pkg. à 25 Stk. | Entropy Sensoren, Einweg „single spots“ Für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren | Nur mit Anschlusskabel Art.-Nr. M1050784 kompatibel |

EEG - Elektroenzephalographie


EEG-Ableitungssets

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------------|---|---------|
|  | 898050 1 Stk. | Vorkonfiguriertes EEG-Ableitungsset 1, Basic: 2 Kanäle, bipolar, 5 x Klebeelektroden Konfiguration: 1:A1-Fp1, 2:A2-Fp Neutralelektrode | |
| | 2083319-001 Pkg à 46 Stk. | Vorkonfiguriertes EEG-Einzel- Ableitungsset Einweg; farbkodiert, vorverdrahtet mit vormontierten Cup- Elektroden Hochwertiger Sicher/Silberchlorid Sensor Fixierglügel zur leichten Elektrodenpositio- nierung mit praktischer 2mm Öffnung zum regulieren des Elektrodengels Länge 100cm, Latexfrei | |
| | 2083320-001 Pkg à 42 Stk. | Vorkonfiguriertes EEG-Einzel- Ableitungsset Einweg; farbkodiert, vorverdrahtet mit vormontierten Cup- Elektroden Hochwertiger Sicher/Silberchlorid Sensor Nassgel bietet niedrige Impedanz für optimale Signalqualität Hoher Tageskomfort durch Schaumstoffträger Länge 100cm, latexfrei | |
|  | 898052 1 Stk. | Vorkonfiguriertes EEG-Ableitungsset 3, AEP: 2 Kanäle, referentiell 4 x Klebeelektroden Konfiguration: 1:A1-Fz, 2:A2-Fz Neutralelektrode | |


EEG-Elektroden und Pasten



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------------|--|---------|
|  | 720 00-S/25 Pkg à 25 Stk. | Klebeelektroden EEG Ambu® Neuroline 720 | |
|  | 572686 Pkg à 500 Stk. | EEG-Cup-Elektroden (Ag/AgCl), Cups mit 10mm Durchmesser | |

Weiteres EEG-Zubehör

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------------|---|---|
| | NUPREP 1 Stk. | EEG-Hautvorbereitungsgel Tube 115g | |
| | TEN-20-D 1 Stk. | EEG/EMG/EP Klebeleitpaste für CUP Elektroden Dose 228g | |
| | COLLODIN-5 Pkg à 20 Stk. | SLE B5 Kleber zur Fixierung von EEG Elektroden 6,5ml à Tube | |
| | REMOVER473 1 Stk. | Entferner für Collodin-5 Klebstoff Flasche 473ml | |
|  | 8001233 Pkg à 20 Stk. | Ohrstöpsel für Kopfhörerset, 10 x 2 Einmal Ohrstöpsel | Zu AEP-Kopfhörerset, AEP binauraler Stimulus |

Picco Zubehör




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--------------------|---------------------------------------|---------|
|  | M1154585 1 Stk. | Kontinuierliches Cardiac Output Kabel | |
|  | M1182448 1 Stk. | Picco Injektatsensorkabel, 0,90 m | |






Hinweis:
Weiteres Picco Zubehör ist über die lokale Pulsion Niederlassung erhältlich.

Cardiac Output und SvO₂-Zubehör

Hinweis:

Weitere Zubehör ist über die lokale Baxter / Edwards Niederlassung erhältlich.







| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------|---|--|
|  | 16590 1 Stk. | Anschlusskabel für Cardiac Output-Katheter und Temp.Probe | |
| | 16573 1 Stk. | Thermodilutionskatheter Typ: Baxter 93A-131-7F | Einmal-Katheter |
| | 16574 Pkg à 10 Stk. | HZV-Set für Raumtemperatur-Injektat | Einmalgebrauch |
|  | 16593 1 Stk. | HZV-Temperatursensor (Flow through) | |
|  | 16592 1 Stk. | HZV-Temperatursensor (Flow through) | Nur mit Abbott-Injektatset zu verwenden. |
|  | 16591 1 Stk. | HZV-Temperatursensor (Wasserbad) | Nur mit Baxter-Injektatset zu verwenden. |
|  | 16594 1 Stk. | Optisches Modul Typ: Baxter OM-2E | |





GE HEALTHCARE MARQUETTE-HELLIGE

MONITORING
SPEZIAL-PARAMETER

SvO2 / HZV

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|---|---------|
|  | 2025248-002 1 Stk. | HZV-Stammkabel 2,9m | |
|  | 9446-909 1 Stk. | HZV-Temperatursensor (Wasserbad) | |
| | 9446-910 1 Stk. | In-Line Injektat Sensor 0,9 m (Baxter / Edwards) | |
|  | 9446-911 1 Stk. | In-Line Injektat Sensor 0,9 m (BD/Spectramed) | |
|  | 91920149 Pkg. à 25 Stk. | Temperatur-Sensorgehäuse Spectramed | |


Diverses für Patientenmonitore

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|------------------------|--|---|
|  | 416212-001 1 Stk. | Universalclip zur Fixierung von Monitorkabeln | |
|  | 2009828-205 20 Stk. | Thermopapier 22,5m | zu DR-104/124/M-REC/N- LMREC |
|  | 2009828-046 1 Stk. | Druckerpapier | zu GE Monitoring |
|  | 57170 1 Stk. | Thermo-Papier, B 57 mm | zu Dinamap Pro(Care)+ Compact T/TS + P81 |



TELEMETRIE

GE HEALTHCARE TELEGUARD TELEMETRIE






EKG Zubehör zu Transmitter Type T3125

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|--|---------|
|  | 2012042-001 1 Stk. | Teleguard EKG Kabel 5 Elektroden, 0,6 m | |

Diverses Zubehör zu Transmitter Type T31xx

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------|
|  | 2012043-001 Pkg. à 5 Stk. | Teleguard Brauseschutztasche | für T31xx Sender |
|  | 2012045-001 1 Stk. | Teleguard Trageriemen | für T31xx Sender |


EKG Zubehör zu Transmitter Type T33xx

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|---|---------|
|  | 2012046-001 1 Stk. | Teleguard EKG Kabel 4 Elektroden, 1 m | |
|  | 2012046-002 1 Stk. | Teleguard EKG Kabel 5 Elektroden, 1 m | |
| | 2012046-003 1 Stk. | Teleguard EKG Kabel 5 EASI Elektroden, 1 m | |
|  | 2012046-004 1 Stk. | Teleguard EKG Kabel 6 Elektroden, 1 m | |
|  | 2012046-005 1 Stk. | 8 Elektrodenleitungen, abgeschirmt für 12 Kanal für T33xx mit 6 Sicherheitsclips an 6 Kabeln 0,9 m sowie zwei 2 Buchsen an zwei Leitungen für Rücken- und Halselektroden 1 m | |
|  | 2012046-006 1 Stk. | 8 Elektrodenleitungen abgeschirmt für 12 Kanal für T33xx mit 1 Sicherheitsclip 1m | |

SpO2 Zubehör zu Transmitter Type T33xx



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|-----------------------|----------------------------|---------|
| | 2012033-001 1 Stk. | Teleguard SpO2 Flex Sensor | |

NIBD Zubehör zu Transmitter Type T33xx


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|-----------------------|---|---------|
| | 2013196-001 1 Stk. | Teleguard NIBD Schlauch 3 m | |
|  | 2013190-001 1 Stk. | Teleguard NIBD Cuff Manschette Adult | |
| | 2013190-002 1 Stk. | Teleguard NIBD Cuff Manschette Large Adult | |
| | 2013190-003 1 Stk. | Teleguard NIBD Cuff Manschette Small Adult | |

GE HEALTHCARE APEXPRO TELEMETRIE


EKG Zubehör zu Transmitter

| | Artikel Nr. | Bezeichnung |
|---|----------------------|--|
|  | 414556-003 1 Stk. | EKG Kabel 5-polig lg. 74 cm individuell, IEC |
|  | 421933-001 1 Stk. | 6-polig EKG Kabel Multi-Link- Patient-Stammleitung Elektrodenleitung |

SpO2 Zubehör zu Transmitter

| | Artikel Nr. | Bezeichnung |
|---|----------------------|-----------------------------|
|  | 420970-001 1 Stk. | Reusable Finger Clip Sensor |

Diverses Zubehör zu Transmitter

| | Artikel Nr. | Bezeichnung |
|---|--------------------------------|---|
|  | 20091023-003 Pkg. à 25 Stk. | Telemetrie Tasche für Transmitter Einweg |

BEATMUNGSZUBEHÖR

GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

HMEF



Artikel Nr.


Bezeichnung

M1004132
 Pkg. à 50 Stk.





HMEF 750
 Bakterieller Wirkungsgrad: 99,9999%
 Viraler Wirkungsgrad: 99,998%
 Befeuchtung zum Patienten:
 27 mgH₂O/l (Vt=750ml)
 Totraum: 34ml
 Atmungswiderstand 0,6cmH₂O bei
 30ml/min
 Gewicht: 17g
 Konnektoren: 15mm F / 22mm M und
 15 mm M / 22mm F




557070100
 Pkg. à 50 Stk.



HMEF 1000
 Bakterieller Filter mit integrierter
 Anfeuchtung für Erwachsene.
 Bakterieller Wirkungsgrad: 99,9999%
 Viraler Wirkungsgrad: 99,99%
 Befeuchtung zum Patienten:
 30 mgH₂O/l (Vt=1000ml)
 Totraum: 77ml
 Atmungswiderstand 2,3cmH₂O bei
 60ml/min
 Gewicht: 24g
 Konnektoren: 15mm F / 22mm M und
 15 mm M / 22mm F

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|---|---------|
|  <p>8570203 Pkg. à 30 Stk.</p> | <p>HMEF 1000 mit Flexitube und Ellbogen-Konnektor Bakterieller Wirkungsgrad: 99,9999% Viraler Wirkungsgrad: 99,99% Befeuchtung zum Patienten: 30 mgH₂O/l (Vt=1000ml) Totraum: 106ml Gewicht: 42g Konnektoren: Ellbogen-Konnektor 15 F / 22 M HMEF: 15 M / 22 F</p> | |
|  <p>557019500 Pkg. à 30 Stk.</p> | <p>HMEF 1000 + Flexitube + Double swivel elbow Bakterieller Wirkungsgrad: 99,9999% Viraler Wirkungsgrad: 99,99% Befeuchtung zum Patienten: 30 mgH₂O/l (Vt=1000ml) Totraum: 109ml Gewicht: 44g Konnektoren: 15 M / 22 F und 15 F</p> | |

Edith Wärme- und Feuchtigkeitstauscher

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---------|
|  <p>557055200 Pkg. à 30 Stk.</p> | <p>Edith 1000 Befeuchtung zum Patienten: 30 mg H₂O/l (VT=500 ml) Atmungswiderstand: 2,5 cm H₂O bei 60 l/Min. Totraum: 28 ml Gewicht: 8 g Konnektoren: 15 F / 22 M und 15 M</p> | |
|  <p>557057200 1 Stk.</p> | <p>Edith 1500 Befeuchtung zum Patienten: 30 mg H₂O/l (VT=1000 ml) Atmungswiderstand: 2,5 cm H₂O bei 60 l/Min. Totraum: 38 ml Gewicht: 9 g Konnektoren: 15 F / 22 M und 15 M</p> | |
|  <p>557044500 Pkg. à 25 Stk.</p> | <p>Edith Flex Befeuchtung zum Patienten: 30 mg H₂O/l (VT=1000 ml) Atmungswiderstand: 1,4 cm H₂O bei 60 l/Min. Totraum: 90 ml Gewicht: 20 g Konnektoren: 15 F und 22 F</p> | |


Bakterien- und Virenfilter, Einweg



Artikel Nr.

Bezeichnung

Hinweis



557021200
Pkg à 45 Stk.

Uni-Filter
Atmungswiderstand 0,5cmH₂O bei
60ml/min
Bakterieller Wirkungsgrad: 99,98%
Viraler Wirkungsgrad: 99,9%
Totraum: 60 ml
Gewicht: 27 g
Konnektoren: 15 F / 22 M und 22 F

Bakterien-Viren Filter & HME-Bakterien-Viren Filter

Artikel Nr.

Bezeichnung

Hinweis



AL-08016.V001
Pkg à 50 Stk.

Bakterien & Viren HME Kombi Filter
Filter mit paper HME, Tidal Volumen (ml)
150-1500
Bakterielle Effizienz >99,9999%
Virale Effizienz >99,999%
Totraum (ml) 53, Resistance to flow
30L/min 9,4mm H₂O
60L/min 23,2 mm H₂O
90L/min 42mm H₂O
Befeuchtungseffizienz 36,8mgH₂O/L
22mmM - 15/22 mmMF



AL-08023.V001
Pkg à 50 Stk.

Bakterien & Viren Filter
Tidal Volumen (ml) 150-1500
Bakterielle Effizienz >99,9999%
Virale Effizienz >99,999%
Totraum (ml) 33, Resistance to flow
30L/min 5mm H₂O
60L/min 14mm H₂O
90L/min 27,6mm H₂O
22mmM - 15/22 mmMF

Patientenschläuche





Hytrel Patientenschläuche, autoklavierbar

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------|--|----------------|
|  | 587040100 1 Stk. | Hytrel Patientenschlauch Erwachsene 300mm, 22F, ID 19mm | autoklavierbar |
|  | 587040600 1 Stk. | Hytrel Patientenschlauch Erwachsene 750mm, 22F, ID 19mm | autoklavierbar |
|  | 587040700 1 Stk. | Hytrel Patientenschlauch Erwachsene 1500mm, 22F, ID 19mm | autoklavierbar |
|  | 587040800 1 Stk. | Hytrel Patientenschlauch Erwachsene 1000mm, 22F, ID 19mm | autoklavierbar |
|  | 587040900 1 Stk. | Hytrel Patientenschlauch Erwachsene 1200mm, 22F, ID 19mm | autoklavierbar |





Silikon Patientenschläuche, autoklavierbar

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|----------------------|---|---------|
| | 950570-150 1 Stk. | Beatmungsschlauch Erw. 150cm Silikon blau, 22mm | |
| | 950577-150 1 Stk. | Beatmungsschlauch Kinder 150cm Silikon blau, 10/22mm | |

Y-Stücke und Konnektoren


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--------------------------|--|----------------|
|  | 8003449 1 Stk. | Y-Stück gewinkelt Erwachsene 15 F / 22 M | autoklavierbar |
|  | 8003454 Pkg à 10 Stk. | Y-Stück gerade, Kinder 15 F / 22 M, 10 M patientenseitig drehbar | autoklavierbar |
|  | 8003457 1 Stk. | Maskenwinkelstück, Erwachsene 15 F / 22 M, 15 M für Y-Stück, patientenseitig drehbar | autoklavierbar |
|  | 8003458 1 Stk. | Y-Stück gerade, Erwachsene 15 F / 22 M patientenseitig drehbar | autoklavierbar |

Manuelle Beatmung / Beatmungsbalg

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------------|--|-------------------------------|
|  | M1005512 1 Stk. | Atembeutel 1l, latexfrei 22 mm, autoklavierbar | |
| | M1005513 1 Stk. | Atembeutel 2l, latexfrei 22 mm, autoklavierbar | |
|  | 887420 1 Stk. | Schlauch für manuelle Beatmung inkl. Adapterstücken bis 1,4 m | autoklavierbar für S/5 ADU |
|  | 887747 1 Stk. | Beatmungsbalg zu ADU, latexfrei autoklavierbar | Für S/5 ADU |
|  | M1036387 Pkg à 20 Stk. | Handbeatmungsbeutel 2 l Latexfrei, einweg | |
| | M1036385 Pkg à 20 Stk. | Handbeatmungsbeutel 0,5l latexfrei, einweg | |

Masken

Beatmungsmasken wiederverwendbar

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------|---|------------------|
|  | 420151300 1 Stk. | Beatmungsmaske Erwachsene, Gr. 3, 22 F, Silikon transparent | wiederverwendbar |
| | 420151400 1 Stk. | Beatmungsmaske Erwachsene, Gr.4, 22 F, Silikon transparent | wiederverwendbar |
| | 420151500 1 Stk. | Beatmungsmaske Erwachsene, Gr.5, 22 F, Silikon transparent | wiederverwendbar |

Beatmungsmasken einweg VITAL SIGNS



| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|------------------------|--|---------|
| 6800 Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 0 (für Frühchen) | einweg |
| 6810 Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 1 (für Neugeborene) | einweg |
| 6820 Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 2 (für Säuglinge) | einweg |
| 6830 Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 3 (für Kleinkinder) | einweg |
| 6840 Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 4 (für Kinder / kleine Erwachsene) | einweg |
| 6850 Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 5 (für Erwachsene) | einweg |
| 6860 Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 6 (für große Erwachsene) | einweg |

Vital Signs ECO Beatmungsmasken

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--------------------------|---|---------|
| 4810VS Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 1 (für Neonaten) | einweg |
| 4820VS Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 2 (für Säuglinge) | einweg |
| 4830VS Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 3 (für Kleinkinder) | einweg |
| 4840VS Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 4 (für Kinder) | einweg |
| 4852VS Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 5 (kleine Erwachsene) | einweg |
| 4860VS Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 6 (für Erwachsene) | einweg |
| 4870VS Pkg. à 20 Stk. | Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 7 (für große Erwachsene) | einweg |



AirLife NIV-Vollgesichtsmasken



| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---------------------------|--|---|
| NIV040S Pkg. à 10 Stk. | AirLife NIV Vollgesichtsmaske belüftet; Anti-Asphyxia Ventil - aus Silikongummi einteilig gefertigt - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute Sicht auf Mund- und Nasenbereich - geringe CO2 Ansammlung durch geringen Totraum (355 ml) | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV040M Pkg. à 10 Stk | - zweifach 360° Drehpunkte an der Maskenbefestigung und am standardmäßigen 22 mm Schlauch Befestigungspunkt - 4-Punkt Kopfbefestigung mit Velcro™-Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit - DEHP frei, latexfrei | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV040L Pkg. à 10 Stk. | AirLife NIV Vollgesichtsmaske nicht belüftet - aus Silikongummi einteilig gefertigt - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute Sicht auf Mund- und Nasenbereich - geringe CO2 Ansammlung durch geringen Totraum (355 ml) | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV041S Pkg. à 20 Stk. | - zweifach 360° Drehpunkte an der Maskenbefestigung und am standardmäßigen 22 mm Schlauch Befestigungspunkt - 4-Punkt Kopfbefestigung mit Velcro™-Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit - DEHP frei, latexfrei | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV041M Pkg. à 10 Stk. | AirLife NIV Vollgesichtsmaske nicht belüftet; Anti-Asphyxia Ventil - aus Silikongummi einteilig gefertigt - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute Sicht auf Mund- und Nasenbereich - geringe CO2 Ansammlung durch geringen Totraum (355 ml) | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV041L Pkg. à 10 Stk. | - zweifach 360° Drehpunkte an der Maskenbefestigung und am standardmäßigen 22 mm Schlauch Befestigungspunkt - 4-Punkt Kopfbefestigung mit Velcro™-Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit - DEHP frei, latexfrei | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV043S Pkg. à 10 Stk. | AirLife NIV Vollgesichtsmaske nicht belüftet; Anti-Asphyxia Ventil - aus Silikongummi einteilig gefertigt - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute Sicht auf Mund- und Nasenbereich - geringe CO2 Ansammlung durch geringen Totraum (355 ml) | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV043M Pkg. à 10 Stk. | - zweifach 360° Drehpunkte an der Maskenbefestigung und am standardmäßigen 22 mm Schlauch Befestigungspunkt - Kopfbefestigung mit Velcro™-Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit - DEHP frei, latexfrei | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV043M Pkg. à 10 Stk. | AirLife NIV Vollgesichtsmaske nicht belüftet; Anti-Asphyxia Ventil - aus Silikongummi einteilig gefertigt - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute Sicht auf Mund- und Nasenbereich - geringe CO2 Ansammlung durch geringen Totraum (355 ml) | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |

AirLife NIV-Nasalmasken

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---------------------------|--|---|
| NIV042S Pkg. à 10 Stk. | AirLife NIV Nasenmaske belüftet - aus Silikongummi einteilig gefertigt - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute Sicht auf Mund- und Nasenbereich - geringe CO2 Ansammlung durch geringen Totraum (120 ml) | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV042; Pkg. à 10 Stk. | - zweifach 360° Drehpunkte an der Maskenbefestigung und am standardmäßigen 22 mm Schlauch Befestigungspunkt - 4-Punkt Kopfbefestigung mit Velcro™-Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit - DEHP frei, latexfrei | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV042L Pkg. à 10 Stk. | | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV044S Pkg. à 10 Stk. | AirLife NIV Nasalsmaske nicht belüftet; Anti-Asphyxia Ventil - aus Silikongummi einteilig gefertigt - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute Sicht auf Mund- und Nasenbereich | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV044M Pkg. à 10 Stk. | - geringe CO2 Ansammlung durch geringen Totraum (120 ml) - zweifach 360° Drehpunkte an der Maskenbefestigung und am standardmäßigen 22 mm Schlauch Befestigungspunkt | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |
| NIV044L Pkg. à 10 Stk. | - 4-Punkt Kopfbefestigung mit Velcro™-Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit - DEHP frei, latexfrei | Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg |




SuperNO2VA nasales PAP Beatmungssystem

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--------------------------|--|--|
| SNM-20 Pkg. à 20 Stk. | SuperNo2VA nasal PAP Maske Erw, Größe M MRI kompatibel, latexfrei | inkl. Kopfband |
| SNL-20 Pkg. à 20 Stk. | SuperNo2VA nasal PAP Maske Erw, Größe M MRI kompatibel, latexfrei | inkl. Kopfband |
| SSM-20 Pkg. à 20 Stk. | SuperNo2VA nasal PAP Kit, Erw, Größe M MRI kompatibel latexfrei - Präoxygenierung - Linderung von Obstruktion der oberen Atemwege durch Bewusstseinsverminderung - Aufrechterhaltung der Beatmung - Notfallbeatmung - einfacher Zugang für intraorale Eingriffe - perioperativer Einsatz ohne Bedarf an zusätzlichen Geräten | inkl. Kopfband und 2l Hyperinflation System |
| SSI-20 Pkg. à 20 Stk. | SuperNo2VA nasal PAP Kit, Erw, Größe M MRI kompatibel latexfrei - Präoxygenierung - Linderung von Obstruktion der oberen Atemwege durch Bewusstseinsverminderung - Aufrechterhaltung der Beatmung - Notfallbeatmung - einfacher Zugang für intraorale Eingriffe - perioperativer Einsatz ohne Bedarf an zusätzlichen Geräten | inkl. Kopfband und 2l Hyperinflation System |




Beatmungsbeutel Manuell





| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------|---|---------|
|  | 8570015 1 Stk. | Beatmungsbeutel manuell, Erwachsene 1500ml | |
| | 8570017 1 Stk. | Beatmungsbeutel manuell, Erwachsene 1500ml mit Maske Gr.4, Ventil und O2- Bag | |
| | 8570019 1 Stk. | Beatmungsbeutel manuell, Erwachsene 1500ml mit Maske Gr.5, Ventil und O2- Bag | |
| | 8570022 1 Stk. | Beatmungsbeutel manuell, Kinder 500ml, mit Überdruckventil 40cmH ₂ O, Maske Gr.2 und O2- Bag | |

Patientenschlauchsysteme

Coaxiale Patientenschlauchsysteme [Einweg](#)

| | Artikel Nr. | Bezeichnung |
|---|------------------------------------|---|
|  | AL-1900.V001 Pkg. à 40 Stk. | Coaxialer Patientenschlauch, Einweg, 1,8m, Polyethylen Schlauch-in-Schlauch System (coaxial) Beatmungsschlauch inkl. Winkeladapter mit CO ₂ luerlock Anschluss, exp. Anschlußschlauch ausziehbar 20-60 cm Anwärmung der zugeführten Atemgase durch die Wärmeübertragung von einem Schenkel zum anderen, Komfortablere Beatmung aufgrund des geringen Eigengewichtes von ca. 200 g |
| | AL-1900-200.V001 Pkg. à 40 Stk. | Coaxialer Patientenschlauch, Einweg, 1,8m, Polyethylen mit HME Bakterien/Viren Filter 6 mm Expiratorischer & 15mm Inspiratorischer Eigenschaften und Vorzüge: Inspirations- & Expirationsschlauch in einem (Schlauch-in- Schlauch System) Wärmeübertragung von einem zu anderen Geringes Gewicht der Schläuche Geringes Lagervolumen Latexfrei, DEHP frei |

Patientenschlauchsysteme, Einweg

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|--|---|
|  | M1019529 Pkg. à 20 Stk. | Patient Circuit Kit, Adult, Disposable including: - 1 patient circuit, 1,5 m - 1 standard elbow - 1 manual ventilation tube with quick connector 1,5 m - 1 latex-free manual bag, 2l. - 1 ventilation tube, 1,0 m | zu S/5 ADU |
|  | M1019530 Pkg. à 20 Stk. | Patient Circuit Kit, Adult, Disposable, including: - 1 patient circuit, 1,5m - 1 standard elbow - 1 manual ventil. tube w. quick connector 1,5m - 1 latex-free manual bag, 2l - 1 ventilation tube, 1,0 m - 1 Spirometry Kit (ref. 889560) | zu S/5 ADU |
|  | M1072520 Pkg. à 20 Stk. | Patient Circuit Kit, Adult, Disposable including: - 1 patient circuit, 1,8 m - 1 blue manual ventilation tube 1,8m - 1 latex-free manual bag, 2l. | Zu ABS (S/5 Aespire, S/5 Avance, Aisys) |
| | M1115027 Pkg. à 20 Stk. | MRI Schlauchset Kinder 4m ausziehbar inkl. Handbeatmungsschlauch und –beutel | MRI |
|  | M1115026 Pkg. à 20 Stk. | MRI Schlauchset Erwachsene 4m ausziehbar inkl. Handbeatmungsschlauch und –beutel | MRI |
| | B13DXXX Pkg. à 20 Stk. | Vital Signs Schlauchset Kinder 1,52 m Patientenschlauch, Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 0,5 Liter Balg latexfrei, 1,5 m Handbeatmungsschlauch ausziehbar | |
| | A4JXOXXX Pkg. à 20 Stk. | Vital Signs Schlauchset Erwachsene 1,52 m Patientenschlauch, Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 2 Liter Balg latexfrei, 1,5 m Handbeatmungsschlauch ausziehbar | |

Limbo – Schlauchsystem mit Trennseptum, Einweg VITAL SIGNS

Vital Signs Limbo Schlauchsysteme zeichnen sich aus durch:

- Geringes Gewicht
- Breites Anwendungsgebiet (verwendbar vom Kleinkind bis zum Erwachsenen)
- Niedrigere Compliance
- Wärmeeffizienz
- Weniger Abfall

| Artikel Nr. | Bezeichnung |
|-----------------------------|---|
| AFNXXXXX Pkg. à 20 Stk. | Vital Signs LIMBO Schlauchsystem standard 1,83 m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss |
| AFNXOXXX Pkg. à 20 Stk. | Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 1,80m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 2 Liter Balg latexfrei, 1,8 m Handbeatmungsschlauch ausziehbar |
| AFNXMXXC Pkg. à 20 Stk. | Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 1,80m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 2 Liter Balg latexfrei, 1,8m Handbeatmungsschlauch standard, integr. CO2 Line |
| AGNXXXXC Pkg. à 20 Stk. | Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 1,80m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss, integr. CO2 Line |
| AGNXOXXC Pkg. à 20 Stk. | Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 1,80m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 2 Liter Balg latexfrei, 1,8 m Handbeatmungsschlauch ausziehbar, integr. CO2 Line |
| AFPXXXXX Pkg. à 20 Stk. | Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 2,70m 2,7 m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss |
| AFPXOXXX Pkg. à 20 Stk. | Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 2,70m Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 2 Liter Balg latexfrei, 2,7 m Handbeatmungsschlauch ausziehbar |
| AZGCX4XXC Pkg. à 20 Stk. | Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 2,70m Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 2 Liter Balg latexfrei, 3,15 m Handbeatmungsschlauch ausziehbar, integr. CO2 Line |



Weitere Konfigurationsmöglichkeiten auf **Anfrage**

SeptiFlow Limb-O Beatmungsschlauchsystem


Artikel Nr.
Bezeichnung

 AL-11121-060/5.V001
 Pkg. à 20 Stk.

SeptiFlow Limbo Patientenschlauch, 1,8m, mit integrierter CO2 Line + Wasserfalle mit Handbeatmungsschlauch 1,5m ausziehbar und 2l Atembalg Winkeladapter mit Co2 Anschluss

 AL-11121-060/5.V001
 Pkg. à 20 Stk.

SeptiFlow Limbo Patientenschlauch, 2,4m, mit integrierter CO2 Line + Wasserfalle mit Handbeatmungsschlauch 1,5m ausziehbar und 2l Atembalg Winkeladapter mit Co2 Anschluss

 AL-11121-060/5.V001
 Pkg. à 20 Stk.

SeptiFlow Limbo Patientenschlauch, 3,0m, mit integrierter CO2 Line + Wasserfalle mit Handbeatmungsschlauch 1,5m ausziehbar und 2l Atembalg Winkeladapter mit Co2 Anschluss

Patientenschlauchsystem-Teile, Einweg

Artikel Nr.
Bezeichnung
Hinweis

 M1019521
 Pkg. à 20 Stk.

 Manual Ventilation Kit, Adult, Disposable including:
 -1 Manual ventil.tube 0,9 m
 -1 latex free manual bag, 2l

Zu ABS (S/5 Aespire, S/5 Avance, Aisys)


 M1036008
 Pkg. à 20 Stk.





 Patient Circuit, Adult, Disposable Including:
 - 1 patient circuit, 2,4 m

 M1019504
 Pkg. à 20 Stk.


 Patient Circuit, Adult, Disposable Expandable; Including:
 - 1 patient circuit, 1,8 m

 M1019541
 Pkg. à 20 Stk.





 Patient Circuit, Adult, Disposable Including:
 -1 patient circuit, 1,5 m
 -1 standard elbow

| | Artikel Nr. | Bezeichnung |
|--|-------------------------------|--|
|  | 8570075 Pkg. à 20 Stk. | Uni-Circuit, Adult, Disposable including: - 1 patient circuit, 1,5 m - 1 gas sampling elbow (Schlauch in Schlauch) |
|  | 570 005 300 Pkg. à 15 Stk. | 120" Universal F Insp/Exp Einschlauch- system, 3 m |
|  | 570 005 150 Pkg. à 15 Stk. | 60" Universal F - Insp./Exp. Einschlauch System, 1,5 m |
|  | 73386 Pkg. à 10 Stk. | Winkel-Adapter, 22M+15F-15M zur Verwendung bei allen Patientenschläuchen mit geradem Anschlußstück! |

Vital Signs Kopflagerungskissen

| | Artikel Nr. | Bezeichnung |
|---|--------------------------|--|
|  | 8000HDP Pkg. à 6 Stk. | Vital Signs Kopflagerungsstützen Disposa View |



CO₂-Absorber

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------------|---|--|
|  | 427002100 Pkg à 10 Stk. | Medisorb Atemkalk ADU Einweg, weiß – violett 6 x 550 g/Packung | Zu Patientenkreisblock 427001000 und 735000 |
|  | 8003138 Pkg à 6 Stk. | Medisorb Atemkalk ABS Einweg, weiß – violett 6 x 800 g/Packung | Zu Aisys (CS ²), Avance (CS ²) (Pro), Aespire (View) und ADU (CC2) |
|  | 2079796-001 Pkg à 6 Stk. | Medisorb Atemkalk CBS mit integriertem Kondensatabscheider Einweg, weiß - violett 6 x 1200 g/Packung | Zu Carestation Serie 600 (CS 650) |
|  | 8570043 2 Pkg à 5 Liter | Medisorb Twin Pack 5 Liter Nachfüllkanister weiß - violett | NUR für Fremdgeräte |
|  | 427000100 Pkg à 12 Stk. | Viosorb Atemkalkbehälter 1250 ml weiß - violett | Zu Aestiva MRI |

Diverses Zubehör zu Narkosegeräte

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------------------|--|-------------------------|
| | 8502570 1 Stk. | Zip cover für Gasschläuche für Narkosemaschinen, 4,0 m | |
| | 8502569 1 Stk. | Zip cover für Gasschläuche für Narkosemaschinen, 2,5 m | |
| | ZIPTUBE630 Meterware | Zip cover für Gasschläuche für Narkosemaschinen DM 63 mm | |
| | ZIPTUBE750 Meterware | Zip cover für Gasschläuche für Narkosemaschinen DM 75 mm | |
|  | 2089610-001-S 1 Stk. | Flowsensor | zu Aespire/Avance/Aisys |
|  | 1503-3244-000 1 Stk. | Flowsensor (metall) | autoklavierbar |
|  | 1503-3856-000 1 Stk. | Flow Sensor Plastic disposable | zu Aestiva/5, MRI |
|  | M-10 1 Stk. | O2-Sensor | |
|  | FM-100 1 Stk. | Saugunterbrecher für Silikonschlauch | |
|  | 0003200010 Pkg. à 100 Stk. | Lancia Vacuum Stop Set Absaugunterbrecher mit Ventil auf 1,8 m | |
|  | 6730-0350-800 Pkg. à 20 Stk. | Filter für Anschluß Silikonschlauch maschinenseitig | |



Diverses Zubehör zu Intensivrespiratoren

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------------------|--|---|
|  | VG-1952 Pkg à 10 Stk. | Intratrachealer Drucksensor 60 cm | Zu Carestation R860 Lungenprotektion |
|  | 1505-2364-000 Pkg.à 50 Stk. | Klimatisierungsfilter für Beatmungsgerät verwendbar bei Medikamentenvernebelung 100%ige Retention flüssigkeitsgebundener Kontamination.Hält Latexallergene in Flüssigkeiten und an luftgebundenen Partikeln zurück. | Zu Carestation R860 Lungenprotektion |
|  | 47-9005SET | Ösophagus Ballon Katheter Set bestehend aus: - 1771ACU Druckaufnehmer, Sikon, 1,3m (14 Stk/Pkg) - 47-9005 Ösophageales Ballonkatheterset Erwachsene (42 Pkg) | |
|  | 587041300 1 Stk. | Maskenhalter mit Dorn 9,6 mm | |
|  | 735050 08 1 Stk. | Schienenklaue DIN / Loch 9,6mm | |
| | 99.00.303 1 Stk. | O-Ring 8,1x1,6mm Steckkupplung Deckelteil | |
|  | P-028-09 1 Stk. | Schlauchklemme Medirail | |



PNEUPAC

Zubehör zu Pneupac Transportbeatmungsgeräte



Patientenschlauch

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| | W7130 1 Stk. | Patientenschlauch 1,2m | Zu ParaPac, TransPac und VentiPac |
| | W7623 1 Stk. | Patienten-Schlauchsystem komplett | Zu BabyPac |
| | W196-004 1 Stk. | Verlängerungsschlauchset 110 cm mit Adapter für BabyPac MRI | Zu BabyPac MRI |
|  | 100/905/300 Pkg. à 10 Stk. | Einweg-Beatmungsschlauch Single Limb ohne PEEP Ventil | für PneuPac DEMAND Geräte |
|  | 100/905/301 Pkg. à 10 Stk. | Einweg-Beatmungsschlauch Single Limb mit PEEP Ventil | für PneuPac DEMAND Geräte |
| | 100/905/320 Pkg. à 10 Stk. | Einweg-Beatmungsschlauch Dual Limb | für PneuPac babyPAC |

Beatmungsventile

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|---|-----------------------------------|
|  | 510A2958 1 Stk. | Beatmungsventil ohne Demand Funktion | Zu ParaPac, TransPac und VentiPac |
|  | 510A2667 1 Stk. | Beatmungsventil mit Demand Funktion | Zu ParaPac, TransPac und VentiPac |
| | 510-3043 1 Stk. | Membran zu Patientenventil zu 'Babypac' | Zu BabyPac |

PEEP Ventile




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------|--|-----------------------------------|
|  | 421703100 1 Stk. | Peep-Ventil, 2-10 cm H2O für Kleinkinder / Neugeborene | Zu ParaPac, TransPac und VentiPac |
| | 421703200 1 Stk. | PEEP-VENTIL, 5-20 cm H2O für Kinder / Erwachsene | Zu ParaPac, TransPac und VentiPac |
|  | 421780200 1 Stk. | Konnektor für PEEP-Ventil | Zu ParaPac, TransPac und VentiPac |

Beatmungsmasken

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | W6807 1 Stk. | Beatmungsmaske Erwachsene transparent | Zu ParaPac, TransPac und VentiPac |
| | W6806 1 Stk. | Beatmungsmaske Kinder transparent | Zu ParaPac, TransPac und VentiPac |
| | W6803 1 Stk. | Beatmungsmaske Neonaten, Gr.0 | Zu BabyPac |
| | W6804 1 Stk. | Beatmungsmaske Neonaten, Gr. 1 | Zu BabyPac |

ABSAUGUNG & FLÜSSIGKEITSMANAGEMENT

Geschlossenes Absaugsystem

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------------|---------------------------|---------|
|  | CSC100 Pkg. à 20 Stk. | Adapter Verso 45° | |
| | CSC400 Pkg. à 20 Stk. | Adapter Verso 90° | |
|  | CSC300 Pkg. à 20 Stk. | Adapter Verso 45° Neo | |
| | CSC205 Pkg. à 50 Stk. | 5 Fr Katheter | |
| | CSC205S Pkg. à 50 Stk. | 5 Fr Flüssigkeitskatheter | |
|  | CSC206 Pkg. à 50 Stk. | 6 Fr Katheter | |
| | CSC207 Pkg. à 50 Stk. | 7 Fr Katheter | |
| | CSC208 Pkg. à 50 Stk. | 8 Fr Katheter | |
| | CSC112 Pkg. à 50 Stk. | 12 Fr Katheter | |



| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---------------------------|----------------------|---------|
| CSC112T Pkg. à 50 Stk. | 12 Fr Trach-Katheter | |
| CSC114 Pkg. à 50 Stk. | 14 Fr Katheter | |
| CSC114T Pkg. à 50 Stk. | 14 Fr Trach-Katheter | |
| CSC116 Pkg. à 50 Stk. | 16 Fr Katheter | |
| CSC116T Pkg. à 50 Stk. | 16 Fr Trach-Katheter | |

Klinischer Brechbeutel




| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|----------------------------|---|---------|
| 9310-002 Pkg. à 50 Stk. | Vommax(R) Klinischer Brechbeutel Leichtes Handling Einfacher Verschluss-/und Öffnungsmechanismus Verstärkter Abschlussring Hohe Aufnahmekapazität von ca. 1,5 Liter Material transparent zur einfacheren Identifizierung Hohe Anwendungssicherheit und Schutz vor Verschmutzung Beutel biokompatibel und somit abbaubar | |
| 9310-003 Pkg. à 50 Stk. | Vommax(R) Klinischer Brechbeutel inkl. Verfestigungsgranulat | |
| 9310-004 1 Stk. | Vommax(R) Plexiglashalterung für 50 Stk. Vomit Klinische Brechbeutel | |


VacSax Absaugsystem

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|----------------------------|---|--------------------|
| 3833-153 1 Stk. | BactiClear Kanister 1l antimikrobiell, Meßabstand 100 ml | |
| 3833-149 1 Stk. | BactiClear Kanister 2l antimikrobiell, Meßabstand 100 ml | |
| 3833-045 1 Stk. | BactiClear Kanister 3l antimikrobiell, Meßabstand 100 ml | Skala bis 2.800 ml |
| 9910-340 Pkg. à 25 Stk. | VacSax BactiClear® Absaugbeutel 1l antimikrobiell, mit Filter ohne Gel robuste, selbststehende Sekretbehälter PE unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss latex, silikon- und PVC frei | |
| VAL-201 Pkg. à 30 Stk. | VacSax BactiClear® Absaugbeutel 2l antimikrobiell, mit Filter ohne Gel mit hydrophoben Bakterienfiler (Auslaufschutz), robuste, selbststehende Sekretbehälter PE unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss, latex, silikon- und PVC frei | |
| VAL-202 Pkg. à 30 Stk. | VacSax BactiClear® Absaugbeutel 2l antimikrobiell, mit Filter ohne Gel mit hydrophoben Bakterienfiler (Auslaufschutz) Pat. Anschluß 12,5 mm, robuste, selbststehende Sekretbehälter PE, unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss latex, silikon- und PVC frei | |
| VAL-301 Pkg. à 20 Stk. | VacSax BactiClear® Absaugbeutel 3l antimikrobiell, mit Filter ohne Gel mit hydrophoben Bakterienfiler (Auslaufschutz), robuste, selbststehende Sekretbehälter PE unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss, latex, silikon- und PVC frei | |





| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|---|---|
| 9810-101 Pkg. à 25 Stk. | VacSax BactiClear® Absaugbeutel 1l antimikrobiell, mit Filter mit Gel (25) robuste, selbststehende Sekretbehälter PE, unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss, latex, silikon- und PVC frei | |
|  | GAL211 Pkg. à 30 Stk. | VacSax BactiClear® Absaugbeutel 2l antimikrobiell, mit Filter und Gel (36g) mit hydrophoben Bakterienfiler (Auslaufschutz), robuste, selbststehende Sekretbehälter PE unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss, latex, silikon- und PVC frei |
| | GAL311 Pkg. à 20 Stk. | VacSax BactiClear® Absaugbeutel 3l antimikrobiell, mit Filter+Gel (72g) mit hydrophoben Bakterienfiler (Auslaufschutz), robuste, selbststehende Sekretbehälter PE, unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss, latex, silikon- und PVC frei |
| 9820-036 Pkg. à 100 Stk. | Gelierbeutel 36g | |
| 3833-039 1 Stk. | Steckkupplung gerade, für Anschluß Silikonschlauch an Sekretbehälter | |

Puddle Guppy® Bodenabsauger

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|---------------------------|---|---------|
|  | 5036-30 Pkg. à 30 Stk. | OP-Bodensauger Puddle Guppy mit abnehmbaren Führungsstab | |
| | 5036-35 Pkg. à 10 Stk. | Führungsstab für OP- Bodensauger Puddle Guppy | |








SafeLiner Absaugsystem

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|------------------------------------|---------|
|  | 71-1000BR 1 Stk. | SafeLiner Außenkanister 1l | |
| | 71-1500BR 1 Stk. | SafeLiner Außenkanister 1,5l | |
| | 71-3000BR 1 Stk. | SafeLiner Außenkanister 3,0l | |
|  | 71-6510 Pkg. à 100 Stk. | SafeLiner Absaugkanister 1 Liter | |
| | 71-6515 Pkg. à 100 Stk. | SafeLiner Absaugkanister 1,5 Liter | |
| | 71-6530 Pkg. à 50 Stk. | SafeLiner Absaugkanister 1,5 Liter | |




DIVERSES

GE HEALTHCARE COROMETRICS FETALMONITORE

Fetal / Maternal EKG


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|---|---|
|  | 7000AAO Pkg. à 50 Stk. | Fetale Spiral-Elektrode Qwik Connect Plus | Für Corometrics 126, 128, 129, 170 Serie und 250 Serie Monitore |
|  | 1591AAO 1 Stk. | Qwik Connect Plus Kabel, eckiger Stecker zu Corometrics 126 & 128, Länge 3,6m | Für Corometrics 126, 128 und 250 Serie Monitore |
|  | 1590AAO 1 Stk. | Qwik Connect Plus Kabel, runder Stecker zu Corometrics 170, Länge 3,6m | Für Corometrics 129, 170 Serie und 250 Serie Monitore |
|  | 2464AAO Pkg. à 25 Stk. | Einwegbefestigungspolster | Für Corometrics 126, 128, 129, 170 Serie und 250 Serie Monitore |
|  | 1553BAO 1 Stk. | MEKG Monitorkabel 3-polig IEC eckiger Stecker zu Corometrics | Zu Corometrics 250 |
| | 1554BAO 1 Stk. | MEKG Monitorkabel 3-polig IEC runder Stecker zu Corometrics | Zu Corometrics 129 |
| | 412682-003 1 Stk. | MultiLink Ableitung 3-polig, 74cm Patiententeil | Zu Corometrics 129 und 250 Serie |
|  | 1442AAO 1 Stk. | MEKG/FEKG Adapter Kabel | Zu Corometrics 129 und 250 Serie |
|  | 91920031 Pkg à 200 Stk. | Einmalelektroden EKG mit Gel, Erwachsene | Zu Corometrics 129 |

Intra-Uterine Druckkatheter




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------------|---|---------------------------------------|
|  | 2076BAO Pkg. à 10 Stk. | Softrans Intrauterine Druckkatheter | Zu Corometrics 120, 170 und 250 Serie |
|  | 1336AAO 1 Stk. | Softrans Verbindungsleitung für Corometrics Monitore | Zu Corometrics Serie 120 und 170 |
|  | 2264HAX 1 Stk. | Nautilus Toko Aufnehmer wasserdicht, mit Knopf, 2,4 m | Zu Corometrics Serie 120 und 170 |

SpO2 Zubehör


SpO2-Anschlusskabel

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | 2006644-001 1 Stk. | SpO2 Nellcor Basiskabel 2,9 m | Zu Corometrics 128 und 129 |
| | 2025350-001 1 Stk. | SpO2 Nellcor OXIMAX Kabel 3 m | Zu Corometrics 250 Serie |




SpO2 Nellcor Sensor wiederverwendbar

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|---|---------|
|  | 70124021 1 Stk. | SpO2 Nellcor Sensor DS100A wiederverwendbar Erwachsene > 40 kg | |
|  | 70124033 1 Stk. | SpO2 Nellcor Sensor D-YS wiederverwendbar Multisite Sensor, Erwachsene, Kinder und Säuglinge > 1 kg | |
|  | 70124034 1 Stk. | SpO2 Nellcor Sensor D-YSE wiederverwendbar Ohrclip weiß, Erwachsene, Kinder > 30 kg | |

Nellcor Sensor einweg

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|---|---------|
|  | 70124027 Pkg. à 25 Stk. | SpO2 Nellcor Klebensensor MAX-A Erwachsene > 30 kg | |

Diverses



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------------------|---|---------|
|  | 2009828-DAO Pkg. à 40 Stk. | Registrier Papier, Faltpapier, 50-210 BPM | |
|  | 2009828-CAO Pkg. à 40 Stk. | Registrier Papier, Faltpapier 30-240 BPM | |
|  | 2015827-001 Pkg. à 10 Stk. | Gürtel für Aufnehmer mit Knopf, wiederverwendbar | |

Temperaturzubehör zu Giraffe und Panda Warmer


Stammkabel

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--------------------|--|--------------------------|
| M1111799 1 Stk. | Stammkabel Temperatur für Einwegsonden | zu Panda Warmer |
| M1112018 1 Stk. | Stammkabel Temperatur für Einwegsonden | zu Giraffe Warmer |
| M1111800 1 Stk. | Stammkabel Temperatur für wiederverwendbare Sonden | zu Panda Warmer |
| M1112019 1 Stk. | Stammkabel Temperatur für wiederverwendbare Sonden | zu Giraffe Warmer |

Temperatursonden



| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|---|------------------------------|
|  2075796-001 1 Stk. | Temperatursonde wiederverwendbar | zu Giraffe und Panda Geräten |
|  2074817-001 Pkg. à 50 Stk. | Einweg -Temperatursonde | zu Giraffe und Panda Geräten |

Wärmereflektierende Klebepads



| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--|------------------------------|
|  0203-1980-300 Pkg. à 50 Stk. | Wärmereflektierende Klebepads für Temperatursonden | zu Giraffe und Panda Geräten |

SpO2-Zubehör zu Giraffe und Panda Warmer

Stammkabel

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--------------------------|---|----------------------|
|  | 2017002-002 1 Stk. | SpO2 Masimo Stammkabel 1,2 m | zu Giraffe und Panda |
| | 2017002-003 1 Stk. | SpO2 Masimo Stammkabel 2,4 m | zu Giraffe und Panda |
| | 2017002-001 1 Stk. | SpO2 Masimo Stammkabel 3,6 m | zu Giraffe und Panda |
|  | RD Set MD20-05 1 Stk. | SpO2 Masimo Stammkabel, 1,2 m RD Set | zu Giraffe und Panda |



Beatmungszubehör zu Giraffe und Panda Warmer

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|---|---|
|  | M1091335 Pkg. à 10 Sets | Einwegbeatmungskit Set bestehend aus - Einweg T-Stück - Beatmungsschlauch - ohne Maske | Nur zu verwenden bei Warmer Beatmungseinheit |
|  | M1091316 Pkg. à 10 Sets | Einwegbeatmungskit Größe 0 Set bestehend aus: - Einweg T-Stück - Beatmungsschlauch - Maske Größe 0 | Nur zu verwenden bei Warmer Beatmungseinheit |


| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|----------------------------|---|--|
| M1091365 Pkg. à 10 Sets | Einwegbeatmungskit Größe 1 Set bestehend aus: - Einweg T-Stück - Beatmungsschlauch - Maske Größe 1 | Nur zu verwenden bei Warmer Beatmungseinheit |

Zubehör zu Giraffe Inkubator und Omnibed



Temperatursonden



| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--|---------|
|  2075796-001 1 Stk. | Hauttemperatursonde wiederverwendbar zu Giraffe Inkubator/Omnibed | |
|  2074817-001 Pkg. à 50 Stk. | Hauttemperatursonde einweg mit wärmereflektierendem Klebepad 3 cm zu Giraffe Inkubator/Omnibed | |

Wärmereflektierende Klebepads



| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--|---------------------------------|
|  0203-1980-300 Pkg. à 50 Stk. | Wärmereflektierende Klebepads 4,5 cm für Temperatursonden | zu Giraffe und Panda Geräten |

Diverses Zubehör

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--|---------------------------|
|  6600-0688-800 1 Stk. | Matratzenüberzug zu Giraffe Inkubator/Omnibed | |
|  6600-0846-800 1 Stk. | Abdeckung für Deckel zu Giraffe Inkubator | NUR für Giraffe Inkubator |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------------|---|--|
|  | 6600-0825-800 1 Stk. | Abdeckung für Deckel zu Giraffe Omnibed | NUR für Giraffe Inkubator Material: 100% Trevia, Zoomotiv Waschbar: 60 – 85°C |
|  | 6600-0837-800 1 Stk. | Kabelhaltearm zu Giraffe Inkubator/Omnibed | |



Zubehör zu Biliblanket

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------------------|--|---------|
|  | 6600-0270-200 Pkg. à 5x10 Stk. | Schutzüberzug weiß Disp. zu Biliblanket | |
|  | 6600-0461-200 Pkg. à 5 Stk. | Schutzwesten gelb zu Biliblanket | |



ACUTRONIC FABIAN HFOi & NCPAP ZUBEHÖR - NEUGEBORENEN- UND KINDERBEATMUNG






D I V E R S E S - F A B I A N


EtCO₂ Seitenstrom Oridion

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------|--|--------------------------|
|  | 7376 Pkg. à 25 Stk. | Nasalset für die langfristige Entnahme von Atemgasproben Neugeborene/Kleinkinder | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | 7377 Pkg. à 25 Stk. | CO ₂ Probenschlauch und Atemwegadapter Neugeborene und Kleinkinder in Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit | Zu Acutronic Fabian HFOi |


Schlauchsets Einweg


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
|  | 5298 1 Pkg à 10 Stk. | HFO Interface Adapter (T-Stück) mit Winkelkonnektor 30 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | 5300.N Pkg. à 10 Stk. | Schlauchset Einweg, dual beheizt, 160 cm, 11 mm mit NO Adapter (Luer) und Y-Stück (gerade) für F&P MR850 und ähnliche Befeuchter. Kompatibel mit F&P Befeuchter und ähnlichen Systemen durch die glatte Schlauch Innenseite und die im Schlauchmantel eingearbeiteten Heizspiralen wird eine optimale efeuchtung erreicht und Flow-Verwirbelungen verhindert | Zu Acutronic Fabian HFOi |


| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|---|---|
| 5293 Pkg. à 10 Stk. | Schlauchset Neo Einweg (> 4l/min), single beheizt mit Befeuchterkammer, Dual Limb System 180 cm, 10 mm ID >4l/min | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | Mit Wasserfalle expiratorisch | <ul style="list-style-type: none"> • NO Kit • Verbindungsschlauch für Ventilator • Adapterkit • "autofeed" Befeuchterkammer |
| 5294 Pkg. à 10 Stk. | Schlauchset Neo Einweg (> 4l/min), single beheizt ohne Befeuchterkammer, Dual Limb System 180 cm, 10 mm ID >4l/min | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | Mit Wasserfalle expiratorisch | <ul style="list-style-type: none"> • NO Kit • Verbindungsschlauch für Ventilator • Adapterkit |
| 5298 Pkg. à 10 Stk. | HFO Interface Adapter Einweg HFP Adapter (T-Stück) mit Winkelkonnektor für NO Beatmung | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | | |
| 5295 Pkg. à 20 Stk. | Befeuchterkammer "autofeed" Einweg | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | | |
| 5299 Pkg. à 10 Stk. | Transportbeatmungsschlauch Kit Neo Einweg, nicht beheizt, Länge 120 cm mit proximalem Druckschlauch 4x6mm "smooth bore" | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
|  | | |

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---------------------------------|
|  <p>5296 Pkg. à 100 Stk.</p> | <p>Bidirektionaler Bakterien/Virenfilter Einweg</p> | <p>Zu Acutronic Fabian HFOi</p> |


NIV Beatmungssets

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---------------------------------|
|  <p>5291 Pkg. à 10 Stk.</p> | <p>NIV Beatmungsset Einweg, beheizt mit Befeuchterkammer, kompatibel mit Medin MediJet Generator, Nasal und RAM Kanülen, inklusive NIV Verbindungsschlauch 7067.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO Kit • Verbindungsschlauch für Inkubator • Befeuchterkammer | <p>Zu Acutronic Fabian HFOi</p> |


| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  <p>5292 Pkg. à 10 Stk.</p> | <p>NIV Beatmungsset Einweg, beheizt ohne Befeuchterkammer, kompatibel mit Medin MediJet Generator, Nasal und RAM Kanülen, inklusive NIV Verbindungsschlauch 7067.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO Kit • Verbindungsschlauch für Inkubator | <p>Zu Acutronic Fabian HFOi</p> |
|--|--|---------------------------------|

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------|
| | 153800 Pkg. à 10 Stk. | Neonatal Beatmungsset Transport 1,2 m nicht beheizt, Einweg, 10 Stk. nCPAP bestehend aus: -Beatmungsschlauchset 1,20 m - Proximaldruckmessschlauch 4x6 mm (smooth bore) | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
|  | 7186 Pkg. à 10 Stk. | INSPIRE nCPAP Generator inkl. Nasal Prongs (S, M, L) | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7197 1 Set | nCPAP Set inkl. Inspire nCPAP Generator, Inspire/InfantFlow Beatmungsset beheizt | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
|  | 7067.1 Pkg. à 10 Stk. | InfantFlow Verbindungsschlauch für Fabian auf Befeuchterkammer Länge 60 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | 7167 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Nasal Prong large | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7168 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Nasal Prong medium | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7169 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Nasal Prong small | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
|  | 7183 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Mask S | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7182 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Mask M | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7188 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Mask L | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7189 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Mask XL | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |




| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 7170 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 9, navy, 38 – 40 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP | |
|  | 7171 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 8, dark green, 36 – 38 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7172 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 7, orange, 34 – 36 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7173 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 6, burgundy, 32 – 34 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7174 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 5, green, 30 – 32 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| 7175 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 4, gold, 28 – 30 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP | |
|  | 7176 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 3, blue, 26 – 28 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7177 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 2, yellow, 24 – 26 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7178 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 1, brown, 22 – 24 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7179 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 0, pink, 20 – 22 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7180 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 00, grey, 18 – 20 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |
| | 7181 Pkg. à 10 Stk. | Inspire nCPAP Bonnet, Size 000, white, 16 – 18 cm | Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|------------------------|---|--------------------------|
|  | 5303 Pkg. à 50 Stk. | Einweg Nasal Kanüle für O2 Therapy, Größe S | Zu Acutronic Fabian HFOi |
| | 5304 Pkg. à 50 Stk. | Einweg Nasal Kanüle für O2 Therapy, Größe M | Zu Acutronic Fabian HFOi |
| | 5305 Pkg. à 50 Stk. | Einweg Nasal Kanüle für O2 Therapy, Größe L | Zu Acutronic Fabian HFOi |








Stickoxid-Kit für Einmalgebrauch

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | 5262.E Pkg. à 10 Stk. | Stickoxid Kit Einmalgebrauch | Zu Acutronic Fabian HFOi |

Beatmungsschlauchsets wiederverwendbar

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--|--------------------------|
|  <p>7209.E 1 Stk.</p> | <p>HFO Adapter wiederverwendbar Silikon 30 cm, autoklavierbar bei 134° C, (HFO wird in inspiratorischen Zweig eingespeist) 22F-22M/15F, Inspiratorischer Schlauch mit T-Stück</p> | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  <p>7212 1 Set</p> | <p>Beheiztes Patientenkreissystem, wiederverwendbar, kompatibel mit F&P <u>Befeuchter</u> beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbindungsschlauch Ventilator zu Befeuchterkammer • Inspirator. Schlauch mit Temperatursensor • Expirator.Schlauch mit Wasserfalle • Verlängerungsschlauch für Inkubator Verwendung • Patienten Y-Stück mit Anschluß für proximalen Druck • Proximaler Druckschlauch <p>Mit Heizungsdraht und mit Befeuchterkammer!</p> | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  <p>7213 1 Set</p> | <p>Beheiztes Patientenkreissystem, wiederverwendbar, kompatibel mit F&P <u>Befeuchter</u> beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbindungsschlauch Ventilator zu Befeuchterkammer • Inspirator. Schlauch mit Temperatursensor • Expirator.Schlauch mit Wasserfalle • Verlängerungsschlauch für Inkubator Verwendung • Patienten Y-Stück mit Anschluß für proximalen Druck • Proximaler Druckschlauch <p>Ohne Heizungsdraht und ohne Befeuchterkammer!</p> | Zu Acutronic Fabian HFOi |

Diverses Zubehör

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
|  | 7058.1 Pkg. à 10 Stk. | Flow Sensor neonatal, Einweg einzeln verpackt | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | 1031 1 Stk. | Flow Sensor für Neonaten, autoklavierbar bei 134° C, wiederverwendbar Flow Range 0-32l/min | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | 7359 1 Stk. | Flow Sensor für Kinder, autoklavierbar bei 134° C, wiederverwendbar Flow Range 0 - 60l/min | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | 2858 1 Stk. | Winkelkonnektor 90° rechts, 22mm OD/15mm ID - 22 mm ID | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | l116 1 Stk. | Testlung mit 2 Kammern zur Simulation einer Lungenventilation und ET tube leakage Nicht autoklavierbar! | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | 7204 1 Stk. | Testlung Silikon mit 1 Kammer, autoklavierbar bei 134° C | Zu Acutronic Fabian HFOi |
|  | 1771 1 Stk. | Silikon Schlauch für fabian proximaler Drucksensor | Zu Acutronic Fabian HFOi |

STIHLER ZUBEHÖR ZU PATIENTENWÄRMESYSTEME

Profile zu Stihler Astoflo Plus eco

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|----------------|---|-----------------------------|
| WP31 1 Stk. | Wärmeprofil steckbar für AFP ECO 180 cm für Schläuche mit 4 - 5 mm Außendurchm. | Zu Stihler Astoflo Plus eco |
| WP32 1 Stk. | Wärmeprofil steckbar für AFP ECO 240 cm für Schläuche mit 4 - 5 mm Außendurchm. | Zu Stihler Astoflo Plus eco |
| WP33 1 Stk. | Wärmeprofil steckbar für AFP ECO 180 cm für Schläuche mit 6 - 7 mm Außendurchm. | Zu Stihler Astoflo Plus eco |
| WP34 1 Stk. | Wärmeprofil steckbar für AFP ECO 240 cm für Schläuche mit 6-7 mm Außendurchm. | Zu Stihler Astoflo Plus eco |



Profile zu Stihler Astoflo Plus

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|------------------|--|-------------------------|
| WP2418 1 Stk. | Wärmeprofil steckbar für Astoflo Plus, 180 cm; für Schläuche mit 4 - 5 mm Außendurchm. | Zu Stihler Astoflo Plus |
| WP2424 1 Stk. | Wärmeprofil steckbar für Astoflo Plus, 240 cm; für Schläuche mit 4 - 5 mm Außendurchm. | Zu Stihler Astoflo Plus |
| WP2618 1 Stk. | Wärmeprofil steckbar für Astoflo Plus, 180 cm; für Schläuche mit 6 - 7 mm Außendurchm. | Zu Stihler Astoflo Plus |
| WP2624 1 Stk. | Wärmeprofil steckbar für Astoflo Plus, 240 cm; für Schläuche mit 6 - 7 mm Außendurchm. | Zu Stihler Astoflo Plus |





Profile zu Stihler Astoflo


| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|-----------------|---|--------------------|
| A-150 1 Stk. | Profil A zu ASTOFLO, 150 cm, für Schlauch 3,5-5,0 mm Außendurchmesser | Zu Stihler Astoflo |
| A-180 1 Stk. | Profil A zu ASTOFLO, 180 cm, für Schlauch 3,5-5,0 mm Außendurchmesser | |
| A-220 1 Stk. | Profil A zu ASTOFLO, 220 cm, für Schlauch 3,5-5,0 mm Außendurchmesser | |
| B-180 1 Stk. | Profil B zu ASTOFLO, 180 cm, für Schlauch 6,0-7,5 mm Außendurchmesser | |
| B-220 1 Stk. | Profil B zu ASTOFLO, 220 cm, für Schlauch 6,0-7,5 mm Außendurchmesser | |
| C-150 1 Stk. | Profil C zu ASTOFLO, 150 cm, für Schlauch 2,0-3,0 mm Außendurchmesser | |
| C-180 1 Stk. | Profil C zu ASTOFLO, 180 cm, für Schlauch 2,0-3,0 mm Außendurchmesser | |



Astotube Infusionsverlängerung / Astoline Wärmeisulationsnut zu Stihler Astotherm

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|--|------------------------------|
|  | IFT30460 Pkg. à 50 Stk. | Astotube Infusionsverlängerung LL PVC 570 cm lang | |
| | IFT30410 Pkg. à 25 Stk. | Astotube Infusionsverlängerung LL PVC 490 cm lang, Durchm. 6,8 mm | Zu Stihler Astotherm |
| | IFT40460 Pkg. à 25 Stk. | Astotube Infusionsverlängerung LL SRT 540 cm lang | |
| | IFT30350 Pkg. à 50 Stk. | Infusionsverlängerung PVC 320cm | Nur zu Modell IFT200 |
| | IFT30360 1 Stk. | Wärmeschutzmanschette | Nur zu Modell IFT260 |
| | IFT30320 1 Stk. | Wärmeschutzmanschette | Nur zu Modell IFT220 |
| | IFT30300 1 Stk. | Wärmeschutzmanschette | Nur zu Modell IFT 200 |
|  | AL222 1 Stk. | Astoline aktive Wärmeisulationsnut | Passend zu AP200S, AP220S |

Schutzüberzüge zu Stihler Astopad System

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|----------------------------|--|---------------------------|
|  | COV30150 Pkg. à 50 Stk. | Einmalüberzug zu Astopad System passend zu COV150 1530x530mm | Zu Stihler Astopad System |
| | COV30180 Pkg. à 25 Stk. | Einmalüberzug zu Astopad System passend zu COV180 850x1860 mm | |
| | COV40150 1 Stk. | Schutzüberzug für COV150, PAS150 waschbar (95°C), desinfizierbar | |
| | COV40180 1 Stk. | Schutzüberzug für COV180 waschbar (95°C), desinfizierbar | |
| | COV40100 1 Stk. | Schutzüberzug für PAS100; 100 x 100 cm waschbar (95°C), desinfizierbar | |
| | COV40155 1 Stk. | Schutzüberzug für PAS155, 50 x 150 cm waschbar (95°C), desinfizierbar | |




ARDO ZUBEHÖR

ARDO – Zubehör zu Absaugpumpen





Ardo einweg und mehrweg Absaugzubehör

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------|--|-------------------------------------|
|  | 50.00.05 1 Stk. | Sperr-/Bakterienfilter komplett | |
|  | 50.00.08 1 Stk. | Flaschendeckel mit Griff für Sekretschauch NW 8mm | wiederverwendbar |
|  | 50.00.167 1 Stk. | Sekretflasche 1l, graduiert, Material: TPX | wiederverwendbar |
| | 50.00.168 1 Stk. | Sekretflasche 2l, graduiert, Material: TPX | wiederverwendbar |
| | 50.00.169 1 Stk. | Sekretflasche 5l, graduiert, Material: Polysulfon | wiederverwendbar |
|  | 50.00.59 1 Stk. | Steckkupplung grün Deckelteil (ohne O-Ringe) | wiederverwendbar |
|  | 50.00.58 1 Stk. | Steckkupplung transparent Deckelteil, (ohne O-Ringe) | wiederverwendbar |
| | 50.00.02 1 Stk. | Patientenschlauch 1,7m mit 1 Steckkupplung | wiederverwendbar |
|  | 3833-153 1 Stk. | Kanister 1l zu Einweg-Sekretbeutel | Wieder verwendbar zu Einweg-Zubehör |
| | 3833-149 1 Stk. | Kanister 2l zu Einweg-Sekretbeutel | Wieder verwendbar zu Einweg-Zubehör |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|--|-------------------------------------|
| | 3833-045 1 Stk. | Kanister 3l zu Einweg-Sekretbeutel | Wieder verwendbar zu Einweg-Zubehör |
| | 9910-340 Pkg. à 25 Stk. | Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 1l | |
| | VAL-201 Pkg. à 30 Stk. | Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 2l | |
|  | VAL-301 Pkg. à 20 Stk. | Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 3l | |
| | 9810-101 Pkg. à 25 Stk. | Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 1l mit Kompakt Gel | |
| | GAL211 Pkg. à 30 Stk. | Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 2l mit Kompakt Gel | |
| | GAL311 Pkg. à 20 Stk. | Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 3l mit Kompakt Gel | |
|  | 50.00.106 1 Stk. | Universalhalter für Kanister | |
|  | 3833-039 1 Stk. | Steckkupplung grün-blau (autoklavierbar) zu Ardo Kanister/Einwegsekretbeutel | |
|  | 9970-006 Pkg. à 12 Stk. | Einweg-Becher 400 mml. Graduierung für Kleinstmengen | |
|  | 50.00.111 1 Stk. | Einweg-Gewebe-Affangsack für Einweg-Becher | |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------------|---|---------|
|  | 50.00.112 1 Stk. | Serie-Verbindungsschlauch mit Steckkupplung 50.00.109 | |
|  | 50.00.113 Pkg. à 20 Stk. | Geliergranulat 72g | |
|  | 50.00.01 1 Stk. | Schlauchverbindung 0,45 cm mit 2 Steckkupplungen | |

Diverses Zubehör zur Ardo Sekretabsaugung

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------------------|--|---------|
| | 9970-001 1 Stk. | Bacti-Trap Einwegfilter mit | |
|  | FM-100 1 Stk. | Saugunterbrecher für Silikonschlauch | |
| | 0003200010 Pkg. à 100 Stk. | Lancia Vacuum Stop Set Absaugunterbrecher mit Ventil auf 1,8 m | |
|  | 00081811 Meterware | Sekretschlauch 8/12mm Silikon | |
|  | 50.00.81 1 Stk. | Silc-Cup - Vakuum-Extraktor-Saugglocke 50 mm, mit Schlauch | |
|  | 50.00.80 1 Stk. | Silc-Cup - Vakuum-Extraktor-Saugglocke 60 mm, mit Schlauch | |

ARDO – Zubehör zu Amecosity Wärmematratze

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--------------------|--|---------|
| 52.01.77 1 Stk. | Überzug zu Matratze Amecosity NC1 / Maße: 600x765x40 mm | |

ARDO – Zubehör zu Fototherapielampen

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|-----------------------------|--|---------|
| 99.01.027 Pkg. à 12 Stk. | Augenschutz zu FTL Größe M grün 23-34cm | |

ARDO – Zubehör zu Amenic offenes Intensivpflegesystem

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|------------------------------|---|---------|
| 99.01.144 1 Stk. | Hautsonde komplett YSI 801 zu Amenic | |
| 99.01.141 Pkg. à 120 Stk. | Abdeckkleber zu Hautsonde Amenic | |

ARDO – Zubehör zu Amelie Star Inkubator









| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|------------------------------|---|---------|
| 52.02.06 1 Stk. | Temperatur-Sensor (wiederverwendbar) | |
| 99.01.141 Pkg. à 120 Stk. | Abdeckkleber zu Hautsonde | |






52.02.27
1 Stk. Abdeckhaube Inkubator

AEROGEN – ZUBEHÖR ZU AERONEB VERNEBLERSYSTEME





Zubehör zu Aeroneb Vernebler - wiederverwendbar

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|---|--------------------|
|  | AG-AP1000 1 Stk. | Aeroneb Pro Vernebler Einheit mit Filler Cap, autoklavierbar | |
|  | AG-AP1030 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Pro Filler Cap – Verschlusskappe zu Verneblerkammer, autoklavierbar | |
|  | AG-AP1010 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Pro T-Stück Erwachsene inkl. Silikonverschluss 22M/22F, autoklavierbar | |
|  | AG-AP1020 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Pro T-Stück Pädiatrie inkl. Silikonverschluß, autoklavierbar | |
|  | AG-AP1035 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Pro T-Stück Neonaten (12 mm M / 12 mm F) inkl. Silikonverschluß, autoklavierbar | Kompatibel mit F&P |
|  | AG-AP1036 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Pro T-Stück Neonaten inkl. Silikonverschluss autoklavierbar (22F/10F/10M) | |
|  | AG-AP1025 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Pro Neonate Adapter Kit, autoklavierbar | |
|  | AG-AP1015 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Pro Adapter Kit Neonaten mit T-Stück Pädiatrie inkl. Silikonverschluss | |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|--|----------------|
|  | AG-AP1055 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Pro Maskenwinkelstück 90° | |
|  | AG-AP1075 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Pro Maskenwinkelstück Int. 180° (für Spontanatmung) | |
|  | AG-AP1005 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Silicon Verschlusskappe zu T-Stück Erw./Kinder, autoklavierbar | |

Zubehör zu Aeroneb Vernebler - Einweg

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--|--|-----------------------|
|  | NEU: AG-AS-3600 Pkg. à 25 Stk. | Aeroneb Solo Verneblerkammer, Einpatientenverwendung Füllvolumen 4 ml | |
|  | AG-AS3010 Pkg. à 10 Stk. | Aeroneb Solo T-Stück Erwachsene, einweg (22 mm female - 22 mm male elbow - 22 mm female) | |
|  | AG-AS3020 Pkg. à 10 Stk. | Aeroneb Solo T-Stück Kinder, einweg (22 mm female - 22 mm elbow - 15 mm female) | |
|  | AG-AS3035 Pkg. à 10 Stk. | Aeroneb Solo T-Stück Neonaten, einweg (12 mm M / 12 mm F) | Kompatibel mit F&P |
|  | AG-AS3036 Pkg. à 10 Stk. | Aeroneb Solo T-Stück Neonaten (22 F / 10 F / 10 M) | |
|  | AG-AS3025 Pkg. à 10 Stk. | Aeroneb Solo Adapter Kit Neonaten mit T-Stück Pädiatrie | |
|  | AG-AS1055 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Solo Maskenwinkelstück 90° | |
|  | AG-AS1075 Pkg. à 5 Stk. | Aeroneb Solo Maskenwinkelstück Int. 180° (für Spontanatmung) | |
|  | 1930 Pkg. à 40 Stk. | Mundstück (Einweg) | |
|  | AG-AS3450 Pkg. à 10 Stk. | Aeroneb Solo Verschlusspfropfen für T-Stück | |




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--------------------------------|---|---------|
|  | AG-AS7000-EU Pkg. à 10 Stk. | Aeroneb Solo Adapter mit O2 Schlauch | |
|  | AG-AS7500-EU Pkg. à 10 Stk. | Aeroneb Solo Adapter mit O2 Schlauch und Einweg- Verneblerkammer | |
|  | 1891 Pkg. à 25 Stk | Winkeladapter 22F - 22F m. O2 Anschluss zu Aeroneb Vernebler, latexfrei | |
|  | 1991 Pkg. à 20 Stk | Winkeladapter 22M - 22F zu Aeroneb Vernebler, latexfrei | |

GS STEMPLE

Zubehör zu Corpuls³, Corpuls¹ und Corpuls 08/16

Stimulationselektroden und Schockpaddels zu Corpuls 3 und Corpuls 1






| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------|---|--------------------------------|
|  | 04324.3 1 Set | corPatch easy - Defibrillations-/Stimulationselektroden mit Kabel | |
| | | Zur Defibrillation, synchronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG- Überwachung bei Erwachsenen und Kindern | |
|  | 05120.1 1 Set | corPatch easy - pre-connected – Defibrillations-/Stimulationselektroden mit Kabel | |
| | | Zur Defibrillation, synchronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Überwachung bei Erwachsenen | |
|  | 05120.2 1 Set | corPatch easy - Pediatric – Defibrillations-/Stimulationselektroden mit Kabel | |
| | | zur Defibrillation, synchronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Überwachung bei Kleinkindern/Neonaten | |
|  | 04326 1 Set | Schockpaddles inkl. Verbindungskabel 2 Stück | |
|  | 01239 1 Stk. | Elektroden-Gel 100g (Tube) | Zu Corpuls 3, Corpuls 08/16 |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------|--|---------|
|  | 04326.0 1 Stück | Therapiestammkabel Slim – Adapterkabel zum Anschließen von corPatcheasy Elektroden, Schockpaddles oder Schocklöffeln | |
|  | 01227 1 Set | Baby-Elektrodenaufsatz Baby-Schockelektroden, die auf die großen Schockpaddles aufgesteckt werden. Durch die konische Form können damit auch Neugeborene defibriert werden. | |
|  | 04325.51 1 Stk. | Defibrillatoradapterkabel Übungspuppe Leardal/Ambu | |
| | 04324.9000AA 1 Stk. | Trainingsadapterkabel Zoll/Laerdal (ShockLink) | |


Stimulationselektroden und Schockpaddels zu Corpuls 08/16


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------|---|---------|
|  | 03126.1 1 Stk. | Paddel blau - 'rechts' | |
|  | 03126.2 1 Stk. | Paddel rot - 'links' | |
|  | 03126.3 1 Stk. | Paddelhalter komplett | |
|  | 02125 1 Stk. | Defi./Stim.-Zwillingskabel | |
|  | 02125.4 1 Stk. | Stim/Defi-kabel für Stim/Defi-Elektroden Medtronic, Quick-Combo Redi-Pak zu 08/16 | |
|  | 04325.1 2 Stk. | Erw. Defi-/Stimulationselektrode R6 Hydrogel | |
|  | 04325.2 2 Stk. | Kinder Defi-/Stimulationselektrode R6 Hydrogel | |

EKG Zubehör zu Corpuls 3 und Corpuls 1






| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------------|---|--|
|  | 04222 1 Stk. | EKG-Monitoringkabel 4-polig komplett Länge: 2m | EKG-Patientenkabel für 6 simultane EKG-Ableitungen: I, II, III, aVR (-aVR), aVL, aVF |
|  | 04222.2 1 Stk. | 4-poliges EKG Stammkabel für Neo/Kleinkinder | Nur zu Corpuls 3 |
|  | 04223 1 Stk. | EKG Diagnoseergänzungskabel 6-polig komplett Länge: 2m l | EKG-Kabel für die Ableitungen V1-V6 (C1-C6). Kann nur in Verbindung mit dem 4 poligen EKG- Monitoringkabel (Art. Nr. 04222) verwendet werden. Nur zu Corpuls 3 |
|  | 01126.1 Pkg à 50 Stk. | EKG Einwegelektroden Erw./Kinder Durchmesser 35 mm | |
|  | 04290.03900 Pkg. à 8 Stk. | corpuls3 Set Kabelrechen Wirkt Verknotungen entgegen und sorgt für saubere Kabelführung | |



EKG Zubehör zu Corpuls 08/16

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|---|--|
|  | 02122 1 Stk. | EKG-Patientenkabel 4-pol. / 2,5 m | |
| | 02122.1 1 Stk. | EKG-Patientenkabel 4-pol. / 3,5 m | |
| | 02122.11 1 Stk. | Kabelrechen-2er zur Sortierung des 4-poligen EKG Patienten-kabel | Zu EKG-Patientenkabel 4-polig (Art.-Nr. 02122 und 02122.1) |








| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--|---|
| 02122.2 1 Stk. | 4 poliges EKG-Patientenkabel für Kinder Kleinkinder u. Frühgeborene, 2,5m | |
|  02123 1 Stk. | EKG-Diagnostik-Kabel 6-polig | |
| 02123.11 1 Stk. | Kabelrechen-3er zur Sortierung des 6-poligen EKG-Diagnostik-Kabels) | Zu EKG-Diagnostik-Kabel (Art.-Nr. 02123) |
| 01126.1 Pkg. à 50 Stk. | EKG Einwegelektroden Erw./Kinder Durchmesser 35 mm | |




SpO2 Zubehör Masimo zu Corpuls 3 und Corpuls 1

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|---|---|
|  04228.0 1 Stk. | Masimo SpO2 Zwischenkabel 1,2 m 9p. Sub-D | Das Masimo Zwischenkabel wird für den Anschluss diverser Sensorenkabel verwendet |
|  04227.03 1 Stk. | Masimo Set SpO2 Zwischenkabel 1, 6 m 11p/15p zum Anschluss der 04227.xx- Sensoren | |
|  1864 1 Stk. | Masimo SpO2 Fingerclip Kinder (10-50 kg), wiederverwendbar | |
|  1863 1 Stk. | Masimo SpO2 Fingerclip Erw + Kinder (> 30 kg), wiederverwendbar | |
|  04228.22 1 Stk. | Masimo SpO2 Silikon-Fingersensor Erwachsene mit Kabel 0,9 m wiederverwendbar | Nur in Verbindung mit Artikel Nr. 04228.0 oder 4227.02 |





| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|--|--|
|  | 04228.3 1 Stk. | Masimo SpO2 Ohrclipsensor Erwachsene (> 30 kg), wiederverwendbar | Nur in Verbindung mit Artikel Nr. 04228.0 oder 4227.02 |
|  | 04228.63 Pkg. à 20 Stk. | Masimo SpO2 Einwegsensoren Kleinkinder (3 - 20 kg) | Nur in Verbindung mit Artikel Nr. 04228.0 oder 4227.02 |

SpO2 Zubehör Masimo Rainbow zu Corpuls 3 und Corpuls 1


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|--|---|
|  | 04227.0 1 Stk. | MASIMO SpO2/CO/Met/Hb (Rainbow) Zwischenkabel corpuls3/corpuls1, 1,2 m (25p/15p) | Zum Anschluss der 04225.xx, 04226.xx, 04227.xx-Sensoren |
|  | 04227.02 1 Stk. | MASIMO SpO2 (Rainbow) Zwischenkabel corpuls3, 1,2 m (25p/9p) (Sub-D) | Zum Anschluss der 04228.xx -Sensoren |
|  | 04227.1 1 Stk. | MASIMO SpO2 (Rainbow) Fingersensor Kinder 15p mit Kabel 0,90 m | |
|  | 04227.2 1 Stk. | MASIMO SpO2 (Rainbow) Fingersensor Erwachsene 15p mit Kabel 0,90 m | |
|  | 04227.22 1 Stk. | MASIMO SpO2 (Rainbow) Silikon-Fingersensor Erwachsene 15p mit Kabel 0,90 m | |
|  | 04227.4 1 Stk. | MASIMO SpO2 (Rainbow) Ohrclipsensor Erwachsene > 30 kg, 15p | |
|  | 04227.63 Pkg. à 20 Stk. | MASIMO SpO2 (Rainbow) Einwegsensoren Kleinkinder 3 - 20 kg | |



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|--|---------|
|  | 04226.1 1 Stk. | MASIMO SpO2/CO/Met (Rainbow) Fingersensor Kinder 15p mit Kabel 0,90 m | |
|  | 04226.2 1 Stk. | MASIMO SpO2/CO/Met (Rainbow) Fingersensor Erwachsene 15p mit Kabel 0,90 m | |
|  | 04226.62 Pkg. à 10 Stk. | MASIMO SpO2/CO/Met (Rainbow) Einwegsensoren Kinder 10 – 50 kg | |

SpO2 Zubehör Masimo zu Corpuls 08/16




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|---|---|
|  | 03128.04 1 Stk. | Zwischenkabel für SpO2 Fingersensor 2,4 m, 9-Pol. Sub-D, Masimo | |
|  | 1864 1 Stk. | Masimo SpO2 Fingerclip Kinder (10-50 kg), LNCS DCIP, wiederverwendbar | Nur zu Zwischenkabel Art.-Nr. 03128.04 |
|  | 1863 1 Stk. | Masimo SpO2 Fingerclip Erw + Kinder (> 30 kg), LNCS DCI, wiederverwendbar | Nur zu Zwischenkabel Art.-Nr. 03128.04 |
|  | 1895 1 Stk. | Masimo SpO2 Ohrclip Erwachsene (> 30 kg), LNCS TCI, wiederverwendbar | Nur zu Zwischenkabel Art.-Nr. 03128.04 |




SpO2 Zubehör BCI zu Corpuls 08/16

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------|-------------------------------|---------|
|  | 03127.0 1 Stk. | Zwischenkabel für SpO2-Sensor | |





| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|-----------------------------|---|---|
|  | 02127.1 1 Stk. | BCI SpO2-Fingersensor | |
| | 02127.12 1 Stk. | SpO2-Fingersensor Kinder 3 – 45 kg mit Verriegelung, wiederverwendbar | |
| | 02127.52 Pkg. à 50 Stk. | Befestigungsband für SpO2 Sensor Kinder | Zu SaO2-Sensor Kinder (Art.-Nr. 02127.53) |
| | 02127.53 1 Stk. | SpO2-Sensor Kinder 3 – 15 kg wiederverwendbar | |
|  | 02127.6 1Stk. | SpO2-Y-Universal-Sensor wiederverwendbar | |
| | 02127.613 Pkg. à 10 Stk. | Oxilink-Manschette groß zu SpO2 Y-Sensor | Zu Y-Sensor Art.-Nr. 02127.6 |
| | 02127.614 Pkg. à 40 Stk. | SpO2-selbstklebende Strips zu Y-Sensor | Zu Y-Sensor Art.-Nr. 02127.6 |

NIBD Zubehör zu Corpuls 3 und Corpuls 08/16





| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|---|---------|
|  | 02128.91 1 Stk. | NIBD-Anschlusschlauch für Manschetten corpuls3, 90° gewinkelt, 2,5 m | |
|  | 04229.11 1 Stk. | NIBD Manschette einteilig Säugling Oberarmumfang 8-13 cm, Farbe Orange, latexfrei, wiederverwendbar | |
|  | 04229.12 1 Stk. | NIBD Manschette einteilig Kind Oberarmumfang 12-19 cm, Farbe Grün, latexfrei, wiederverwendbar | |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|---|---------|
|  | 04229.17 1 Stk. | NIBD Manschette einteilig, Erwachsene „Prime Cuff“ Oberarmumfang 28-40 cm, Farbe Dunkelblau, latexfrei, wiederverwendbar | |
|  | 04229.14 1 Stk. | NIBD-Manschette „Erwachsener klein“ Oberarmumfang 17-25 cm latexfrei, wiederverwendbar | |
|  | 04229.10 1 Stk. | NIBD-Manschette „Oberschenkel Erwachsener“ Oberschenkelumfang 38-50 cm latexfrei, wiederverwendbar | |


Temperatur Zubehör zu Corpuls 3 und Corpuls 08/16 - [wiederverwendbar](#)

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------------|--|--|
|  | 16560 1 Stk. | Temperatur-Fühler Haut, 2,8 m Erwachsene/Kinder Größe: Ø 10 mm | Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei |
| | 165601 1 Stk. | Temperatur-Fühler Haut, 2,8m, Kleinkinder/Neo Größe: Ø 6 mm | Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei |
|  | 16561 1 Stk. | Temperatur-Fühler, us/2,8m, Erwachsene/Kinder Größe: Ø 3mm | Ösophageal oder rektal Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei |
| | 165611 1 Stk. | Temperatur-Fühler, us/2,8, rectal/oesophagus Kinder, nicht autoklavierbar, 3 m | Ösophageal oder rektal Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei |
|  | 02131.9 Pkg. à 10 Stk. | Einweg-Überzug für wiederverwendbare Temperatur-Rektalsonden | |
|  | 04231.0 1 Stk. | Zwischenkabel für Einweg- Temperatursonden/-sensoren | |

Temperatursonden, zu Corpuls 3 und Corpuls 08/16 - Einweg


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------------|---|---------|
|  | 1016EU Pkg. à 50 Stk. | Vital Signs Temperatursonde 9 Fr., Einweg, Serie 400, single use | |
|  | M1024222 Pkg à 25 Stk. | Temperatursonde Einweg Haut, Erwachsene + Kinder | |
| | M1024231 Pkg à 25 Stk. | Temperatursonde Einweg Zentral, Erwachsene 12 FR | |
| | M1024229 Pkg à 25 Stk. | Temperatursonde Einweg Zentral, Kinder 9 FR | |
| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|  | M1024233 Pkg à 25 Stk. | Temperatursonden Einweg Ohr, Erwachsene | |
|  | M1024237 Pkg à 25 Stk. | Temperatursonden Einweg Ohr, Kinder | |


IBD Zubehör zu Corpuls 3

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|--|--|
|  | 04233.02 1 Stk. | IBD-Adapterkabel corpuls ³ mit GE/Marquette-Buchse | Freigegeben für folgende Transducer ohne Y-Kabel: B.Braun Combitrans, Smiths/Medex LogiCal, Codan/pvb DPT-6000er/- 8000er Serie, Codan/pvb xtrans DPT-9000er Serie, Edwards TruWave PX600er Serie (nur 1-fach), Becton Dickinson DTXPlus. |

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--------------------|--|--|
| 04233.04 1 Stk. | IBD-Y-Adapterkabel corpuls ³ mit 2x GE/Marquette-Buchse | Freigegeben für folgende Transducer ohne Y-Kabel (hier ist nicht 04233.04 gemeint): B.Braun Combitrans, Smiths/Medex LogiCal, Codan/pvb DPT-6000er/-8000er Serie, Codan/pvb xtrans DPT-9000er Serie, Edwards TruWave PX600er Serie (nur 1-fach), Becton Dickinson DTXPlus. |




| | | |
|---|----------------------|---|
|  | MQT-PVB-KA 1 Stk. | Smiths IBP PVB Anschlusskabel zu Transd. Novomed und Peter-Van-Berg |
|---|----------------------|---|





| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------|---|
|  | MQT-BRN-KA 1 Stk. | Braun GE Transducerkabel IBP zu Einmal Transducer Braun |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| BDC901-533SM 1 Stk. | Codan xtrans Contactboard 1-fach |
| BDC902-533SM 1 Stk. | Codan xtrans Contactboard 2-fach |


IBD Zubehör zu Corpuls 08/16

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
|  | GS-BXT1-KA 1 Stk. | Monitorkabel IBD-Messung zu Transducer Baxter Edwards |
| GS-PVB-KA 1 Stk. | Monitorkabel IBD-Messung zu Transducer Peter-van-Berg | |



CO2 Zubehör zu Corpuls 3

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|---|--|
|  | 04234.0 1 Stk. | CO2-Zwischenkabel capONE 0,6m | Am CO2-Zwischenkabel wird ein CO2-Sensor (Artikel Nr. 04234.1) angeschlossen. In Kombination mit diversen Einwegadaptern kann dann die CO2-Messung erfolgen. |
|  | 04234.1 1 Stk. | CO2-Sensor capONE Nihon Kohden | Der CO2-Sensor kann nur in Verbindung mit einem Adapter verwendet werden. |
|  | 04234.11 Pkg. à 30 Stk. | CO2 Endotrachealtubus Einwegadapter Hauptstrom capONE | |
|  | 04234.22 Pkg. à 30 Stk. | CO2 Nasal/Oral Einwegadapter für O2 Sonde adaptierbar capONE | |

CO2 Zubehör zu Corpuls 08/16

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------------|---|---------|
|  | 03134.1 1 Stk. | CO2-Sensor Messzelle + 1 Stk. Einweg-Adapter | |
| | 03134.2 Pkg. à 10 Stk. | CO2-Einweg-Adapter Erw./Kinder | |
| | 03134.3 1 Stk. | CO2-Adapter Erwachsene/Kinder sterilisierbar | |
| | 03134.4 Pkg. à 10 Stk. | CO2-Einweg-Adapter Neugeborene | |




CPR Feedback zu Corpuls 3 und Corpuls 1

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-------------------|---|---|
|  | 04235.0 1 Stk. | corPatch CPR Zwischenkabel corpuls3, 1,0 m | Zwischenkabel zum Anschließen des corPatch CPR Einwegsensors Artikel 04235.2 |
|  | 04235.2 1 Stk. | corPatch CPR Einwegsensoren Erwachsene und Kinder > 20 kg für corpuls3 | Beschleunigungssensoren zur Messung von Druckfrequenz und Drucktiefe während der HLW. |




Diverses Zubehör zu Corpuls 3 und Corpuls 1

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------------|---|---|
|  | 04120.21 1 Stk. | Lithium-Ionen Akku corpuls3/corpuls1, 1 Akku pro Modul = 3 Akkus pro Kompaktgerät | Für jedes corpuls3 Modul verwendbar Im Betrieb als Kompaktgerät kann jede Komponente auf die Batterie- Reserven der übrigen Komponenten zugreifen. |
|  | 04121 Pkg à 10 Rollen | Druckerpapier 106 mm breit, 22 m lang | |
|  | 70710.01100 1 Stk. | Schutzfolie Display | Diese Schutzfolie verhindert Kratzer und Schäden am LC-Display. |
|  | 04236.3 1 Stk. | CompactFlash-Karte 2,0 GB | Datenspeicherung auf der CompactFlash®-Karte in Diagnosequalität. Übergabe der Einsatzdaten (Diagnose-EKGs, Ereignisse, Sprachaufzeichnungen, Vitalparameter, Patientendaten usw.) mit CompactFlash®-Karte an PC- Datenauswertungssoftware corView2. |
|  | 04252 1 Stk. | CompactFlash®-Abdeckung Patientenbox | Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. |
|  | 04321.62 1 Stk. | Tragegurt für Defi/Schrittmachereinheit | |
|  | 04321.32 1 Stk. | Tragegurt für SLIM-Modul | |

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------|--|---|
|  | 04221.5 1 Stk. | Zubehörtasche PAX sw/sw für Patientenbox | <p>Die multifunktionale Tasche bietet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz vor Stößen und Schmutz - Arretierbarkeit über Schlaufen an Tragen - Sicheres Verstauen aller Kabel und Sensoren <p>Die Sensoren können in der Schutz-/Zubehörtasche vorkonnectiert bleiben. Dadurch entsteht kein Zeitverlust durch Konnectieren. Es muss nur so viel Kabel aus der Tasche entnommen werden wie unbedingt erforderlich.</p> |
|  | 04221.6 1 Stk. | Zubehörtasche PAX XXL sw/sw für Patientenbox | <p>Baugleich zu Artikel Nr. 04221.5 mit 2 zusätzlichen Fächern (1 links/1 rechts) für mehr Stauraum.</p> |
|  | 04322.50 1 Stk. | Zubehörtasche PAX links, schwarz für Defibrillator-/Schrittmachereinheit | <p>Die Tasche kann anstelle der Paddles in der Halterung befestigt werden.</p> |
|  | 04322.51 1 Stk. | Zubehörtasche PAX rechts, schwarz für Defibrillator-/Schrittmachereinheit | <p>Siehe Artikel Nr. 04322.50</p> |
|  | 04322.3 1 Stk. | <p>Zubehörtasche PAX Defibrillator-/Schrittmachereinheit corpuls3 SLIM Zubehörtasche zum Aufbewahren von bis zu zwei corPatch Elektroden, Befestigung mit Druckknöpfen an der Rückseite.</p> | |
|  | 04310 1 Stk. | <p>Testbox für Defibrillator-/Schrittmachereinheit corpuls3 SLIM und corpuls1</p> | <p>Die Testbox dient der Funktionskontrolle des corpuls3 SLIM und corpuls1 und gewährleistet die ordnungsgemäße Funktionalität der Geräte. Durch Schockabgabe mit voller Leistung in die Testbox wird die Funktionalität der Defibrillationseinheit überprüft.</p> |
|  | 68121.10000 1 Stk. | Elektrodeneinschubschiene mit 2 Magneten | |




| | Artikel Nr. | Bezeichnung |
|---|----------------------|---|
|  | 04501.1201 1 Stk. | Netzteiler corpuls3 mit Magnetstecker (120 W) Mit dem Netzteiler corpuls3 und dem Magnetstecker (Artikel Nr. 04520.10) können sowohl einzelne Module als auch das Kompaktgerät außerhalb der Ladehalterung geladen werden. Bei Bedarf kann das Gerät einfach entnommen werden, ohne den Stecker lösen zu müssen. |
|  | 04500.1202 1 Stk. | Netzteiler corpuls3 mit Molexstecker (120 W) Baugleich mit Artikel Nr. 04501.1201, jedoch anderer Stecker. |
|  | 04520.10 1 Stk. | Netzkabel 1,8 m mit Schuko-Stecker Netzkabel mit Schuko-Stecker für Netzteiler corpuls3 |




Diverses Zubehör zu Corpuls 08/16

| | Artikel Nr. | Bezeichnung |
|---|--|----------------------------|
|  | 01239 1 Stk. | Elektroden-Gel 100g (Tube) |
|  | 03121 Pkg. à 10 Stk. (10 Blöcke) | Registrierpapier |
|  | 03122.6 1 Stk. | Schutz-Zubehörtasche |


BLUEPOINT MEDICAL

Bluepoint SpO2 Zubehör

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|------------------------------|--|---------|
|  | 6020131201 Pkg. à 24 Stk | SpO2 Klebesensor Neugeborene, Einweg, 10-NP, Körpergewicht < 3 kg | |
|  | 6020131199 Pkg. à 24 Stk | SpO2 Klebesensor Säuglinge, Einweg, 10-IP, Körpergewicht 3-20 kg | |
|  | 6020131197 Pkg. à 24 Stk | SpO2 Klebesensor Kinder, Einweg, 10-PP, Körpergewicht 10-50 kg | |
|  | 6020131194 Pkg. à 24 Stk. | SpO2 Klebesensor Erwachsene, Einweg, 10-AP, Körpergewicht > 30 kg | |
| | 1020132275 1 Stk. | Stammkabel XT 6500 zu SpO2 Einweg- Sensor 1,2m PVC Kabel | |
| | 1020122058 1 Stk. | Stammkabel XT 651 zu SpO2 Einweg- Sensor 2,4m PVC Kabel | |
|  | 6020132254 1 Stk. | SpO2 Ohrsensor, EP 7500, 1,2m Kabel | |
|  | 6020132004 1 Stk. | SpO2 SoftCap Sensor, SC 7500, 1,2m Silikonkabel, > 20 kg | |




| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------|--|---------|
|  | 6020132300 1 Stk. | SpO2 SoftCap Sensor Pädiatrie, SCP 7500, 1,2m Silikonkabel, 10 – 20 kg | |
|  | 6020132002 1 Stk. | SpO2 SoftFlap Finger Sensor, SF 7500, 1,2m PVC Kabel, > 20 kg | |
|  | 6020132006 1Stk. | SpO2 SoftWrap Sensor, W7500, 1,2m Silikon Kabel, Pädiatrie (< 3 kg) bis Erwachsene | |

Diverses Bluepoint Zubehör



| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------|---|---------|
|  | 6020122001 1 Stk. | Tragetasche für OxyTrue und CapnoTrue, gelb | |
| | 2020122037 1 Stk. | Tragetasche für OxyTrue FC,SF und SC, schwarz | |
| | 2020122039 1 Stk. | Akku Ladestation für OxyTrue FC,SF u. SC, mit 2 NiMH AAA Akkus, 800 mAh | |
| | 2020122038 1 Stk. | Akku Ladestation für OxyTrue A, mit Netzstecker,12V Adapter,3 NiMH AA Akkus | |
| | 1020122056 1 Stk. | Silikonprotektor für OxyTrue A | |



MEKICS OMNIOX

OmniOx Zubehör

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------------|--|---------|
|  | MB0018_00 10 Stk. / Pkg. | Beatmungsschlauchkit Erwachsene OmniOx für alle Oxygenierungstherapien Ein durchgängiges Schlauchsystem und Befeuchterset bestehend aus - Multi-Beatmungsschlauch beheizt für nasalen High Flow, CPAP und S/T Einweg, Länge 1,60 m - Befeuchterkammer für nasalen High Flow, CPAP und S/T - Bakterienfilter mit Verbindungsschlauch zur Befeuchterkammer | |
|  | HFN-0007 1Stk. | Tracheostomy-Adapter für Erwachsene Flow Rate: 15-60 L/min | |
|  | HFN-0001 1Stk. | High-Flow Nasenkanüle 4mm Max. Flow 35Lpm | |
| | HFN-0002 1Stk. | High-Flow Nasenkanüle 5mm Max. Flow 45Lpm | |
| | HFN-0003 1Stk. | High-Flow Nasenkanüle 6mm Max. Flow 60Lpm | |


OmniOx Verbrauchsmaterial-Sets

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|----------------------------------|---|
|   | OMNI-1 10 Sets/Pkg Größe S | NHF Set Erwachsene OmniOx, 1 Set bestehend aus: 1 Stk. durchgängiges Schlauchsystem und Befeuchterset für alle Oxygenierungstherapien - Multi-Beatmungsschlauch beheizt für nasalen High Flow, CPAP und S/T |
| | OMNI-2 10 Sets/Pkg Größe M | - Einweg, Länge 1,60 m - Befeuchterkammer für nasalen High Flow, CPAP und S/T - Bakterienfilter mit Verbindungsschlauch zur Befeuchterkammer |
| | OMNI-3 10 Sets/Pkg Größe L | 1 Stk. High-Flow Nasenkanüle Gr. S, M oder L - Max. Flow 35Lpm, 45Lpm oder 60Lpm |


| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|----------------------------------|---|
|   | OMNI-S 10 Sets/Pkg Größe S | CPAP/NIV Set Erwachsene OmniOx 1 Set bestehend aus: 1 Stk. durchgängiges Schlauchsystem und Befeuchterset für alle Oxygenierungstherapien - Multi-Beatmungsschlauch beheizt für nasalen High Flow, CPAP und S/T - Einweg, Länge 1,60 m - Befeuchterkammer für nasalen High Flow, CPAP und S/T |
| | OMNI-M 10 Sets/Pkg Größe M | - Bakterienfilter mit Verbindungsschlauch zur Befeuchterkammer 1 Stk. NIV Vollgesichtsmaske "S", "M" oder "L" - belüftet; Anti-Asphyxia Ventil - aus Silikongummi einteilig gefertigt |
| | OMNI-L 10 Sets/Pkg Größe L | - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute Sicht auf Mund- und Nasenbereich - geringe CO ₂ Ansammlung durch geringen Totraum (284 ml, 303 ml oder 355 ml) - zweifach 360° Drehpunkte an der Maskenbefestigung und am standardmäßigen 22 mm Schlauch Befestigungspunkt - 4-Punkt Kopfbefestigung mit Velcro™-Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit - DEHP frei, latexfrei - für erwachsene Patienten > 30 kg |

DIVERSES ZUBEHÖR

Sandra Matratzenschutz

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------|--|---------|
|  | SANDRA-2 1 Stk. | Sandra Polsterschutz, leicht weiß transparent, 76 x 51 cm | |

Oxyarm

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------------|--|---------|
|  | OXY-A1 1 Stk. | Southmedic Oxyarm | |
| | OXY-A1-PED-2 1 Stk. | Oxyarm Pediatric model | |
| | OXY-A1-RA Pkg. à 25 Stk. | OxyArm - Oxygen Reposable Arm Mundstück, Einweg | |

Infusionsdruckmanschetten - „Infusable“


| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|----------------------------|---|---------|
| | IN800012 Pkg. à 12 Stk. | Vital Signs Infusionsdruckmansch. 500ml Nylon | |
| | IN900012 Pkg. à 12 Stk. | Vital Signs Infusionsdruckmansch. 1000ml Nylon | |

OP ZUBEHÖR



Gefäßschlingen

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|--------------------------|------------------------------------|---------|
|  | 30-711 Pkg. à 50 Stk. | Gefäßschlingen, steril, Weiß Mini, | |
| | 30-712 Pkg. à 50 Stk. | Gefäßschlingen, steril, Rot Mini, | |
| | 30-713 Pkg. à 50 Stk. | Gefäßschlingen, steril, Blau Mini, | |
| | 30-714 Pkg. à 50 Stk. | Gefäßschlingen, steril, Blau Mini, | |
|  | 30-721 Pkg. à 50 Stk. | Gefäßschlingen, steril, Weiß Maxi, | |
| | 30-722 Pkg. à 50 Stk. | Gefäßschlingen, steril, Rot Maxi, | |
| | 30-723 Pkg. à 50 Stk. | Gefäßschlingen, steril, Blau Maxi, | |
| | 30-724 Pkg. à 50 Stk. | Gefäßschlingen, steril, Gelb Maxi, | |


DeBlade™ Nadelsammler

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|----------------------------|--------------------------|---------|
|  | 25-0103 Pkg. à 100 Stk. | Magnetische Nadelzählbox | |

OP-Markierstifte unsteril

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|-----------------------------|---|---------|
|  | + | Pre-OP Mini Marker (unsteril) | |
|  | 26-005NS Pkg. à 100 Stk. | Hautmarker für Varizen, Standardspitze, unsteril | |
| | 26-006NS Pkg. à 100 Stk. | Hautmarker für Varizen, feine Spitze, unsteril | |

OP-Markierstifte steril

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|--------------------------|---|---------|
|  | 26-001 Pkg. à 50 Stk. | Chirurgischer Haut-Markierer, steril Standardspitze mit Lineal | |
| | 26-002 Pkg. à 50 Stk. | Chirurgischer Haut-Markierer, steril Feine Spitze mit Lineal | |

Zählbeutel für Tupfer




| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---------------------------|--|---------|
| 25-551 Pkg. à 250 Stk. | Saugschwamm Zählbeutel mit Klebestreifen | |
| 25-501 1 Stk. | Montagehalterung für Saugschwamm Zählbeutel | |

Magnetische Instrumentenablage




| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--------------------------|--|---------|
| 25-001 Pkg. à 30 Stk. | Magnetische Instrumentenablage steril, 25,5cm x 40,5 cm | |

Elastische Bandagen – Esmarkbinde




| Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--------------------------|--|---------|
| 35-309 Pkg. à 20 Stk. | ESMARK Bandage blau, Einweg, steril 7,62cm x 2,74m | |
| 35-409 Pkg. à 20 Stk. | ESMARK Bandage blau, Einweg, steril 10,16cm x 2,74m | |
| 35-609 Pkg. à 20 Stk. | ESMARK Bandage blau, Einweg, steril 15,24cm x 2,74m | |

DeFogger – Antibeschlag-Lösung

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---------------------------|------------------------------|---------|
|  | 28-0102 Pkg. à 20 Stk. | Defogger Antibeschlag-Lösung | |

Kauterspitzen-Reiniger

| | Artikel Nr. | Bezeichnung | Hinweis |
|--|---------------------------|---|---------|
|  | 32-200 Pkg. à 100 Stk. | Kauterspitzen-Reiniger, steril 5cm x 5cm | |

Dieser Katalog ist gültig bis auf Widerruf. Für Druckfehler, Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben und Eintragungen sowie deren Art der Darstellung übernehmen wir keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor etwaige Änderungen durchzuführen.