



Zubehör & Verbrauchsmaterial



















KONTAKT:

SANITAS Zentrale Salzburg

Holunderstraße 6 5071 Wals Tel.: 0662 / 85 21 86 - 0

Fax: 0662 / 85 21 86 - 70

SANITAS Niederlassung Wien

Leo-Mathauser-Gasse 70 1230 Wien Tel.: 01 / 40 56 110 Fax: 01 / 40 31 929

sanitas@sanitas.at

www.sanitas.at



ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

Zubehör & Verbrauchsmaterial

Sanitas bietet Ihnen eine breite Produktpalette an hochwertigen Zubehör- und Verbrauchsmaterialien für den täglichen Gebrauch.

Wir bieten Ihnen Zubehör für alle Monitoring Parameter Messungen angefangen von Blutdruckmanschetten, Sensoren für Pulsoximetrie, Temperatursensoren bis hin zu EKG-Kabel und vieles mehr.

Blättern Sie einfach in unserem Zubehör- und Verbrauchsmaterialkatalog.

Für weitere Fragen sowie Beratung stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung!

Dieser Katalog ist bis auf Widerruf gültig. Für Druckfehler, Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben und Eintragungen sowie deren Art der Darstellung übernehmen wir keine Haftung. Wir behalten uns das Recht vor etwaige Änderungen durchzuführen.

Stand: Oktober 2025 Seite 2 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

Seite 3 von 118

INHALTSVERZEICHNIS

Stand: Oktober 2025

INHALTSVERZEICHNIS	3
MONITORING	9
HÄMODYNAMISCHES MONITORING	9
GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA	
EKG-Kabel – MULTILINK	9
Stammkabel	9
Patiententeil/Ableitung	10
EKG-Kabel – SERIE 300	12
Stammkabel	12
Patiententeil/Ableitung	12
Sonderzubehör – MULTILINK	11
EKG-Elektroden	11
Temperatursonden	13
Adapter für wiederverwendbare Temperatursonden	13
Hinweis:	13
Temperatursonden, wiederverwendbar mit Klinkenstecker	14
Temperatursonden Einweg	14
Schutzhüllen für zentrale Temperatursonden	16
NIBP "Dinaclick" Doppelschlauchsystem für Erwachsene / Kinder	17
Manschettenschläuche für Monitoring	17
Manschetten wiederverwendbar DURA-Cuf Erwachsene/Kinder	17
Manschetten einweg SOFT-Cuf Erwachsene/Kinder	18
Manschetten einweg CLASSIC-Cuf Erwachsene/Kinder	20
NIBP "Dinaclick Neo" Doppelschlauchsystem Einweg für Neonaten	21
Manschettenschläuche Neonatal	21
Manschetten einweg SOFT-Cuf Neonatal	22
Manschetten einweg SOFT-Cuf Neonatal Einschlauchsystem	23
Diverses Zubehör Dinaclick	23
Pulsoxymetrie TruSignal SpO2	24
Anschlusskabel	24
Sensoren wiederverwendbar Patientenableitungen	24
Sensoren einweg	25
Fixierungszubehör	25
Sonderzubehör – wiederverwendbare durchgehende Sensoren für weiße DO-Modu	le sowie
ProCare B20/B40 Monitore und Dinaman V100 mit TruSignal Technologie	26



ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

Sonderzubehör – wiederverwendbare durchgehende Sensoren für schwarze DO	-Module 27
Pulsoxymetrie Nellcor SpO2	27
Nellcor SpO2 Anschlusskabel	27
Nellcor SpO2 Sensor wiederverwendbar	29
Nellcor SpO2 Sensor einweg	29
Pulsoxymetrie Masimo SpO2	30
Masimo SpO2 Anschlusskabel – RD Set	30
Masimo SpO2 Sensoren – RD Set	31
Masimo SpO2 Anschlusskabel – LNCS	31
Masimo SpO2 Sensoren – LNCS	32
Befestigungsoptionen zu Masimo Sensoren	32
IBD – Invasiver Blutdruck	33
Dual Adapterkabel - weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore	33
Dual Adapterkabel - CSONE	33
System Edwards (Baxter) - weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore	33
IBP Codan - xTrans	35
MRI-Zubehör GE Healthcare / Datex-Ohmeda	36
MRI Zubehör für Gasmessung	36
GAS-MONITORING	37
GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA	3
Gasprobenschläuche	37
Atemwegsadapter, wiederverwendbar	38
Atemwegsadapter, einweg	38
Gasprobenschläuche mit aktiver Kondenswasserentfernung	39
Wasserfallen	39
Gasrückführung und Fortleitung	40
Gasfortleitung für konische Modulanschlüsse	41
D-lite Sensoren, wiederverwendbar	42
D-lite (+) Sensoren, einweg	42
Spirometrieschläuche, einweg	43
Spirometrie-Kits	43
GE HEALTHCARE CARESCAPE MONITORING	
NMT Neuromuskuläre Transmission	44
NMT-Anschlusskabel	44
NMT-Sensoren	44
NMT-Elektroden	44
Entropie	45
EEG - Elektroenzephalographie	46
Stand: Oktober 2025	Seite 4 von 118



ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

EEG-Ableitungssets	46
EEG-Elektroden und Pasten	46
Weiteres EEG-Zubehör	46
Picco Zubehör	48
Cardiac Output und SvO2-Zubehör	49
GE HEALTHCARE MARQUETTE-HELLIGE	50
SvO2 / HZV	50
GE HEALTHCARE TELEGUARD TELEMETRIE	51
EKG Zubehör zu Transmitter Type T3125	51
Diverses Zubehör zu Transmitter Type T31xx	51
EKG Zubehör zu Transmitter Type T33xx	51
SpO2 Zubehör zu Transmitter Type T33xx	52
NIBD Zubehör zu Transmitter Type T33xx	52
GE HEALTHCARE ApexPro TELEMETRIE	
EKG Zubehör zu Transmitter	53
SpO2 Zubehör zu Transmitter	53
Diverses Zubehör zu Transmitter	53
BEATMUNGSZUBEHÖR	54
GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA	
HMEF	54
Edith Wärme- und Feuchtigkeitstauscher	55
Bakterien- und Virenfilter, Einweg	56
Bakterien-Viren Filter & HME-Bakterien-Viren Filter	56
Katheterstutzen	57
Patientenschläuche	58
Hytrel Patientenschläuche, autoklavierbar	58
Silikon Patientenschläuche, autoklavierbar	58
Y-Stücke und Konnektoren	58
Manuelle Beatmung / Beatmungsbalg	59
Masken	60
Beatmungsmasken einweg VITAL SIGNS	60
Vital Signs ECO Beatmungsmasken	61
AirLife NIV-Vollgesichtsmasken	62
AirLife NIV-Nasalmasken	63
SuperNO2VA nasales PAP Beatmungssystem	64
Beatmungsbeutel Manuell	65
O2/CO2 Nasal Gasprobenschlauch	65
O2 Nasal Gasprobenschlauch	66
Stand: Oktober 2025	Seite 5 von 118



ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

Gasprobenentnahmeleitungen	66
Patientenschlauchsysteme	67
Coaxiale Patientenschlauchsysteme Einweg	67
SeptiFlow Limb-O Beatmungschlauchsystem	68
Patientenschlauchsysteme, Einweg	68
LimbO – Schlauchsystem mit Trennseptum, Einweg VITAL SIGNS	69
Patientenschlauchsystem-Teile, Einweg	70
Vital Signs Kopflagerungskissen	71
CO2-Absorber	71
Diverses Zubehör zu Narkosegeräte	72
Diverses Zubehör zu Intensivrespiratoren	73
ABSAUGUNG & FLÜSSIGKEITSMANAGEMENT	74
Geschlossenes Absaugsystem	74
VacSax Absaugsystem	75
DIVERSES	78
GE HEALTHCARE COROMETRICS FETALMONITORE	78
Fetal / Maternal EKG	78
Intra-Uterine Druckkatheter	79
SpO2 Zubehör	80
SpO2-Anschlusskabel	80
SpO2 Nellcor Sensor wiederverwendbar	80
Nellcor Sensor einweg	80
Diverses	81
Temperaturzubehör zu Giraffe und Panda Warmer	81
Stammkabel Stammkabel	81
Temperatursonden	81
Wärmereflektierende Klebepads	82
SpO2-Zubehör zu Giraffe und Panda Warmer	82
Stammkabel	82
Beatmungszubehör zu Giraffe und Panda Warmer	82
Zubehör zu Giraffe Inkubator und Omnibed	82
Temperatursonden	82
Wärmereflektierende Klebepads	83
Diverses Zubehör	83
ACUTRONIC FABIAN HFOI & nCPAP ZUBEHÖR - NEUGEBORENEN- UND	
KINDERBEATMUNG	84
EtCO2 Seitenstrom Oridion	84
Stand: Oktober 2025	Seite 6 von 118



Stand: Oktober 2025

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

Seite 7 von 118

Schlauchsets Einweg 84 **NIV Beatmungssets** 85 Beatmungsschlauchsets wiederverwendbar 85 Diverses Zubehör 86 Profile zu Stihler Astoflo Plus eco 87 Profile zu Stihler Astoflo Plus 87 Profile zu Stihler Astoflo 88 Astotube Infusionsverlängerung / Astoline Wärmeisolationsnut zu Stihler Astotherm 88 Schutzüberzüge zu Stihler Astopad System 89 ARDO Zubehör..... .91 ARDO – Zubehör zu Absaugpumpen 91 Ardo einweg und mehrweg Absaugzubehör 91 Diverses Zubehör zur Ardo Sekretabsaugung 93 ARDO – Zubehör zu Amecosy Wärmematratze 94 ARDO – Zubehör zu Fototherapielampen 95 ARDO – Zubehör zu Amenic offenes Intensivpflegesystem 95 ARDO – Zubehör zu Amelie Star Inkubator 95 AEROGEN – Zubehör zu Aeroneb Verneblersysteme96 Zubehör zu Aeroneb Vernebler - Einweg 96 GS STEMPLE.....99 Zubehör zu Corpuls³, Corpuls¹, Corpuls AED und Corpuls CPR 99 Stimulationselektroden und Schockpaddels zu Corpuls³, Corpuls¹ und Corpuls AED 99 EKG Zubehör zu Corpuls³ und Corpuls¹ 101 SpO2 Zubehör Masimo zu Corpuls³ und Corpuls¹ 102 SpO2 Zubehör Masimo Rainbow zu Corpuls³ und Corpuls¹ 103 NIBD Zubehör zu Corpuls³ 104 Temperatur Zubehör zu Corpuls³ - wiederverwendbar 105 Temperatursonden zu Corpuls³ - Einweg 106 IBD Zubehör zu Corpuls³ 106 CO2 Zubehör zu Corpuls³ 107 CPR Feedback zu Corpuls³, Corpuls¹ und Corpuls AED 108 Diverses Zubehör zu Corpuls³, Corpuls¹, Corpuls AED und Corpuls CPR 109 Diverses Zubehör zu Corpuls 08/16 112 Bluepoint Medical 113 Bluepoint SpO2 Zubehör 113 Diverses Bluepoint Zubehör 114 Medcaptain Zubehör..... 115 Video-Laryngoskop 115 Mekics OmniOx



Sandra Matratzenschutz

Infusionsdruckmanschetten - "Infusable"

OmniOx Zubehör

DIVERSES ZUBEHÖR..

117

Stand: Oktober 2025 Seite 8 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

MONITORING

HÄMODYNAMISCHES MONITORING

GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

EKG-Kabel – MULTILINK

Stammkabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2017003-003	EKG-Stammkabel 3- und 5-polig , 3 m	PDM, B1x5, Portrait VSM,
1 Stk.	Multi-Link-Patienten-Stammleitung, IEC	B20/B40, Dash, PSM(P)
2017006-003	EKG-Stammkabel 10-polig , 3,6 m	PDM, B1x5, Portrait VSM,
1 Stk.	Multi-Link-Patienten-Stammleitung, IEC	B20/B40, Dash, PSM(P)
M1020547 1 Stk.	EKG Stammkabel 3- und 5-polig, 3 m für MultiLink	

Stand: Oktober 2025 Seite 9 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: Telefon: 01/4056110 Telefax:

Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Patiententeil/Ableitung

	Artikel Nr.	Bezeichnung Hinweis
	412682-003 1 Stk.	MultiLink Ableitung 3-polig, 74cm Patiententeil
	2106390-004 1 Stk.	MultiLink Ableitung 3-polig , 130cm Patiententeil
	414556-006 1 Stk.	MultiLink Ableitung 5-polig , verschiedene Längen Patiententeil
	414556-003 1 Stk.	MultiLink Ableitung 5-polig , 74 cm Patiententeil
	414556-004 1 Stk.	MultiLink Ableitung 5-polig , 130 cm Patiententeil
# 30 P	8001961 1 Stk.	EKG-Kabel, 5-polig , 150 cm Patiententeil
	416467-004 1 Stk.	EKG Kabel 5-polig , 74 cm für C-Ableitung Patiententeil
	416467-002 1 Stk.	EKG Kabel 5-polig , 130 cm für C-Ableitungen Patiententeil
	412681-003 1 Stk.	EKG Kabel 5-polig , 74 cm Patiententeil
	412681-004 1 Stk.	EKG Kabel 5-polig , 130 cm Patiententeil

Stand: Oktober 2025 Seite 10 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at

Sonderzubehör – MULTILINK zu ML hinzufügen Reihenfolge

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	2021141-002 1Stk.	EKG Patientenableitung 3-polig , durchgehend , Erw. mit Klammer für Einsatz im OP-Bereich	PDM, B1x5, Portrait VSM, B20/B40, Dash, PSM(P)
(f)	2017004-003 1 Stk.	EKG Stammkabel Neo , 3-polig , 3,6m	PDM, B1x5, Portrait VSM, B20/B40, Dash, PSM(P)
	MBRS-50- K/EU/3 Pkg à 25 Sets	Babyelektroden mit Neo-DIN Stecker röntgendurchlässig, Hydrogel, Einweg zu 2017004-003 Stammkabel Neo (mit jeweils 3 Ableitungen pro Packung)	

EKG-Elektroden

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
E HOUNCE OF CE HOUNCE E HOUNCE OF CE HOUNCE E HOUNCE OF CE HOUNCE G C HOUNCE OF CE HOUNCE G C HOUNCE OF CE HOUNCE HOUSE O	ELT-F35S-1500 Pkg à 1500 Stk.	EKG Druckknopf Elektroden, 35 x 41 mm, oval Schaumstoff, Festgel	Verpackungseinheit 1.500 Stk./Packung
	L-00-S Pkg. à 25 Stk.	Blue Sensor Einwegelektroden EKG	

Stand: Oktober 2025 Seite 11 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

EKG-Kabel – SERIE 300

Stammkabel

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
October 1	545300 1 Stk.	EKG Stammkabel 3-polig, 3 m	Nur für M-NEST(P)R (schwarzes Modul), Light Monitor (Serie F-LM1 und F-LMP1) und Cardiocap 5 Monitore
	545301 1 Stk.	EKG Stammkabel 5-polig, 3 m	Nur für M-NEST(P)R (schwarzes Modul), Light Monitor (Serie F- LM1 und F-LMP1) und Cardiocap 5 Monitore

Patiententeil/Ableitung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
545315 1 Stk.	EKG-Ableitung 3-polig, m. Clip Patiententeil	s, 75cm
545316 1 Stk.	EKG-Ableitung 5-polig , m. Clip Patiententeil	s, 125 cm

Stand: Oktober 2025 Seite 12 von 118

Telefon: 0662/852186-0

Telefon: 01/4056110

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at

Temperaturanschlusskabel

Adapter für Temperatursonden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2016998-001 1 Stk.	Dual Temperatur Anschlusskabel für YSI 400, 20cm für reuseable Ableitungen	B1x5, Portrait VSM, PDM E-PSM(P), E-(P)RESTN B20/B40
2021700-001 1 Stk.	Single Temperatur Anschlusskabel für YSI 400, 20cm für reuseable Ableitungen	B1x5, Portrait VSM, PDM E-PSM(P), E-(P)RESTN B20/B40
2021704-002 1 Stk.	Dual Temepratur Anschlusskabel für Einwegableitungen, 2,5m	B1x5, Portrait VSM, PDM E-PSM(P), E-(P)RESTN B20/B40
2021701-001 1 Stk.	Anschlußkabel Temperatur (Single) für Einwegableitungen und Harnkatheter 2,5 m	Für weiße Module E- PSM(P), PDM und E- (P)RESTN sowie ProCare B20/B40/B1X5 Monitore
165641 1 Stk.	Verlängerungskabel für Einmal- Temperatursonden, 2,8 m bzw. für Harnkatheter mit integrierter Temperaturmessung Typ 400	Für schwarze M- NEST(P)R Module
165640 1 Stk.	Verlängerungskabel für Einmal- Temperatursonden, 1,3 m bzw. für Harnkatheter mit integrierter Temperaturmessung Typ 400	Für schwarze M- NEST(P)R Module

Hinweis:

Kein Adapter notwendig für Module und Geräte mit Direktanschluss Klinkenstecker wie M-(N)EST(P)R, Light Monitore, CC5

Stand: Oktober 2025 Seite 13 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Temperatursonden, wiederverwendbar mit Klinkenstecker

		E	
	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	1010132022 1 Stk.	Temperatur-Fühler Haut, 2,8 m Erwachsene/Kinder Größe: Ø 10 mm	Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei
	1010132021 1 Stk.	Temperatur-Fühler Haut, 2,8m, Kleinkinder/Neo Größe: Ø 6 mm	Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei
//	1010132011 1 Stk.	Temperatur-Fühler, us/2,8m, Erwachsene/Kinder Größe: Ø 3mm	Ösophageal oder rektal Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei
	1010132010 1 Stk.	Temperatur-Fühler, us/2,8, rectal/oesophagus Kinder, nicht autoklavierbar, 3 m	Ösophageal oder rektal Autoklavierbar, Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Temperatursonden Einweg

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	1016EU Pkg. à 50 Stk.	Vital Signs Temperatursonde 9 Fr., Einweg, Serie 400, single use	
	M1024222VY Pkg à 50 Stk.	Temperatursonde Einweg Haut, Erwachsene + Kinder	
0.00	M1024231VY Pkg à 50 Stk.	Temperatursonde Einweg Zentral, Erwachsene 12 FR	
	M1024229 Pkg à 25 Stk.	Temperatursonde Einweg Zentral, Kinder 9 FR	

Stand: Oktober 2025 Seite 14 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	M1024233 Pkg à 25 Stk.	Temperatursonden Einweg Ohr, Erwachsene	
	M1024205 Pkg à 25 Stk.	Ösophagus Stethoskop mit integr. Temperaturmessung, 9 FR	
	M1024212 Pkg à 25 Stk.	Ösophagus Stethoskop mit integr. Temperaturmessung, 12 FR	
	CT30808S Pkg à 10 Stk.	FOLEY Katheter mit integr. Temp. Messung 8 FR	
	CT31005S Pkg à 10 Stk.	FOLEY Katheter mit integr. Temp. Messung 10 FR	
	CT31210S Pkg à 10 Stk.	FOLEY Katheter mit integr. Temp. Messung 12 FR	
	CT31410S Pkg à 10 Stk.	FOLEY Katheter mit integr. Temp. Messung 14 FR	
	CT31610S Pkg à 10 Stk.	FOLEY Katheter mit integr. Temp. Messung 16 FR	

Stand: Oktober 2025 Seite 15 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Te Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Te

Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Schutzhüllen für zentrale Temperatursonden

N Ι Т 0 R Ι N G

T E M P

Ε

R A T U

R

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
O STATE OF THE STA	27000010 Pkg. à 100 Stk.	Ellab Probenhüllen	
0	2008774-001 1 Stk.	Turbo Temperatursensor Oesophagusmessung	Zu Dinamap Pro V2 und Dinamap Pro Care
	2008775-001 1 Stk.	Turbo Temperatursensor rectal	Zu Dinamap Pro V2 und Dinamap Pro Care

Stand: Oktober 2025 Seite 16 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

NIBP "Dinaclick" Doppelschlauchsystem für <u>Erwachsene / Kinder</u>

Manschettenschläuche für Monitoring

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	2058203-002 1 Stk.	NIBP Anschluss Doppelschlauchsystem "Dinaclick" zu Monitoring, 3,6 m	B1x5, Portrait VSM, PDM, PS-Module, E(P)RE(S)TN, TRAM, Dash, Eagle3000, Corometrics 120/259 B20/B40
	2058203-003 1 Stk.	NIBP Anschluss Doppelschlauchsystem "Dinaclick", zu Monitoring, 7,2 m	MRI
	2058205-001 1 Stk.	NIBP Anschluss-Doppelschlauchsystem "Dinaclick" zu Dinamap 3,6 m	Dinamap V100, ProCare, ProSerie, Compact, MPS Serie
	2087389-002 1 Stk.	NIBP Schlauch CarescapeOne, Dinaclick System Erwachsene, 3,6 m	CarescapeOne

Manschetten wiederverwendbar DURA-Cuf Erwachsene/Kinder

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
DURA-CUR® RECORD 38-20-FM	DUR-P1-2A-5S 1 Stk.	Kleinkinder Umfang 8 – 13 cm Manschettenhöhe 5,8 cm	Dura Manschette, wiederverwendbar
CRITICON CRITIC	DUR-P2-2A-5S 1 Stk.	Kinder Umfang 12 – 19 cm Manschettenhöhe 8,5 cm	Dura Manschette, wiederverwendbar
	DUR-A1-2A-5S 1 Stk.	Erwachsene klein Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm	Dura Manschette, wiederverwendbar

Stand: Oktober 2025 Seite 17 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
DUR-A1-2A-L-5S 1 Stk.	Erwachsene klein, lang Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm	Dura Manschette, wiederverwendbar
DUR-A2-2A-5S 1 Stk.	Erwachsene Standard Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm	Dura Manschette, wiederverwendbar
DUR-A2-2A-L-5S 1 Stk.	Erwachsene lang Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm	Dura Manschette, wiederverwendbar
DUR-A3-2A-5S 1 Stk.	Erwachsene, groß Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm	Dura Manschette, wiederverwendbar
DUR-A3-2A-L-5S 1 Stk.	Erwachsene, groß, lang Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm	Dura Manschette, wiederverwendbar
DUR-T1-2A-5S 1 Stk.	Oberschenkel Umfang 38 – 50 cm Manschettenhöhe 21,5 cm	Dura Manschette, wiederverwendbar,

Manschetten einweg SOFT-Cuf Erwachsene/Kinder

N I B

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
SOFFCH [®] FOR COP [®] SOFFCH [®] TOTALES	SFT-P1-2A-5S Pkg. à 20 Stk.	Kleinkinder Umfang 8 – 13 cm Manschettenhöhe 5,8 cm	Soft Manschette Einweg
CALLES A	SFT-P2-2A-INT- 5S Pkg. à 20 Stk.	Kinder Umfang 12 – 19 cm Manschettenhöhe 8,5 cm	Soft Manschette Einweg

Stand: Oktober 2025 Seite 18 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
_	FT-P2-2A-L-5S kg. à 20 Stk.	Kinder lang Umfang 12 – 19 cm Manschettenhöhe 8,5 cm	Soft Manschette Einweg
5	FT-A1-2A-INT- S kg. à 20 Stk.	Erwachsene klein Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm	Soft Manschette Einweg
	FT-A1-2A-L-5S kg. à 20 Stk.	Erwachsene klein, lang Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm	Soft Manschette Einweg
5	FT-A2-2A-INT- S kg. à 20 Stk.	Erwachsene Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm	Soft Manschette Einweg
I	FT-A2-2A-L- NT-5S kg. à 20 Stk.	Erwachsene lang Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm	Soft Manschette Einweg
5	FT-A3-2A-INT- S kg. à 20 Stk.	Erwachsene groß Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm	Soft Manschette Einweg
	FT-A3-2A-L-5S kg. à 20 Stk.	Erwachsene groß, lang Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm	Soft Manschette Einweg
	FT-T1-2A-5S kg. à 20 Stk.	Oberschenkel Umfang 38 – 50 cm Manschettenhöhe 21,5 cm	Soft Manschette Einweg
_	FT-F1-2A-5S kg. à 20 Stk.	Unterarm Umfang 26 – 36 cm konisch	Soft Manschette Einweg

Stand: Oktober 2025 Seite 19 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Manschetten einweg CLASSIC-Cuf Erwachsene/Kinder

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	CLA-P1-2A-5S Pkg. à 20 Stk.	Kleinkind Umfang 8-13 cm Manschettenhöhe 5,8 cm	Classic Manschette Einweg
CASSC CUP® FOR DATE FOR	CLA-P2-2A-5S Pkg. à 20 Stk.	Kinder Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm	Classic Manschette Einweg
	CLA-A1-2A-5S Pkg. à 20 Stk.	Erwachsene klein, Umfang 17 – 25 cm Manschettenhöhe 11,3 cm	Classic Manschette Einweg
	CLA-A2-2A-5S Pkg. à 20 Stk.	Erwachsene Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm	Classic Manschette Einweg
	CLA-A2-2A-L-5S Pkg. à 20 Stk.	Erwachsene lang Umfang 23 – 33 cm Manschettenhöhe 14,5 cm	Classic Manschette Einweg
	CLA-A3-2A-5S Pkg. à 20 Stk.	Erwachsene groß Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm	Classic Manschette Einweg
	CLA-A3-2A-L-5S Pkg. à 20 Stk.	Erwachsene groß, lang Umfang 31 – 40 cm Manschettenhöhe 17,8 cm	Classic Manschette Einweg
	CLA-T1-2A-5S Pkg. à 20 Stk.	Oberschenkel Umfang 38 – 50 cm Manschettenhöhe 21,5 cm	Classic Manschette Einweg
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Stand: Oktober 2025 Seite 20 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

NIBP "Dinaclick Neo" Doppelschlauchsystem Einweg für Neonaten

Manschettenschläuche Neonatal

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
3, -	2058204-002 1 Stk.	NIBP Anschluss-Doppelschlauchsystem "Dinaclick" zu Monitoring, 2,4 m	B1x5, Portrait VSM, PDM, PS-Module, E-(P)RE(S)TN,TRAM, Dash, Eagle3000, Corometrics 120/259
	2058204-003 1 Stk.	NIBP Anschluss-Doppelschlauchsystem "Dinaclick" zu Monitoring, 3,6 m	B1x5, Portrait VSM, PDM, PS-Module, E-(P)RE(S)TN,TRAM, Dash, Eagle3000, Corometrics 120/259
	2058206-001 1 Stk.	NIBP Anschluss-Doppelschlauchsystem Neo zu Dinamap 3,6 m	Dinamap V100, ProCare, ProSerie, Compact, MPS Serie

Stand: Oktober 2025 Seite 21 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110

Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Manschetten einweg SOFT-Cuf Neonatal

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
E ST	SFT-N1-2B Pkg. à 20 Stk.	Neo Größe 1 (Fisch) Umfang 3 - 6 cm Manschettenhöhe 2,3 cm	Neonatal Soft Manschette
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	SFT-N2-2B Pkg. à 20 Stk.	Neo Größe 2 (Hase) Umfang 4 - 8 cm Manschettenhöhe 3 cm	Neonatal Soft Manschette
3 3 3 3	SFT-N3-2B Pkg. à 20 Stk.	Neo Größe 3 (Ente) Umfang 6 - 11 cm Manschettenhöhe 4 cm	Neonatal Soft Manschette
	SFT-N4-2B Pkg. à 20 Stk.	Neo Größe 4 (Katze) Umfang 7 - 13 cm Manschettenhöhe 4,8 cm	Neonatal Soft Manschette
5 5 M 5 5 5 5 5 5 A	SFT-N5-2B Pkg. à 20 Stk.	Neo Größe 5 (Igel) Umfang 8 - 15 cm Manschettenhöhe 5,5 cm	Neonatal Soft Manschette
	SFT-NSET-2B 1 Set	Neo Set bestehend aus: 2 x Fisch, 3 x Hase, je 5 x Ente, Katze, Igel	Neonatal Soft Manschetten

Stand: Oktober 2025 Seite 22 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Manschetten einweg SOFT-Cuf Neonatal Einschlauchsystem

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
Ser I	SFT-N1-1B Pkg. à 20 Stk.	Neo Größe 1 (Fisch) Umfang 3 - 6 cm Manschettenhöhe 2,3 cm	Neonatal Soft Manschetten
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	SFT-N2-1B Pkg. à 20 Stk.	Neo Größe 2 (Hase) Umfang 4 - 8 cm Manschettenhöhe 3 cm	Neonatal Soft Manschetten
3 3 3 3	SFT-N3-1B Pkg. à 20 Stk.	Neo Größe 3 (Ente) Umfang 6 - 11 cm Manschettenhöhe 4 cm	Neonatal Soft Manschetten
**************************************	SFT-N4-1B Pkg. à 20 Stk.	Neo Größe 4 (Katze) Umfang 7 - 13 cm Manschettenhöhe 4,8 cm	Neonatal Soft Manschette
5 5 A 5 5 5 A	SFT-N5-1B Pkg. à 20 Stk.	Neo Größe 5 (Igel) Umfang 8 - 15 cm Manschettenhöhe 5,5 cm	Neonatal Soft Manschette
	SFT-NSET-2B 1 Set	Neo Set bestehend aus: 2 x Fisch, 3 x Hase, je 5 x Ente, Katze, Igel	Neonatal Soft Manschetten

Diverses Zubehör Dinaclick

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2059295-001 1 Stk.	"Waschstöpsel" zum Abdichten während des Reinigungsprozesses für alle Dinaclick (Erw/Kinder) und Dinaclick Neo Manschetten	Achtung: Einsteckrichtung beachten!

Stand: Oktober 2025 Seite 23 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Pulsoxymetrie TruSignal SpO2

Anschlusskabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
TS-N3 1 Stk.	TruSignal SpO2 Stammkabel, 3 m, Nicolay	Anschluss für schwarze Modulen M-NEST(P)R, Light Monitore, CC5
TS-G3 1 Stk.	TruSignal SpO2 Monitorkabel, 3 m, GE Konnektor	B1x5, Portrait VSM, E-PSM(P) und E-(P)RE(S)TN, B20/B40 sowie Dinamap Carescape V100 mit TruSignal Technologie

Sensoren wiederverwendbar Patientenableitungen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
TS-F-D 1 Stk.	TruSignal SpO2 Fingerclip 1 m Kinder/Erwachsene ≥ 20 kg	Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3
TS-SA-D 1 Stk.	TruSignal SpO2 Fingertip 1m Kinder/Erwachsene ≥ 30 kg	Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3
TS-SP-D 1 Stk.	TruSignal SpO2 Fingertip 1m, Kinder 15 – 30 kg	Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3

Stand: Oktober 2025 Seite 24 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
TS-SE-3 Pkg à 3 Stk.	TruSignal SpO2 Sensitiv FlexSensor 1 m Frühgeborene ≤ 3kg bis Erwachsene ≥ 50 kg	Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3
TS-E-D 1 Stk.	TruSignal SpO2 Ohrclip 1 m , Kinder \geq 10 kg bis Erwachsene \geq 50 kg	NUR mit Anschlusskabel TS-G3 oder TS-M3

Sensoren einweg

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
(E) TEANS	TS-AAW-10 Pkg à 10 Stk	TruSignal SpO2 Klebesensor 0,3 m Erwachsene > 20 kg	Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3
	TS-PAW-10 Pkg à 10 Stk	TruSignal SpO2 Klebesensor 0,3 m Kinder 3 - 20 kg	Erfordert Anschlusskabel TS-N3, TS-G3, TS-M3 oder TS-H3

Fixierungszubehör

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	OXY-SND Pkg à 3 Stk.	Schaumstoffsandale für Sensitiv- Hautsensor Zur Verwendung des Sensors am Fuß von Kleinkindern od. Säuglingen	zu TS-SE-3
01	TS-RWS-24 Pkg à 24 Stk.	Ersatz-Schaumbefestigungsband für Flex Sensoren, klein	

Stand: Oktober 2025 Seite 25 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	TS-RWM-24 Pkg à 24 Stk.	Ersatz-Schaumbefestigungsband für Flex Sensoren, mittel	
(1)	TS-RWL-24 Pkg à 24 Stk.	Ersatz-Schaumbefestigungsband für Flex Sensoren, groß	
(*	TS-RTW-100 Pkg à 100 Stk.	Fixier-Klebeband extra breit für Flex- Sensoren	

N I T O

R I N G

S P O

Sonderzubehör – <u>wiederverwendbare durchgehende</u> Sensoren für weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore und Dinamap V100 mit TruSignal Technologie

A .''. I DI		
Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
TS-F4-GE 1 Stk.	TruSignal SpO2 Fingerclip durchgehend, 4 m Kinder/Erwachsene ≥ 20 kg	
TS-E4-GE 1 Stk.	TruSignal SpO2 Ohrclip durchgehend 4 m Kinder ≥ 10 kg bis Erwachsene ≥ 50 kg	
TS-SA4-GE 1 Stk.	TruSignal SpO2 FingerTip durchgehend, 4 m Kinder/Erwachsene ≥ 30 kg	
TS-SP3-GE 1 Stk.	TruSignal SpO2 FingerTip durchgehend, 3m, Kinder 15 – 30 kg	

Stand: Oktober 2025 Seite 26 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Sonderzubehör – <u>wiederverwendbare durchgehende</u> Sensoren für schwarze DO-Module

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
TS-F4-N 1 Stk.	TruSignal SpO2 FingerClip, durchgehend, 4m Kinder/Erwachsene ≥ 20 kg	NUR zu Monitoring mit schwarzen Modulen M- NEST(P)R

Pulsoxymetrie Nellcor SpO2

Nellcor SpO2 Anschlusskabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2021406-001 1 Stk.	SpO2 Nellcor Stammkabel 2,9 m OxiMax	Für Nellcor Oxymax (=Software ≥ V6) Passend zu Dash 3000- 5000 V6, ProCare B20 und B40, Carescape V100, Eagle und Solar Monitore, PD-Module sowie Corometrics (nur für Geräte mit Lieferung ab Ende 2006) und B20/B40/B1X5 Monitore mit Nellcor Technologie
2006644-001 1 Stk.	SpO2 Nellcor Basiskabel 2,9 m OxiSmart	Für Nellcor Oxysmart Passend zu Solar 7000/8000/ 8000M, Solar 9500, Dash 2000/3000/4000, Eagle 1000/3000/4000, Responder 3000, Corometrics 120/2120/128/129

Stand: Oktober 2025 Seite 27 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
The second secon	EC-8 1 Stk.	SpO2 Nellcor Stammkabel 2,4 m	Passend zu Dinamap Compact TS
	2025350-001 1 Stk.	SpO2 Nellcor OXIMAX Kabel 3 m	zu Corometrics 250 Serie

Stand: Oktober 2025 Seite 28 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at

Nellcor SpO2 Sensor wiederverwendbar

 Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
70124021 1 Stk.	SpO2 Nellcor Sensor DS100A wiederverwendbar Erwachsene > 40 kg	
70124033 1 Stk.	SpO2 Nellcor Sensor D-YS wiederverwendbar Multisite Sensor, Erwachsene, Kinder und Säuglinge > 1 kg	
70124034 1 Stk.	SpO2 Ohrclip D-YSE zu Nellcor MultisiteSensor wiederverwendbar Erwachsene, Kinder > 30 kg	Clip zu Sensor ArtNr. 70124033
Flexmax	SpO2 Fingerclip Wiederverwendbar Erw. > 20 kg	
Flexmax-P	SpO2 Flex Fingersensor Wiederverwendbar Kinder	

Nellcor SpO2 Sensor einweg

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
MARCA MARCA	70124027 Pkg. à 24 Stk.	SpO2 Nellcor Klebensensor MAX-A Erwachsene > 30 kg	
	70124026 Pkg. à 24 Stk.	SpO2 Nellcor Klebensensor MAX-P Kinder 3 - 20 kg	

Stand: Oktober 2025 Seite 29 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
96	70124022 Pkg. à 24 Stk.	SpO2 Nellcor Klebensensor MAX-I Kinder 10 – 50 kg	

Pulsoxymetrie Masimo SpO2

Masimo SpO2 Anschlusskabel – RD Set

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
4085 1 Stk.	SpO2 Masimo Stammkabel 3,6 m RD Set	Zu Dash, Solar und PD- Modul, Dinamap V100 sowie B20/B40/B1X5 Monitore mit Masimo Technologie für RD Set Sensoren
4081 1 Stk.	SpO2 Masimo Stammkabel 3,6 m RD Set	Zu Dinamap Pro V2 und Dinamap Pro Care für RD Set Sensoren
4080 1 Stk.	SpO2 Masimo Stammkabel 1,2 m RD Set	Zu Dinamap Pro V2 und Dinamap Pro Care für RD Set Sensoren
4103 1 Stk.	SpO2 Masimo Stammkabel 1,5 m 20 pin Anschluß RD Set und Rainbow Set	Zu Giraffe Warmer und Panda Warmer

Stand: Oktober 2025 Seite 30 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Masimo SpO2 Sensoren – RD Set

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	4050 1 Stk.	SpO2 Masimo Fingerclip wiederverwendbar RD Set DCI Erw/Kinder > 30 kg	wiederverwendbar
	4051 1 Stk.	SpO2 Masimo Fingerclip wiederverwendbar KinderRD-Set DCI-P 10 – 50 kg	wiederverwendbar
■ 0	4000-MA Pkg. à 20 Stk.	SpO2 Masimo Einwegsensor RD Set Klebesensor Erw. Flügerl weiß, > 30 kg	Einweg
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4001 Pkg. à 20 Stk.	SpO2 Masimo Einwegsensor RD Set Klebesensor Kinder Flügerl weiß, 10-50 kg	Einweg
Marie Control Chair	4002 Pkg. à 20 Stk.	SpO2 Masimo Einwegsensor L-Type RD Set Klebesensor Kleinkinder 3-20 kg	Einweg
	4003 Pkg. à 20 Stk.	SpO2 Masimo Klebesensor L-Type RD Set Klebesensor Erw./Neo; < 3kg oder > 40kg	Einweg
=(b)	4004 Pkg. à 20 Stk.	SpO2 Masimo Klebesensor L-Type RD Set, Neo < 1 kg	Einweg

Masimo SpO2 Anschlusskabel – LNCS

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2016 1 Stk.	SpO2 Masimo LNC-10 Stammkabel 3 m LNCS	Zu Dash, Solar und PD- Modul für LNCS Sensoren

Stand: Oktober 2025 Seite 31 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Masimo SpO2 Sensoren – LNCS

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
1863 1 Stk.	SpO2 Masimo LNCS DCI Fingerclip Erwachsene > 30 kg	wiederverwendbar

Befestigungsoptionen zu Masimo Sensoren

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
6	2010468-001 Pkg. à 100 Stk.	Klebeband zu FlexSensor CleanShield Multisite → Neo	Einweg

Stand: Oktober 2025 Seite 32 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110

Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

IBD – Invasiver Blutdruck

Dual Adapterkabel - weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2005772-001 Stk.	Dual IBD Adapterkabel	Für E-PSMP, PD-Modul, B20/B40/B1X5 Monitore, E- PRESTN

Dual Adapterkabel - CSONE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2099660- 001_IBPDUAL _1,3 1 Stk.	Medical USB Parameterkabel IBP dual Adapter Länge 1,3m	CSONE

System Edwards (Baxter) - weiße DO-Module sowie ProCare B20/B40 Monitore

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2021197-001 1 Stk.	IBD Truwave Transducer Edwards einfach, 3,6 m (ehemals Baxter)	B1x5, Portrait VSM, PDM, E-PSMP, E-P(T), E-PP B20/B40, E-PRESTN, kein Adapter notwendig, wenn nur 1 x IBP wenn 2 x IBP gewünscht, dann entweder 2021197-003(-004) oder Dual Adapter + 2021197- 001(-002)

Stand: Oktober 2025 Seite 33 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2021197-003 1 Stk.	IBD Truwave Transducer Edwards zweifach, 3,6 m (ehemals Baxter)	B1x5, Portrait VSM, PDM, E-PSMP, B20/B40, E-PRESTN, kein Adapter notwendig, weil zweifach
BXT1-KA 1 Stk.	IBD Anschlusskabel zu Transducer Edwards	M-NESTPR 2 Anschlüsse am Modul Kein Adapter vorhanden
MQT-BXT1-KA 1 Stk.	IBD Anschlusskabel zu Transducer Edwards	TRAM -> mit 2 Dual Adapter 4 x IBP möglich E-PSMP, PD Modul -> mit 2 Dual Adapter 4 x IBP möglich Dash Monitore (2 x IBP möglich), CS One

Stand: Oktober 2025 Seite 34 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

IBP Codan - xTrans

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
vorher: 75.2175 BDP283GE	75.6035	xtrans Monitor Konnektor 1-fach) (1 x 1-fach belegt) MCP283GE	PD Modul direkt B1X5 E-COP
vorher: 75.2176 BDP283GE	75.6036	xtrans Monitor Konnektor 2-fach (2 x 1-fach belegt) MCP283GE	PD Modul direkt B1X5
vorher: 75.2177 BDP283GE	75.6037	xtrans Monitor Konnektor 3-fach (1 x einfach, 1 x 2-fach belegt) MCP283GE	PD Modul direkt B1X5 E-COP
vorher: 75.2178 BDP283GE	75.6038	xtrans Monitor Konnektor 4-fach (2 x 2-fach belegt) MCP283GE	PD Modul direkt B1X5
vorher: 75.2172 BDP583DX	75.6039	xtrans Monitor Konnektor 2-fach (1 x 2fach belegt) MCP583DX	E-PSMP, E-PRESTN
vorher: 75.2173 BDP583DX	75.6040	xtrans Monitor Konnektor 3-fach (1 x einfach, 1 x 2-fach belegt) MCP583DX	E-PSMP, E-PRESTN
vorher: 75.2174 BDP583DX	75.6041	xtrans Monitor Konnektor 4-fach (??) MCP583DX	E-PSMP, E-PRESTN
vorher: 75.2148 BPD533MQ	75.6005	X-trans Monitor-Konnector 1-fach (einzeln belegt) MCP533MQ	PD Modul Solar, Dash E-COP
vorher: 75.2149 BPD533MQ	75.6006	X-trans Monitor-Konnector 2-fach (jeweils einzeln belegt) MCP533MQ	PD Modul Solar, Dash E-COP
vorher: 75.2150 BPD533MQ	75.6007	X-trans Monitor-Konnector 3-fach (jeweils einzeln belegt) MCP533MQ	PD Modul Solar, Dash E-COP
vorher: 75:2151 BPD533MQ	75.6008	X-trans Monitor-Konnector 4-fach (jeweils einzeln belegt) MCP533MQ	PD Modul Solar, Dash E-COP
	75.4000	xtrans Contactboard Go+ 1fach	Marquette SM
	75.4001	xtrans Contactboard Go+ 2fach	Marquette SM
and: Oktober 2025			Seite 35 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

MRI-Zubehör GE Healthcare / Datex-Ohmeda

MRI Zubehör für Gasmessung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
73306 Pkg à 5 Stk.	Anästhesie-Gasprobenschlauch, männl./männl., Luer-Anschluss, 6m	
891191 Pkg à 5 Stk.	Spirometrieschlauch gelb, 6m	Nur mit transparent gelbem D-lite Sensor verwenden

Stand: Oktober 2025 Seite 36 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

GAS-MONITORING

GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

Gasprobenschläuche

Hinweis:

Die Datex-Ohmeda Gasprobenschläuche sind nicht steril und nur zur Verwendung an einem Patienten bestimmt.

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	73318-HEL Pkg à 10 Stk.	CO2 Gasprobenschlauch, PE/PVC, 2 m, transparent	Anästhesie und Intensiv Art. Nr. Alt: 733162
	733188-HEL Pkg à 100 Stk.	CO2 Gasprobenschlauch, PE/PVC, 2 m, transparent	Anästhesie und Intensiv Art. Nr. Alt: 733162
	73319-HEL Pkg à 10 Stk.	CO2 Gasprobenschlauch, TPE 3 m, transparent	Anästhesie und Intensiv Art. Nr. Alt: 73319
	733199-HEL Pkg à 100 Stk.	CO2 Gasprobenschlauch, TPE 3 m, transparent	Anästhesie und Intensiv Art.Nr. Alt: 733199
	73306 Pkg à 5 Stk.	Anästhesie-Gasprobenschlauch 6m, männl. / männl., Luer-Anschluss	MRI-tauglich
	733170 Pkg à 10 Stk.	Anästhesie-Gasprobenschlauch 3m, abgewinkelt, männl. / männl., Luer-Anschluss	Zur Verwendung mit D-Lite-Sensoren
	73325 Pkg à 10 Stk.	Anästhesie-Gasprobenschlauch 3m, männl. / weibl., Luer-Anschluss	Zur Verwendung mit Capnomac und Normacap

Stand: Oktober 2025 Seite 37 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Atemwegs- und Nasal-Adapter

Atemwegsadapter, wiederverwendbar

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
5	86838 1 Stk.	Stahladapter, 22mm weibl22mm männl.	Zur Verwendung mit Masken für die Gasrückführung und Verdampfer.

Atemwegsadapter, einweg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
73385 Pkg à 10 Stk.	22mm / 15mm weibl. / 15mm männl.	
73386 Pkg à 10 Stk.	22mm / 15mm weibl. / 15mm männl.	

Nasal-Adapter, einweg

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	878033 Pkg à 10 Stk.	Nasal-Adapter Kinder, 3 m	
	878034 Pkg à 10 Stk.	Nasal-Adapter Erwachsene, 3 m	
	878035 Pkg à 10 Stk.	Nasal Adapter Erwachsene gross, 3 m	

Stand: Oktober 2025 Seite 38 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0
Telefon: 01/4056110 Telefax: 0

Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Gasprobenschläuche mit aktiver Kondenswasserentfernung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
8090121315 Pkg. à 10 Stk.	Gasprobenschlauch H, Atemwegsadapter, Erwachsene/Kinder, 2 m Einweg	Aktive Kondenswasser- entfernung, Langzeit- anwendung < 72 Std.
8090121310 Pkg. à 10 Stk.	Gasprobenschlauch H, Luer Lock/Luer, 2 m Einweg	Aktive Kondenswasser- entfernung, Langzeit- anwendung < 72 Std.

Wasserfallen

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
Poor Took	M1182629	Mini D-fend pro Wasserfalle grau	Für ANE Module
	Pkg à 10 Stk.	wiederverwendbar	E-sC(AI)O(V)(X)(E)
Divide Prove Co.	M1200227	Mini D-fend Pro+ Wasserfalle grün	Für ICU Module
	Pkg à 10 Stk.	wiederverwendbar	E-sCO (V)(X)
TO SET OF THE PROPERTY OF THE	876446 1 Stk.	D-fend Wasserfalle, schwarz	Für ANE Module E-C(AI)O(V)(X) M-C(AI)O(V)(X) Alle 2 Monate auswechseln; Falls verstopft, häufiger

Stand: Oktober 2025 Seite 39 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
S. C.	8002174 Pkg à 10 Stk.	Mini D-fend Wasserfalle	Für Module E-MINIC bzw. M-MINIC und N-FC

Gasrückführung und Fortleitung

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	M1031273 Pkg à 5 Stk.	Adapter abgewinkelt für Gasrückführung, 22mm männl22mm. Weibl. Luer-Anschluss	Einmalgebrauch
6	86838 1 Stk.	Stahl-Atemwegsadapter, 22mm weibl 22mm männl.	Wiederverwendbar
M1031273 + M1031274 + 13904AU	881645A 1 Set	Gasrückführungs-Set, disposable Bestehend aus (auch einzeln erhältlich): M1031273 Adapter zu Gasrückführung (Pkg. á 5 Stk.) M1031274 Gasprobenschlauch für Gasrückführung, 2m, männl. / weibl., Luer-Anschluss (Pkg. á 5 Stk.) 13904AU Bakterienfilter Monitoring Filter Luer-Lock (Pkg. á 5 Stk.)	
	8004462 1 Stk.	Anschlussschlauch Narkosegasrückführung 1 m, Patientenseite	zu GEHC Narkosegeräte
	8004463 1 Stk.	Gasrückführungsschlauch Patientenseite, 18 cm	zu GEHC Narkosegeräte

Stand: Oktober 2025

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6

Telefon: 0662/852186-0

Telefax: 0662/852186-70

E-Mail: sanitas@sanitas.at

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: Telefon: 01/4056110 Telefax:

Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Gasfortleitung für konische Modulanschlüsse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
5514183 1 Stk.	Gasfortleitungsschlauch, konisch und Colder, Einweg 0,18m	zu GEHC Narkosegeräte
5514182 1 Stk.	Gasfortleitungsschlauch, konisch und Colder, Einweg 1m	zu GEHC Narkosegeräte
5514184 1 Stk.	Gasfortleitungsschlauch, konisch und Colder, Einweg 2m	zu GEHC Narkosegeräte

Stand: Oktober 2025 Seite 41 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Patientenspirometrie

D-lite Sensoren, wiederverwendbar

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
01000	73393 1 Stk.	D-lite Sensor für Pädiatrie, 22mm männl./15mm weibl 15mm männl., transparent gelb Totraum 2,5ml Widerstand: 1,0cmH2O bei 10l/min Anwendung bei Patienten mit Tidalvolumen: 15-300ml	Nur mit gelben Spirometrieschläuchen verwenden!

D-lite (+) Sensoren, einweg

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	896952 Pkg à 50 Stk.	D-lite + für Erwachsene, 22mm männl./15mm weibl 15mm männl., transparent Totraum 9,5ml Widerstand: 0,5cmH2O bei 30l/min Anwendung bei Patienten mit Tidalvolumen: >150-2000ml	Für die Messung bei feuchter Bedingungen, z.B. aktive Befeuchtung und Low-Flow-Anästhesie. Nur mit gelben Spirometrieschläuchen verwenden!
0000	8001948 Pkg à 50 Stk.	D-lite + für Pädiatrie, 22mm männl./15mm weibl 15mm männl., transparent gelb Totraum 2,5ml Widerstand: 1,0cmH2O bei 10l/min Anwendung bei Patienten mit Tidalvolumen: 15-300ml	Für die Messung bei feuchter Bedingungen, z.B. aktive Befeuchtung und Low-Flow-Anästhesie. Nur mit gelben Spirometrieschläuchen verwenden!

Stand: Oktober 2025 Seite 42 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Spirometrieschläuche, einweg

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	890031 Pkg à 5 Stk.	Spirometrieschlauch, gelb, 2m	Nur mit transparent gelben D-lite Sensoren verwenden. Für E-C(Ai)OVX bzw. M-C(Ai)OVX
	884101 Pkg à 5 Stk.	Spirometrieschlauch, gelb, 3m	Nur mit transparent gelben D-lite Sensoren verwenden.
	891191 Pkg à 5 Stk.	Spirometrieschlauch, gelb, 6m	Nur mit transparent gelben D-lite Sensoren verwenden. MRI-tauglich

Spirometrie-Kits

Spirometrie-Kits			
	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	2104297-002 Pkg à 20 Stk.	Spirometrie Kit, 3m, Einweg Anästhesie/Intensiv beinhaltet: 1 Gasprobenschlauch mit Winkelkonnektor, 3m 1 d-lite+ Sensor, Einweg 1 Spirometrieschlauch, Einweg, 3m	Gasprobenschlauch mit Winkelanschluss und Spirometrieschlauch fertig vorkonektiert.
	M1032634 Pkg à 50 Stk.	Spirometrie Kit, 3m, Einweg Pädiatrie Anästhesie/Intensiv beinhaltet: 1 Gasprobenschlauch mit Winkelkonnektor, 3m 1 pedi-lite+ Sensor, Einweg 1 Spirometrieschlauch, Einweg, 3m	Gasprobenschlauch mit Winkelanschluss und Spirometrieschlauch fertig vorkonektiert.

Stand: Oktober 2025 Seite 43 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6


ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

SPEZIELLE MONITORING-PARAMETER

GE HEALTHCARE CARESCAPE MONITORING

NMT Neuromuskuläre Transmission

NMT-Anschlusskabel



897439 1 Stk.

NMT-Mechano-Sensor Pädiatrie 0,3 m für Patienten von 5 – 20 kg

Erfordert NMT-Anschlusskabel




888416 1 Stk.

NMT Elektro-Sensor 0,3 m 5-pol.Ableitung

Erfordert NMT-Anschlusskabel

NMT-Elektroden



57268-HEL Streifen à 10 Stk.

NMT Clip-Elektoden, Ag/AgCl, Ø 32 mm

Nicht röntgenfähig

Stand: Oktober 2025 Seite 44 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110

Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

Entropie



Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
M1050784 1 Stk.	Monitorkabel zu E-Entropy bzw. M-Entropy, 3,5m	
M1038681 Pkg. à 25 Stk.	Entropy Sensoren, Einweg "single spots" Für Erwachsene und Kinder ah 2 Jahren	Nur mit Anschlusskabel ArtNr. M1050784 kompatibel

Kinder ab 2 Jahren

Stand: Oktober 2025 Seite 45 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110

Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

EEG - Elektroenzephalographie

EEG-Ableitungssets

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
898050 1 Stk.	Vorkonfiguriertes EEG-Ableitungsset 1, Basic: 2 Kanäle, bipolar, 5 x Klebeelektroden Konfiguration: 1:A1-Fp1, 2:A2-Fp Neutralelektrode	

EEG-Elektroden und Pasten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
720 00-S/25 Pkg à 25 Stk.	Klebeelektroden EEG Ambu® Neuroline 720	
572686 Pkg. à 500 Stk.	Napfelektroden, Napf aus Ag/AgCl	

Weiteres EEG-Zubehör

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
Nuprep	NUPREP 1 Stk.	EEG-Hautvorbereitungsgel Tube 115g	
Tenal	TEN-20-D 1 Stk.	EEG/EMG/EP Klebeleitpaste für CUP Elektroden Dose 228g	
SIE	COLLODION-5 Pkg à 20 Stk.	SLE B5 Kleber zur Fixierung von EEG Elektroden 6,5ml à Tube	

Stand: Oktober 2025 Seite 46 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6


Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
REMOVER473 1 Stk.	Entferner für Collodin-5 Klebstoff Flasche 473ml	
8001233 Pkg à 20 Stk.	Ohrstöpsel für Kopfhörerset, 10 x 2 Einmal Ohrstöpsel	Zu AEP-Kopfhörerset, AEP binauraler Stimulus

Stand: Oktober 2025 Seite 47 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704



Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
M1154585 1 Stk.	Kontinuierliches Cardiac Output Kabel	
M1182448 1 Stk.	Picco Injektatsensorkabel, 0,90 m	

Hinweis:

Weiteres Picco Zubehör ist über die lokale Pulsion Niederlassung erhältlich.

Stand: Oktober 2025 Seite 48 von 118

 Zentrale:
 A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6
 Telefon: 0662/852186-0
 Telefax: 06

 Filiale:
 A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70
 Telefon: 01/4056110
 Telefax: 01

Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at




Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Cardiac Output und SvO2-Zubehör

Hinweis:

Weitere Zubehör ist über die lokale Baxter / Edwards Niederlassung erhältlich.



Artikel Nr.	Bezeichnung 165	⁷³ Hinweis
16590-HEL 1 Stk.	Anschlusskabel für Cardiac Output-Katheter und Temp.Probe	
16573 1 Stk.	Thermodilutionskatheter Typ: Baxter 93A-131-7F	Einmal-Katheter
16574 Pkg à 10 Stk.	HZV-Set für Raumtemperatur-Injektat	Einmalgebrauch
16592 1 Stk.	HZV-Temperatursensor (Flow through)	Nur mit Abbott-Injektatset zu verwenden.
16594 1 Stk.	Optisches Modul Typ: Baxter OM-2E	

Stand: Oktober 2025 Seite 49 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

GE HEALTHCARE MARQUETTE-HELLIGE

SvO2 / HZV

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis	
00	2025248-002 1 Stk.	HZV-Stammkabel 2,9m		
10	9446-911 1 Stk.	In-Line Injektat Sensor 0,9 m (BD/Spectramed)		

Diverses für Patientenmonitore

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
Con the second	416212-001 1 Stk.	2009828-205 20 Stk.	
	2009828-205 20 Stk.	Thermopapier 22,5m	zu M-REC/N-(F)LMREC/ N-REC2/CC5/B2040
	2009828-046 1 Stk.	Druckerpapier	zu GE Monitoring
333	57170 1 Stk.	Thermo-Papier, B 57 mm	zu Dinamap Pro(Care)+ Compact T/TS + P81

Stand: Oktober 2025 Seite 50 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Te

Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

GE HEALTHCARE TELEGUARD TELEMETRIE

EKG Zubehör zu Transmitter Type T3125

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2012042-001 1 Stk.	Teleguard EKG Kabe 5 Elektroden, 0,6 m	

Diverses Zubehör zu Transmitter Type T31xx

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
3 /	2012043-001 Pkg. à 5 Stk.	Teleguard Brauseschutztasche	für T31xx Sender
	2012045-001 1 Stk.	Teleguard Trageriemen	für T31xx Sender

EKG Zubehör zu Transmitter Type T33xx

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
(C)	2012046-001 1 Stk.	Teleguard EKG Kabel 4 Elektroden, 1 m	
	2012046-002 1 Stk.	Teleguard EKG Kabel 5 Elektroden, 1 m	
	2012046-003 1 Stk.	Teleguard EKG Kabel 5 EASI Elektroden, 1 m	

Stand: Oktober 2025 Seite 51 von 118 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 0662/852186-0 E-Mail: sanitas@sanitas.at

Telefax: 01/4031929

E-Mail: sanitas@sanitas.at

Telefon: 01/4056110

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Filiale:



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2012046-004 1 Stk.	Teleguard EKG Kabel 6 Elektroden, 1 m	
2012046-005 1 Stk.	8 Elektrodenleitungen, abgeschirmt für 12 Kanal für T33xx mit 6 Sicherheitsclips an 6 Kabeln 0,9 m sowie zwei 2 Buchsen an zwei Leitungen für Rücken- und Halselektroden 1 m	
2012046-006 1 Stk.	8 Elektrodenleitungen abgeschirmt für 12 Kanal für T33xx mit 1 Sicherheitsclip1m	

SpO2 Zubehör zu Transmitter Type T33xx

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2012033-001 1 Stk.	Teleguard SpO2 Flex Sensor	

NIBD Zubehör zu Transmitter Type T33xx

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2013196-001 1 Stk.	Teleguard NIBD Schlauch 3 m	
2013190-001 1 Stk.	Teleguard NIBD Cuff Manschette Adult	

Stand: Oktober 2025 Seite 52 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2013190-002 1 Stk.	Teleguard NIBD Cuff Manschette Large Adult	
2013190-003 1 Stk.	Teleguard NIBD Cuff Manschette Small Adult	

GE HEALTHCARE APEXPRO TELEMETRIE

EKG Zubehör zu Transmitter

Artikel Nr.	Bezeichnung
414556-003 1 Stk.	EKG Kabel 5-polig lg. 74 cm individuell, IEC
421933-001 1 Stk.	6-polig EKG Kabel Multi-Link- Patient-Stammleitung Elektrodenleitung

SpO2 Zubehör zu Transmitter

	Artikel Nr.	Bezeichnung
III	420970-001 1 Stk.	Reusable Finger Clip Sensor

Diverses Zubehör zu Transmitter

Artikel Nr.	Bezeichnung
20091023-003 Pkg. à 25 Stk.	Telemetrie Tasche für Transmitter Einweg

Stand: Oktober 2025 Seite 53 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

BEATMUNGSZUBEHÖR

GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

HMEF



Artikel Nr.	Bezeichnung
M1004132 Pkg. à 50 Stk.	HMEF 750 Bakterieller Wirkungsgrad: 99,9999% Viraler Wirkungsgrad: 99,998% Befeuchtung zum Patienten: 27 mgH2O/I (Vt=750ml) Totraum: 34ml Atmungswiderstand 0,6cmH2O bei 30ml/min Gewicht: 17g Konnektoren: 15mm F / 22mm M und 15 mm M / 22mm F
7070100 Pkg. à 50 Stk.	HMEF 1000 Bakterieller Filter mit integrierter Anfeuchtung für Erwachsene. Bakterieller Wirkungsgrad: 99,9999% Viraler Wirkungsgrad: 99,99% Befeuchtung zum Patienten: 30 mg H2O/I (Vt=1000ml) Totraum: 77 ml Atmungswiderstand 2,3cmH2O bei 60ml/min

Stand: Oktober 2025 Seite 54 von 118

mm M/22 mm F

Gewicht: 24 g

Konnektoren: 15 mm F/22 mm M und 15

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
Granden De	8570203 Pkg. à 30 Stk.	HMEF 1000 mit Flexitube und Ellbogen-Konnektor Bakterieller Wirkungsgrad: 99,999% Viraler Wirkungsgrad: 99,99% Befeuchtung zum Patienten: 30 mgH2O/I (Vt=1000mI) Totraum: 106mI Gewicht: 42g Konnektoren: Ellbogen-Konnektor 15 F / 22 M HMEF: 15 M / 22 F	

Edith Wärme- und Feuchtigkeitstauscher

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	557055200 Pkg. à 30 Stk.	Edith 1000 Befeuchtung zum Patienten: 30 mg H2O/I (VT=500 ml) Atmungswiderstand: 2,5 cm H2O bei 60 I/Min. Totraum: 28 ml Gewicht: 8 g Konnektoren: 15 F / 22 M und 15 M	
T. Market Market	557044500 Pkg. à 25 Stk.	Edith Flex Befeuchtung zum Patienten: 30 mg H2O/I (VT=1000 ml) Atmungswiderstand: 1,4 cm H2O bei 60 I/Min. Totraum: 90 ml Gewicht: 20 g Konnektoren: 15 F und 22 F	

Stand: Oktober 2025 Seite 55 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110

Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Bakterien- und Virenfilter, Einweg



Art	kel Nr. Bezeichnung	Hinweis
11.5	Uni-Filter Atmungswiderstand 0,5cmH 60ml/min Bakterieller Wirkungsgrad: 9 50 Stk. Viraler Wirkungsgrad: 99,9% Totraum: 60 ml Gewicht: 27 g Konnektoren: 15 F / 22 M ur	9,98%

Bakterien-Viren Filter & HME-Bakterien-Viren Filter

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
AL-08016.V001 Pkg à 50 Stk.	Bakterien & Viren HME Kombi Filter Filter mit paper HME, Tidal Volumen (ml) 150-1500 Bakterielle Effizienz >99,9999% Virale Effizienz >99,999% Totraum (ml) 53, Resistance to flow 30L/min 9,4mm H2O 60L/min 23,2 mm H2O 90L/min 42mm H2O Befeuchtungseffizienz 36,8mgH2O/L 22mmM - 15/22 mmMF	

Stand: Oktober 2025 Seite 56 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Artikel Nr.

Bezeichnung

Bakterien & Viren Filter

Tidal Volumen (ml) 150-1500

Bakterielle Effizienz >99,9999%

Virale Effizienz >99,999%

Totraum (ml) 33, Resistance to flow
30L/min 5mm H2O
60L/min 14mm H2O
90L/min 27,6mm H2O
22mmM - 15/22 mmMF

Katheterstutzen

- 2-fach Drehkonnektoren vermeiden Diskonnektion und erleichtern das Handling
- Spezielle Verschlusskappe verhindert Peep Verlust während Absaugen und Bronchioskopie
- Platzsparende Arbeitsplatzlösungen durch Sets mit Filter oder Filter/HME
- Latex-, DEHP- und Phthalate frei

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
The state of the s	AL-16300.V001 Pkg. à 50 Stk.	Katheterstutzen innen glatt, Länge 15cm	
	AL-17300.V001 Pkg. à 50 Stk.	Katheterstutzen ausziehbar, Länge 9 – 15cm	
	AL-17340.V001 Pkg. à 20 Stk.	Katheterstutzen ausziehbar, Länge 9 – 15cm, inklusive Filter / HME	
	AL-17370.V001 Pkg. à 20 Stk.	Katheterstutzen ausziehbar, Länge 9 – 15cm, inklusive Filter	
	AL-66370.V001 Pkg. à 20 Stk.	Katheterstutzen Verlängerung innen glatt 15cm, inklusive Filter	

Stand: Oktober 2025 Seite 57 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

Patientenschläuche

Hytrel Patientenschläuche, autoklavierbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
587040700 1 Stk.	Hytrel Patientenschlauch Erwachsene 1500mm, 22F, ID 19mm	autoklavierbar
587040900 1 Stk.	Hytrel Patientenschlauch Erwachsene 1200mm, 22F, ID 19mm	autoklavierbar

Silikon Patientenschläuche, autoklavierbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
950570-150 1 Stk.	Beatmungsschlauch Erw. 150cm Silikon blau, 22mm	
950577-150 1 Stk.	Beatmungsschlauch Kinder 150cm Silikon blau, 10/22mm	

Y-Stücke und Konnektoren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
8003449 1 Stk.	Y-Stück gewinkelt Erwachsene 15 F / 22 M	autoklavierbar
8003454 Pkg à 10 Stk.	Y-Stück gerade, Kinder 15 F / 22 M, 10 M patientenseitig drehbar	autoklavierbar

Stand: Oktober 2025 Seite 58 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110

Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
8003458 1 Stk.	Y-Stück gerade, Erwachsene 15 F / 22 M patientenseitig drehbar	autoklavierbar

Manuelle Beatmung / Beatmungsbalg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
887420 1 Stk.	Schlauch für manuelle Beatmung inkl. Adapterstücken bis 1,4 m	autoklavierbar für S/5 ADU
M1036387 Pkg à 20 Stk.	Handbeatmungsbeutel 2 l Latexfrei, einweg	
M1036385 Pkg à 20 Stk.	Handbeatmungsbeutel 0,5l latexfrei, einweg	

Stand: Oktober 2025 Seite 59 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Masken

Beatmungsmasken einweg VITAL SIGNS

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	6800 Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, ohne Ventil, latexfrei Größe 0 (für Frühchen)	einweg
	6810 Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 1 (für Neugeborene)	einweg
	6820 Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 2 (für Säuglinge)	einweg
	6830 Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 3 (für Kleinkinder)	einweg
	6840 Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 4 (für Kinder / kleine Erwachsene)	einweg
	6850 Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 5 (für Erwachsene)	einweg
	6860 Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, 22 F, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 6 (für große Erwachsene)	einweg

Stand: Oktober 2025 Seite 60 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Vital Signs ECO Beatmungsmasken

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	4810VS Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 1 (für Neonaten)	einweg
	4820VS Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 2 (für Säuglinge)	einweg
	4830VS Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 3 (für Kleinkinder)	einweg
a a	4840VS Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 4 (für Kinder)	einweg
n	4852VS Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 5 (kleine Erwachsene)	einweg
	4860VS Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 6 (für Erwachsene)	einweg
	4870VS Pkg. à 20 Stk.	Beatmungsmaske Vital Signs, transparent, mit Ventil, latexfrei Größe 7 (für große Erwachsene)	einweg

Stand: Oktober 2025 Seite 61 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

AirLife NIV-Vollgesichtsmasken

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	NIV040S Pkg. à 10 Stk.	AirLife NIV Vollgesichtsmaske belüftet; Anti-Asphyxia Ventil - aus Silikongummi einteilig gefertigt	Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV040M Pkg. à 10 Stk	 klein, leicht und bequem durchsichtige Maske ermöglicht gute Sicht auf Mund- und Nasenbereich geringe CO2 Ansammlung durch geringen Totraum (355 ml) zweifach 360° Drehpunkte an der 	Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV040L Pkg. à 10 Stk.	 Maskenbefestigung und am standardmäßigen 22 mm Schlauch Befestigungspunkt 4-Punkt Kopfbefestigung mit Velcro TM-Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit DEHP frei, latexfrei 	Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV041S Pkg. à 20 Stk.	AirLife NIV Vollgesichtsmaske nicht belüftet - aus Silikongummi einteilig gefertigt - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute — Sicht auf Mund- und Nasenbereich	Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV041M Pkg. à 10 Stk.	 geringe CO2 Ansammlung durch geringen Totraum (355 ml) zweifach 360° Drehpunkte an der Maskenbefestigung und am standardmäßigen 22 mm Schlauch Befestigungspunkt 	Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV041L Pkg. à 10 Stk.	- 4-Punkt Kopfbefestigung mit Velcro TM-Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit - DEHP frei, latexfrei	Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV043S Pkg. à 10 Stk.	AirLife NIV Vollgesichtsmaske nicht belüftet; Anti-Asphyxia Ventil - aus Silikongummi einteilig gefertigt - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute Sicht auf Mund-	Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV043M Pkg. à 10 Stk.	geringen Totraum (355 ml) - zweifach 360° Drehpunkte an der Maskenbefestigung und am standardmäßigen	Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV043L Pkg. à 10 Stk.	 22 mm Schlauch Befestigungspunkt Kopfbefestigung mit VelcroTM- Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit DEHP frei, latexfrei 	Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg

Stand: Oktober 2025 Seite 62 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

AirLife NIV-Nasalmasken

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	NIV042S Pkg. à 10 Stk.	AirLife NIV Nasenmaske belüftet - aus Silikongummi einteilig gefertigt - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute - Sicht auf Mund- und Nasenbereich - geringe CO2 Ansammlung durch geringen Totraum (120 ml) - zweifach 360° Drehpunkte an der Maskenbefestigung und am standardmäßigen 22 mm Schlauch Befestigungspunkt - 4-Punkt Kopfbefestigung mit Velcro TM-Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit - DEHP frei, latexfrei	Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV042M Pkg. à 10 Stk.		Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV042L Pkg. à 10 Stk.		Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV044S Pkg. à 10 Stk.	AirLife NIV Nasalsmaske nicht belüftet; Anti-Asphyxia Ventil - aus Silikongummi einteilig gefertigt - klein, leicht und bequem - durchsichtige Maske ermöglicht gute Sicht auf Mund- und Nasenbereich - geringe CO2 Ansammlung durch geringen Totraum (120 ml) - zweifach 360° Drehpunkte an der Maskenbefestigung und am standardmäßigen 22 mm Schlauch Befestigungspunkt - 4-Punkt Kopfbefestigung mit Velcro TM-Verschluß bietet max. Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit - DEHP frei, latexfrei	Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV044M Pkg. à 10 Stk.		Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg
	NIV044L Pkg. à 10 Stk.		Einweg für erwachsene Patienten > 30 kg

Stand: Oktober 2025 Seite 63 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

SuperNO2VA nasales PAP Beatmungssystem

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
SNM-20 Pkg. à 20 Stk.	SuperNo2VA nasal PAP Maske Erw, Größe M MRI kompatibel, latexfrei	inkl. Kopfband
SNL-20 Pkg. à 20 Stk.	SuperNo2VA nasal PAP Maske Erw, Größe M MRI kompatibel, latexfrei	inkl. Kopfband
SSM-20 Pkg. à 20 Stk.	SuperNo2VA nasal PAP Kit, Erw, Größe M MRI kompatibel latexfrei - Präoxygenierung - Linderung von Obstruktion der oberen Atemwege durch Bewusstseinsverminderung - Aufrechterhaltung der Beatmung - Notfallbeatmung - einfacher Zugang für intraorale Eingriffe - perioperativer Einsatz ohne Bedarf an zusätzlichen Geräten	inkl. Kopfband und 2l Hyperinflation System
SSI-20 Pkg. à 20 Stk.	SuperNo2VA nasal PAP Kit, Erw, Größe M MRI kompatibel latexfrei - Präoxygenierung - Linderung von Obstruktion der oberen - Atemwege durch Bewusstseinsverminderung - Aufrechterhaltung der Beatmung - Notfallbeatmung - einfacher Zugang für intraorale Eingriffe - perioperativer Einsatz ohne Bedarf an zusätzlichen Geräten	inkl. Kopfband und 2l Hyperinflation System

Stand: Oktober 2025 Seite 64 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at

Beatmungsbeutel Manuell

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	8570017 1 Stk.	Beatmungsbeutel manuell, Erwachsene 1500ml mit Maske Gr.4, Ventil und O2- Bag	
	8570019 1 Stk.	Beatmungsbeutel manuell, Erwachsene 1500ml mit Maske Gr.5, Ventil und O2- Bag	
	8570022 1 Stk.	Beatmungsbeutel manuell, Kinder 500ml, mit Überdruckventil 40cmH2O, Maske Gr.2 und O2- Bag	

O2/CO2 Nasal Gasprobenschlauch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
7090121036 Pkg. À 10 Stk.	VersaStream O2/CO2 Gasprobenschaluch Luer Lock/Nasal, Erwachsene	
7090121037 Pkg. À 10 Stk.	VersaStream O2/CO2 Gasprobenschaluch Luer Lock/Nasal, Kinder	
7090121038 Pkg. À 10 Stk.	VersaStream O2/CO2 Gasprobenschaluch Luer Lock/Nasal, Kleinkinder	

Stand: Oktober 2025 Seite 65 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

O2 Nasal Gasprobenschlauch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
7090121033 Pkg. à 25 Stk.	VersaStream CO2 Gasprobenschlauch Luer Look/Nasal, Erwachsene	Langzeitanwendung
7090121034 Pkg. à 25 Stk.	VersaStream CO2 Gasprobenschlauch Luer Look/Nasal, Erwachsene	Langzeitanwendung
7090121035 Pkg. à 25 Stk.	VersaStream CO2 Gasprobenschlauch Luer Look/Nasal, Erwachsene	Langzeitanwendung

Gasprobenentnahmeleitungen

- 100%iger Schutz gegen Abknicken verhindert somit Flussblockaden
- MRT tauglich
- dient zur Überwachung von O2, CO2, N2O und Anästhesiegasen
- Latex-, DEHP- und Phthalate frei

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	AL-0512 Pkg. à 100 Stk.	Anästhesiegasfortleitung 3m (M-M)	
	AL-0519 Pkg. à 100 Stk.	Anästhesiegasfortleitung 2m (M-M)	
	AL-0543 Pkg. à 100 Stk.	Anästhesiegasfortleitung 6m (M-M) MRI	

Stand: Oktober 2025 Seite 66 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Patientenschlauchsysteme

Coaxiale Patientenschlauchsysteme Einweg

	Artikel Nr.	Bezeichnung Hinweis
	AL-1900.V001 Pkg. à 40 Stk.	Coaxialer Patientenschlauch, Einweg, 1,8m, Polyethylen Schlauch-in-Schlauch System (coaxial) Beatmungsschlauch inkl. Winkeladapter mit CO2 luerlock Anschluss, exsp. Anschlußschlauch ausziehbar 20-60 cm Anwärmung der zugeführten Atemgase durch die Wärmeübertragung von einem Schenkel zum anderen, Komfortablere Beatmung aufgrund des geringen Eigengwichtes von ca. 200 g
	AL-1900-200.V001 Pkg. à 40 Stk.	Coaxialer Patientenschlauch, Einweg, 1,8m, Polyethylen mit HME Bakterien/Viren Filter 6 mm Exspiratorischer & 15mm Inspiratorischer Eigenschaften und Vorzüge: Inspirations- & Exspirationsschlauch in einem (Schlauch-in-Schlauch System) Wärmeübertragung von einem zu anderen Geringes Gewicht der Schläuche Geringes Lagervolumen Latexfrei, DEHP frei
	AL-1903-060/5.V006 Pkg. à 30 Stk.	Anästhesieset Coaxial Coaxialer Patientenschlauch, Einweg, 1,8m, inkl. Handbeatmungsbeutel 2l, Länge 1,2m ausziehbar Schlauch-in-Schlauch System mit integrierter CO2 Line Exsp. Anschlußschlauch ausziehbar 20-60 cm Anwärmung der zugeführten Atemgase durch die Wärmeübertragung von einem Schenkel zum anderen, Latexfrei, DEHP, Phthalate frei
	AL-1923-060/5.V001 Pkg. à 20 Stk.	Anästhesieset Coaxial mit integrierten Wasserfallen Coaxialer Patientenschlauch, Einweg, 2,1m, inkl. Handbeatmungsbeutel 2I, Länge 1,5m ausziehbar Schlauch-in-Schlauch System mit integrierter CO2 Line Exsp. Anschlußschlauch ausziehbar 20-60 cm Geschlossene Wasserfallen mit Luer Lock Spritze absaugbar Anwärmung der zugeführten Atemgase durch die Wärmeübertragung von einem Schenkel zum anderen Speziell für Low und Minimal Flow Anästhesien Latexfrei, DEHP, Phthalate frei

Stand: Oktober 2025 Seite 67 von 118



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

SeptiFlow Limb-O Beatmungschlauchsystem

Bezeichnung

AL-11121-060/5.V001 Pkg. à 20 Stk.

Artikel Nr.

SeptiFlow Limbo Patientenschlauch, 1,8m, mit integrierter CO2 Line + Wasserfalle mit Handbeatmungsschlauch 1,5m ausziehbar und 2l Atembalg Winkeladapter mit Co2 Anschluss

Patientenschlauchsysteme, Einweg

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	M1019529 Pkg. à 20 Stk.	Patient Circuit Kit, Adult, Disposable including: - 1 patient circuit, 1,5 m - 1 standard elbow - 1 manual ventilation tube with quick connector 1,5 m - 1 latex-free manual bag, 2l. - 1 ventilation tube, 1,0 m	zu S/5 ADU
	M1115027 Pkg. à 20 Stk.	MRI Schlauchset Kinder 4m ausziehbar inkl. Handbeatmungsschlauch und –beutel	MRI
1 0000000 June 1000000000000000000000000000000000000	M1115026 Pkg. à 20 Stk.	MRI Schlauchset Erwachsene 4m ausziehbar inkl. Handbeatmungsschlauch und –beutel	MRI
	B13XDXXX Pkg. à 20 Stk.	Vital Signs Schlauchset Kinder 1,52 m Patientenschlauch, Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 0,5 Liter Balg latexfrei, 1,5 m Handbeatmungsschlauch ausziehbar	

Stand: Oktober 2025 Seite 68 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

LimbO – Schlauchsystem mit Trennseptum, Einweg VITAL SIGNS

Vital Signs Limbo Schlauchsysteme zeichnen sich aus durch:

- Geringes Gewicht
- Breites Anwendungsgebiet (verwendbar vom Kleinkind bis zum Erwachsenen)
- Niedrigere Compliance
- Wärmeeffizienz
- Weniger Abfall

	Artikel Nr.	Bezeichnung
	AFNXXXXX Pkg. à 20 Stk.	Vital Signs LIMBO Schlauchsystem standard, 1,83 m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss
	AFNXOXXX Pkg. à 20 Stk.	Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 1,80m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 2 Liter Balg latexfrei, 1,8 m Handbeatmungsschlauch ausziehbar
	AFNXMXXC Pkg. à 20 Stk.	Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 1,80m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 2 Liter Balg latexfrei, 1,8m Handbeatmungsschlauch standard, integr. CO2 Line
	AGNXXXXC Pkg. à 20 Stk.	Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 1,80m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss, integr. CO2 Line
HELET THE THE TANK OF THE TANK	AGNXOXXC Pkg. à 20 Stk.	Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 1,80m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 2 Liter Balg latexfrei, 1,8 m Handbeatmungsschlauch ausziehbar, integr. CO2 Line
	AFPXXXXX Pkg. à 20 Stk.	Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 2,70m 2,7 m, Winkelstück mit Gasprobenanschluss
	AFPXOXXX Pkg. à 20 Stk.	Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 2,70m Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 2 Liter Balg latexfrei, 2,7 m Handbeatmungsschlauch ausziehbar
	AZGCX4XXC Pkg. à 20 Stk.	Vital Signs LIMBO Schlauchsystem, 2,70m Winkelstück mit Gasprobenanschluss, 2 Liter Balg latexfrei, 3,15 m Handbeatmungsschlauch ausziehbar, integr. CO2 Line

Weitere Konfigurationsmöglichkeiten auf Anfrage

Stand: Oktober 2025 Seite 69 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Tel Telefon: 01/4056110 Te

Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at

Patientenschlauchsystem-Teile, Einweg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
M1019521 Pkg. à 20 Stk.	Manual Ventilation Kit, Adult, Disposable including: -1 Manual ventil.tube 0,9 m -1 latex free manual bag, 2l	Zu ABS (S/5 Aespire, S/5 Avance, Aisys)
M1036008 Pkg. à 20 Stk.	Patient Circuit, Adult, Disposable Including: - 1 patient circiut, 2,4 m	
M1019504 Pkg. à 20 Stk.	Patient Circuit, Adult, Disposable Expandable; Including: - 1 patient circiut, 1,8 m	
M1019541 Pkg. à 20 Stk.	Patient Circuit, Adult, Disposable Including: -1 patient circiut, 1,5 m -1 standard elbow	
8570075 Pkg. à 20 Stk.	Uni-Circuit, Adult, Disposable including: - 1 patient circuit, 1,5 m - 1 gas sampling elbow (Schlauch in Schlauch)	
570 005 300 Pkg. à 15 Stk.	120" Universal F Insp/Exp Einschlauchsystem, 3 m	
570 005 150 Pkg. à 15 Stk.	60" Universal F - Insp./Exp. Einschlauchsystem, 1,5 m	
73386 Pkg. à 10 Stk.	Winkel-Adapter, 22M+15F-15M zur Verwendung bei allen Patientenschläuchen mit geradem Anschlußstück!	
	M1019521 Pkg. à 20 Stk. M1036008 Pkg. à 20 Stk. M1019504 Pkg. à 20 Stk. M1019541 Pkg. à 20 Stk. 8570075 Pkg. à 20 Stk. 570 005 300 Pkg. à 15 Stk. 570 005 150 Pkg. à 15 Stk.	Manual Ventilation Kit, Adult, Disposable including: -1 Manual ventil.tube 0,9 m -1 latex free manual bag, 2l M1036008 Pkg. à 20 Stk. Patient Circuit, Adult, Disposable Including: -1 patient circiut, 2,4 m M1019504 Pkg. à 20 Stk. Patient Circuit, Adult, Disposable Expandable; Including: -1 patient circiut, 1,8 m Patient Circuit, Adult, Disposable Including: -1 patient circiut, 1,5 m -1 standard elbow Uni-Circuit, Adult, Disposable including: -1 patient circiut, 1,5 m -1 standard elbow Uni-Circuit, Adult, Disposable including: -1 patient circuit, 1,5 m -1 standard elbow Uni-Circuit, Adult, Disposable including: -1 patient circuit, 1,5 m -1 standard elbow Uni-Circuit, Adult, Disposable including: -1 patient circuit, 1,5 m -1 standard elbow Uni-Circuit, Adult, Disposable including: -1 patient circuit, 1,5 m -1 standard elbow Uni-Circuit, Adult, Disposable including: -1 patient circuit, 1,5 m -1 standard elbow Uni-Circuit, Adult, Disposable including: -1 patient circuit, 1,5 m -1 standard elbow Uni-Circuit, Adult, Disposable including: -1 patient circuit, 1,5 m -1 standard elbow Uni-Circuit, Adult, Disposable including: -1 patient circuit, 1,5 m -1 standard elbow Uni-Circuit, Adult, Disposable including: -1 patient circuit, 1,5 m -1 standard elbow

Stand: Oktober 2025 Seite 70 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Vital Signs Kopflagerungskissen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
8000HDP Pkg. à 6 Stk.	Vital Signs Kopflagerungsstützen Disposa View	

CO2-Absorber

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
Date Provide	8003138 Pkg à 6 Stk.	Medisorb Atemkalk ABS Einweg, weiß – violett 6 x 800 g/Packung	Zu Aisys (CS ²), Avance (CS ²) (Pro), Aespire (View) und ADU (CC2)
	2079796-001 Pkg à 6 Stk.	Medisorb Atemkalk CBS mit integriertem Kondensatabscheider Einweg, weiß - violett 6 x 1200 g/Packung	Zu Carestation Serie 600 und 700
	2079797-001V2 Pkg à 6 Stk.	Medisorb Atemkalk EF CBS mit integriertem Kondensatabscheider Einweg, weiß - violett 6 x 1000 g/Packung	Zu Carestation Serie 600 und 700

Stand: Oktober 2025 Seite 71 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Diverses Zubehör zu Narkosegeräte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
ZIPTUBE380 Meterware	Zip cover für Gasschläuche für Narkosemaschinen DM 38 mm	Gibt mehrere
2089610-001-S 1 Stk.	Flowsensor	zu Aespire/Avance/Aisys
2087640-001-S 1 Stk.	Flowsensor mit Titanium Klappe	autoklavierbar
2089610-001-S 1 Stk.	Flow Sensor Plastic disposable	zu Aestiva/5, MRI
M-10 1 Stk.	O2-Sensor	
FM-100 1 Stk.	Saugunterbrecher für Silikonschlauch	
0003200010 Pkg. à 100 Stk.	Lancia Vacuum Stop Set Absaug- unterbrecher mit Ventil auf 1,8 m	
6730-0350-800 Pkg. à 20 Stk.	Filter für Anschluß Silikonschlauch maschinenseitig	

Stand: Oktober 2025 Seite 72 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Diverses Zubehör zu Intensivrespiratoren

 Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
1505-2364-000 Pkg.à 50 Stk.	Klimatisierungsfilter für Beatmungsgerät verwendbar bei Medikamentenvernebelung 100%ige Retention flüssigkeitsgebundener Kontamination.Hält Latexallergene in Flüssigkeiten und an luftgebundenen Partikeln zurück.	Zu Carestation R860 Lungenprotektion
587041300 1 Stk.	Maskenhalter mit Dorn 9,6 mm	
735050 08 1 Stk.	Schienenklaue DIN / Loch 9,6mm	
99.00.303 1 Stk.	O-Ring 8,1x1,6mm Steckkupplung Deckelteil	
P-028-09 1 Stk.	Schlauchklemme Medirail	

Stand: Oktober 2025 Seite 73 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6
Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70

Telefon: 0662/852186-0 Telefax Telefon: 01/4056110 Telefax

Telefax: 0662/852186-70 E-Telefax: 01/4031929 E-





Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ABSAUGUNG & FLÜSSIGKEITSMANAGEMENT

Geschlossenes Absaugsystem

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	CSC100 Pkg. à 20 Stk.	Adapter Verso 45°	
	CSC400 Pkg. à 20 Stk.	Adapter Verso 90°	
	CSC300 Pkg. à 20 Stk.	Adapter Verso 45° Neo	
	CSC205 Pkg. à 50 Stk.	5 Fr Katheter	
	CSC206 Pkg. à 50 Stk.	6 Fr Katheter	
	CSC207 Pkg. à 50 Stk.	7 Fr Katheter	
	CSC208 Pkg. à 50 Stk.	8 Fr Katheter	
	CSC112 Pkg. à 50 Stk.	12 Fr Katheter	

Stand: Oktober 2025 Seite 74 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefox: 01/4031929

Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	CSC112T Pkg. à 50 Stk.	12 Fr Trach-Katheter	
	CSC114 Pkg. à 50 Stk.	14 Fr Katheter	
	CSC114T Pkg. à 50 Stk.	14 Fr Trach-Katheter	
	CSC116 Pkg. à 50 Stk.	16 Fr Katheter	
	CSC116T Pkg. à 50 Stk.	16 Fr Trach-Katheter	

VacSax Absaugsystem

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
3833-153 1 Stk.	BactiClear Kanister 1l antimikrobiell, Meßabstand 100 ml	
3833-149 1 Stk.	BactiClear Kanister 2I antimikrobiell, Meßabstand 100 ml	
3833-045 1 Stk.	BactiClear Kanister 3I antimikrobiell, Meßabstand 100 ml	Skala bis 2.800 ml

Stand: Oktober 2025 Seite 75 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110

Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
Section of the sectio	9910-340 Pkg. à 25 Stk.	VacSax BactiClear® Absaugbeutel 1I antimikrobiell, mit Filter ohne Gel robuste, selbststehende Sekretbehälter PE unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss latex, silikon- und PVC frei	
	VAL-201 Pkg. à 30 Stk.	VacSax BactiClear® Absaugbeutel 2I antimikrobiell, mit Filter ohne Gel mit hydrophoben Bakterienfiler (Auslaufschutz), robuste, selbststehende Sekretbehälter PE unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss, latex, silikon- und PVC frei	
	VAL-202 Pkg. à 30 Stk.	VacSax BactiClear® Absaugbeutel 2I antimikrobiell, mit Filter ohne Gel mit hydrophoben Bakterienfiler (Auslaufschutz) Pat. Anschluß 12,5 mm, robuste, selbststehende Sekretbehälter PE, unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss latex, silikon- und PVC frei	
	VAL-301 Pkg. à 20 Stk.	VacSax BactiClear® Absaugbeutel 3I antimikrobiell, mit Filter ohne Gel mit hydrophoben Bakterienfiler (Auslaufschutz), robuste, selbststehende Sekretbehälter PE unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss, latex, silikon- und PVC frei	

Stand: Oktober 2025 Seite 76 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
Section of the sectio	9810-101 Pkg. à 25 Stk.	VacSax BactiClear® Absaugbeutel 1l antimikrobiell, mit Filter mit Gel (25) robuste, selbststehende Sekretbehälter PE, unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss, latex, silikon- und PVC frei	
	GAL211 Pkg. à 30 Stk.	VacSax BactiClear® Absaugbeutel 2l antimikrobiell, mit Filter und Gel (36g) mit hydrophoben Bakterienfiler (Auslaufschutz), robuste, selbststehende Sekretbehälter PE unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss, latex, silikon- und PVC frei	
	GAL311 Pkg. à 20 Stk.	VacSax BactiClear® Absaugbeutel 3l antimikrobiell, mit Filter+Gel (72g) mit hydrophoben Bakterienfiler (Auslaufschutz), robuste, selbststehende Sekretbehälter PE, unverwechselbarer Vakuum- bzw. Patientenanschluss, latex, silikon- und PVC frei	
	9820-036 Pkg. à 100 Stk.	Gelierbeutel 36g	
	3833-039 1 Stk.	Steckkupplung gerade, für Anschluß Silikonschlauch an Sekretbehälter	

Stand: Oktober 2025 Seite 77 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at

DIVERSES

GE HEALTHCARE COROMETRICS FETALMONITORE

Fetal / Maternal EKG

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	7000AAO Pkg. à 50 Stk.	Fetale Spiral-Elektrode Qwik Connect Plus	Für Corometrics 126, 128, 129, 170 Serie und 250 Serie Monitore
	1591AAO 1 Stk.	Qwik Connect Plus Kabel, eckiger Stecker zu Corometrics 126 & 128, Länge 3,6m	Für Corometrics 126, 128 und 250 Serie Monitore
	1590AAO 1 Stk.	Qwik Connect Plus Kabel, runder Stecker zu Corometrics 170, Länge 3,6m	Für Corometrics 129, 170 Serie und 250 Serie Monitore
CONTROL OF THE PARTY OF T	2464AAO Pkg. à 25 Stk.	Einwegbefestigungspolster	Für Corometrics 126, 128, 129, 170 Serie und 250 Serie Monitore
	1554BAO 1 Stk.	MEKG Monitorkabel 3-polig IEC runder Stecker zu Corometrics	Zu Corometrics 129
	412682-003 1 Stk.	MultiLink Ableitung 3-polig, 74cm Patiententeil	Zu Corometrics 129 und 250 Serie

Stand: Oktober 2025 Seite 78 von 118

 Zentrale:
 A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6
 Telefon:
 0662/852186-0
 Telefax:
 0662/852186-70

 Filiale:
 A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70
 Telefon:
 01/4056110
 Telefax:
 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
1442AAO 1 Stk.	MEKG/FEKG Adapter Kabel	Zu Corometrics 129 und 250 Serie
91920031 Pkg à 200 Stk.	Einmalelektroden EKG mit Gel, Erwachsene	Zu Corometrics 129

Intra-Uterine Druckkatheter

 Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2076BAO Pkg. à 10 Stk.	Softrans Intrauterine Druckkatheter	Zu Corometrics 120, 170 und 250 Serie
1336AAO	Softrans Verbindungsleitung für	Zu Corometrics Serie 120
1 Stk.	Corometrics Monitore	und 170
2108347-001	Nautilus Toko Aufnehmer	Zu Corometrics Serie 120
1 Stk.	wasserdicht, mit Knopf, 2,4 m	und 170

Stand: Oktober 2025 Seite 79 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

SpO2 Zubehör

SpO2-Anschlusskabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2006644-001 1 Stk.	SpO2 Nellcor Basiskabel 2,9 m	Zu Corometrics 128 und 129
2025350-001 1 Stk.	SpO2 Nellcor OXIMAX Kabel 3 m	Zu Corometrics 250 Serie

SpO2 Nellcor Sensor wiederverwendbar

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	70124021 1 Stk.	SpO2 Nellcor Sensor DS100A wiederverwendbar Erwachsene > 40 kg	
	70124033 1 Stk.	SpO2 Nellcor Sensor D-YS wiederverwendbar Multisite Sensor, Erwachsene, Kinder und Säuglinge > 1 kg	
A S	70124034 1 Stk.	SpO2 Nellcor Sensor D-YSE wiederverwendbar Ohrclip weiß, Erwachsene, Kinder > 30 kg	

Nellcor Sensor einweg

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
1/1 2:115	70124027 Pkg. à 25 Stk.	SpO2 Nellcor Klebensensor MAX-A Erwachsene > 30 kg	

Stand: Oktober 2025 Seite 80 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Diverses

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
A STATE OF THE STA	2009828-DAO Pkg. à 40 Stk.	Registrier Papier, Faltbuch, 50-210 BPM	
	2009828-CAO Pkg. à 40 Stk.	Registrier Papier, Faltbuch 30-240 BPM	
	2015827-001 Pkg. à 10 Stk.	Gürtel für Aufnehmer mit Knopf, wiederverwendbar	

Temperaturzubehör zu Giraffe und Panda Warmer

Stammkabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
M1111800 1 Stk.	Stammkabel Temperatur für wiederverwendbare Sonden	zu Panda Warmer
M1112019 1 Stk.	Stammkabel Temperatur für wiederverwendbare Sonden	zu Giraffe Warmer

Temperatursonden

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	2075796-001 1 Stk.	Temperatursonde wiederverwendbar	zu Giraffe und Panda Geräten
	2074817-001 Pkg. à 50 Stk.	Einweg-Temperatursonde	zu Giraffe und Panda Geräten
	2074816-001 Pkg. à 10 Stk.	Hauttemperatursonden Einweg inkl. Temperaturschutz Klebepad rund	zu Giraffe und Panda Geräten

Stand: Oktober 2025 Seite 81 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telef

Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sa Telefax: 01/4031929 E-Mail: s

D



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

Wärmereflektierende Klebepads

Artikei Nr.	Bezeichnung	Hinweis	
0203-1980-300 Pkg. à 50 Stk.	Wärmereflektierende Klebepads für Temperatursonden	zu Giraffe und Panda Geräten	

SpO2-Zubehör zu Giraffe und Panda Warmer

Stammkabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
4103	SpO2 Masimo Stammkabel 20 pin, Länge 1,5 m für Rainbow und RD Set Sensoren	zu Giraffe und Panda

Beatmungszubehör zu Giraffe und Panda Warmer

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2109060-001 Pkg. à 10 Sets	Einwegbeatmungskit Größe 0 Set bestehend aus: - Einweg T-Stück - Beatmungsschlauch - Maske Größe 0	Nur zu verwenden bei Warmer Beatmungseinheit

Zubehör zu Giraffe Inkubator und Omnibed

Temperatursonden

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2075796-001 1 Stk.	Hauttemperatursonde wiederverwendbar zu Giraffe Inkubator/Omnibed	

Stand: Oktober 2025 Seite 82 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefa Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110 Telefa

Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
2074817-001 Pkg. à 50 Stk.	Hauttemperatursonde einweg mit wärmereflektierendem Klebepad 3 cm zu Giraffe Inkubator/Omnibed	

Wärmereflektierende Klebepads

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
0203-1980-300 Pkg. à 50 Stk.	Wärmereflektierende Klebepads 4,5 cm für Temperatursonden	zu Giraffe und Panda Geräten

Diverses Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
6600-0688-800 1 Stk.	Matratzenüberzug zu Giraffe Inkubator/Omnibed	
6600-0846-800 1 Stk.	Abdeckung für Deckel zu Giraffe Inkubator	NUR für Giraffe Inkubator
6600-0825-800 1 Stk.	Abdeckung für Deckel zu Giraffe Omnibed	NUR für Giraffe Omnibed Material: 100% Trevia, Zoomotiv Waschbar: 60 – 85°C
6600-0837-800 1 Stk.	Kabelhaltearm zu Giraffe Inkubator/Omnibed	

Stand: Oktober 2025 Seite 83 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ACUTRONIC FABIAN HFOI & NCPAP ZUBEHÖR - NEUGEBORENEN- UND KINDERBEATMUNG

EtCO2 Seitenstrom Oridion

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
152308 Pkg. à 25 Stk.	Nasalset für die langfristige Entnahme von Atemgasproben Neugeborene/Kleinkinder	Zu Acutronic Fabian HFOi
152306.01 Pkg. à 25 Stk.	CO2 Probenschlauch und Atemwegadapter Neugeborene und Kleinkinder in Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit	Zu Acutronic Fabian HFOi

Schlauchsets **Einweg**

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	154901 1 Pkg à 10 Stk.	HFO Interface Adapter (T-Stück) mit Winkelkonnektor 30 cm	Zu Acutronic Fabian HFOi
	154309 Pkg. à 10 Stk.	Schlauchset Einweg, dual beheizt, 160 cm, 11 mm durch die glatte Schlauch Innsenseite und die im Schlauchmantel eingearbeiteten Heizspiralen wird eine optimale Befeuchtung erreicht und Flow-Verwirbelungen verhindert ************************************	Zu Acutronic Fabian HFOi
22W 15F 0.40 m ID 15 mm	154901 Pkg. à 10 Stk.	HFO Interface Adapter Einweg HFP Adapter (T-Stück) mit Winkelkonnektor für NO Beatmung	Zu Acutronic Fabian HFOi

Stand: Oktober 2025 Seite 84 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	15292 Pkg. à 20 Stk.	Befeuchterkammer "autofeed" Einweg	Zu Acutronic Fabian HFOi
1.20 m t0 11 mm	154501 Pkg. à 10 Stk.	Transportbeatmungsschlauch Kit Neo Einweg, nicht beheizt, Länge 120 cm mit proximalem Druckschlauch 4x6mm "smooth bore"	Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP

NIV Beatmungssets

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	153800 Pkg. à 10 Stk.	Neonatal Beatmungsset Transport 1,2 m nicht beheizt, Einweg, 10 Stk. nCPAP bestehend aus: -Beatmungsschlauchset 1,20 m - Proximaldruckmesschlauch 4x6 mm (smooth bore)	Zu Acutronic Fabian HFOi & nCPAP
9	155525	Einweg Nasal Kanülle für O2 Therapy,	Zu Acutronic Fabian
	Pkg. à 50 Stk.	Größe S	HFOi
9	155535	Einweg Nasal Kanülle für O2 Therapy,	Zu Acutronic Fabian
	Pkg. à 50 Stk.	Größe M	HFOi
	155545	Einweg Nasal Kanülle für O2 Therapy,	Zu Acutronic Fabian
	Pkg. à 50 Stk.	Größe L	HFOi

Beatmungsschlauchsets wiederverwendbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
154903 1 Stk.	HFO Adapter wiederverwendbar Silikon 30 cm, autoklavierbar bei 134° C, (HFO wird in inspiratorischen Zweig eingespeist), 22F-22M/15F, Inspiratorischer Schlauch mit T-Stück	Zu Acutronic Fabian HFOi

Stand: Oktober 2025 Seite 85 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at

Diverses Zubehör

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	151111 Pkg. à 10 Stk.	Flow Sensor neonatal, Einweg einzeln verpackt	Zu Acutronic Fabian HFOi
FE TAYLORS	151120 1 Stk.	Flow Sensor für Neonaten, autoklavierbar bei 134° C, wiederverwendbar Flow Range 0-32l/min	Zu Acutronic Fabian HFOi
	151121 1 Stk.	Flow Sensor für Kinder, autoklavierbar bei 134° C, wiederverwendbar Flow Range 0 - 60l/min	Zu Acutronic Fabian HFOi
	156205 1 Stk.	Winkelkonnektor 90° rechts, 22mm OD/15mm ID - 22 mm ID	Zu Acutronic Fabian HFOi
	151901 1 Stk.	Testlunge mit 2 Kammern zur Simulation einer Lungenventilation und ET tube leakage Nicht autoklavierbar!	Zu Acutronic Fabian HFOi
	151900 1 Stk.	Testlunge Silikon mit 1 Kammer, autoklavierbar bei 134° C	Zu Acutronic Fabian HFOi
	156212 1 Stk.	Silikon Schlauch für fabian proximaler Drucksensor	Zu Acutronic Fabian HFOi

Stand: Oktober 2025 Seite 86 von 118

 Zentrale:
 A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6
 Telefon:
 0662/852186-0
 Telefax:
 0662/852186-70

 Filiale:
 A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70
 Telefon:
 01/4056110
 Telefax:
 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

STIHLER ZUBEHÖR ZU PATIENTENWÄRMESYSTEME

Profile zu Stihler Astoflo Plus eco

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
WP31 1 Stk.	Wärmeprofil steckbar für AFP ECO 180 cm für Schläuche mit 4 - 5 mm Außendurchm.	Zu Stihler Astoflo Plus eco

Profile zu Stihler Astoflo Plus

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	WP2418 1 Stk.	Wärmeprofil steckbar für Astoflo Plus, 180 cm; für Schläuche mit 4 - 5 mm Außendurchm.	Zu Stihler Astoflo Plus
	WP2424 1 Stk.	Wärmeprofil steckbar für Astoflo Plus, 240 cm; für Schläuche mit 4 - 5 mm Außendurchm.	Zu Stihler Astoflo Plus
	WP2624 1 Stk.	Wärmeprofil steckbar für Astoflo Plus, 240 cm; für Schläuche mit 6 - 7 mm Außendurchm.	Zu Stihler Astoflo Plus

Stand: Oktober 2025 Seite 87 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6
Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70

Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Profile zu Stihler Astoflo

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
FRID	Zu Stihler Asto	flo	
\$10 °	A-220 1 Stk.	Profil A zu ASTOFLO, 220 cm, für Schlauch 3,5-5,0 mm Außendurchmesser	
	B-220 1 Stk.	Profil B zu ASTOFLO, 220 cm, für Schlauch 6,0-7,5 mm Außendurchmesser	

Astotube Infusionsverlängerung / Astoline Wärmeisolationsnut zu <u>Stihler Astotherm</u>

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
M77455502 Pkg. à 50 Stk.	Astotube Infusionsverlängerung LL PVC 570 cm lang	Zu Stihler Astotherm
AL222 1 Stk.	Astoline aktive Wärmeisolationsnut	Passend zu AP200S, AP220S

Stand: Oktober 2025 Seite 88 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Schutzüberzüge zu Stihler Astopad System



Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
COV40150 1 Stk.	Schutzüberzug für COV150, PAS150 waschbar (95°C), desinfizierbar	
COV40180 1 Stk.	Schutzüberzug für COV180 waschbar (95°C), desinfizierbar	
COV40105 1 Stk.	Schutzüberzug für COV10 waschbar (95°C), desinfizierbar	



COV40105 1 Stk.	Schutzüberzug für COV10 waschbar (95°C), desinfizierbar
COV40155 1 Stk.	Schutzüberzug für COV155, 50 x 150 cm waschbar (95°C), desinfizierbar
COV40070 1 Stk.	Schutzüberzug für COV070, waschbar (95°C), desinfizierbar
COV45105 1 Stk.	Fixierhülle für COV105 waschbar (95°C), desinfizierbar
COV45150 1 Stk.	Fixierhülle für COV150 waschbar (95°C), desinfizierbar

Stand: Oktober 2025 Seite 89 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

wiederverwendbare Hülle für <u>alle SOF Anwendungsteile</u>

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
***	SOF407 + Maße	Schutzhülle für SOF7	
	SOF404 + Maße	Schutzhülle für SOF4	dient zum Schutz des OP- Tischpolsters desinfizierbar und bei 95°C waschbar. Empfehlenswert, wenn die
_	SOF405 + Maße	Schutzhülle für SOF5	SOF mit Klettband auf dem OP-Tisch befestigt wird.
	SOF402 + Maße	Schutzhülle für SOF2	
	ROE454 + Maße	Matratzenbezug für ROE4 desinfizierbar und bei 95° waschbar	Zum Schutz der Matratze
	ROE458 + Maße	Matratzenbezug für ROE8 desinfizierbar und bei 95° waschbar	Zum Schutz der Matratze

Stand: Oktober 2025 Seite 90 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARDO ZUBEHÖR

ARDO – Zubehör zu Absaugpumpen

Ardo einweg und mehrweg Absaugzubehör

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	50.00.05 1 Stk.	Sperr-/Bakterienfilter komplett	
	50.00.08 1 Stk.	Flaschendeckel mit Griff für Sekretschlauch NW 8mm	wiederverwendbar
1	50.00.167 1 Stk.	Sekretflasche 1I, graduiert, Material: TPX	wiederverwendbar
	50.00.168 1 Stk.	Sekretflasche 2I, graduiert, Material: TPX	wiederverwendbar
	50.00.169 1 Stk.	Sekretflasche 5I, graduiert, Material: Polysulfon	wiederverwendbar
	50.00.59 1 Stk.	Steckkupplung grün Deckelteil (ohne O-Ringe)	wiederverwendbar
	50.00.58 1 Stk.	Steckkupplung transparent Deckelteil, (ohne O-Ringe)	wiederverwendbar
	50.00.02 1 Stk.	Patientenschlauch 1,7m mit 1 Steckkupplung	wiederverwendbar

Stand: Oktober 2025 Seite 91 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	3833-153 1 Stk.	Kanister 1l zu Einweg-Sekretbeutel	Wieder verwendbar zu Einweg-Zubehör
	3833-149 1 Stk.	Kanister 2l zu Einweg-Sekretbeutel	Wieder verwendbar zu Einweg-Zubehör
	3833-045 1 Stk.	Kanister 3I zu Einweg-Sekretbeutel	Wieder verwendbar zu Einweg-Zubehör
	9910-340 Pkg. à 25 Stk.	Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 1l	
	VAL-201 Pkg. à 30 Stk.	Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 2l	
	VAL-301 Pkg. à 20 Stk.	Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 3l	
	9810-101 Pkg. à 25 Stk.	Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 1l mit Kompakt Gel	
	GAL211 Pkg. à 30 Stk.	Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 2l mit Kompakt Gel	
	GAL311 Pkg. à 20 Stk.	Einweg-Sekretbeutel mit hydrophoben Bakterienfilter, 3I mit Kompakt Gel	
	50.00.106 1 Stk.	Universalhalter für Kanister	

Stand: Oktober 2025 Seite 92 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
3833-039 1 Stk.	Steckkupplung grün-blau (autoklavierbar) zu Ardo Kanister/Einwegsekretbeutel	
9970-008 Pkg. à 12 Stk.	Einweg-Becher 400 mml. Graduierung für Kleinstmengen	
50.00.111 1 Stk.	Einweg-Gewebe-Auffangsack für Einweg-Becher	
50.00.112 1 Stk.	Serie-Verbindungsschlauch mit Steckkupplung 50.00.109	
50.00.113 Pkg. à 20 Stk.	Geliergranulat 72g	
50.00.01 1 Stk.	Schlauchverbindung 0,45 cm mit 2 Steckkupplungen	

Diverses Zubehör zur Ardo Sekretabsaugung

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	9970-001 1 Stk.	Bacti-Trap Einwegfilter mit	
	FM-100 1 Stk.	Saugunterbrecher für Silikonschlauch	
Stand: Oktobor 2025			Soite 03 von 119

Stand: Oktober 2025 Seite 93 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	0003200010 Pkg. à 100 Stk.	Lancia Vacuum Stop Set Absaug- unterbrecher mit Ventil auf 1,8 m	
9	00081811 Meterware	Sekretschlauch 8/12mm Silikon	
Ammur J	50.00.81 1 Stk.	Silc-Cup - Vakuum-Extraktor- Saugglocke 50 mm, mit Schlauch	
Community of the Control of the Cont	50.00.80 1 Stk.	Silc-Cup - Vakuum-Extraktor- Saugglocke 60 mm, mit Schlauch	

Stand: Oktober 2025 Seite 94 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

ARDO – Zubehör zu Amecosy Wärmematratze

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
52.01.77 1 Stk.	Überzug zu Matratze Amecosy NC1 / Maße: 600x765x40 mm	

ARDO – Zubehör zu Fototherapielampen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
99.01.027 Pkg. à 12 Stk.	Augenschutz zu FTL Größe M grün 23-34cm	

ARDO – Zubehör zu Amenic offenes Intensivpflegesystem

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
99.01.144 1 Stk.	Hautsonde komplett YSI 801 zu Amenic	
99.01.141 Pkg. à 120 Stk.	Abdeckkleber zu Hautsonde Amenic	

ARDO – Zubehör zu Amelie Star Inkubator

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
52.02.06 1 Stk.	Temperatur-Sensor (wiederverwendbar)	
99.01.141 Pkg. à 120 Stk.	Abdeckkleber zu Hautsonde	
52.02.27 1 Stk.	Abdeckhaube Inkubator	

Stand: Oktober 2025 Seite 95 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929

/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at 031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

AEROGEN – ZUBEHÖR ZU **A**ERONEB **V**ERNEBLERSYSTEME

Zubehör zu Aeroneb Vernebler - Einweg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
AG-AS-3600 Pkg. à 25 Stk.	Aerogen Solo Verneblerkammer, Einpatientenverwendung Füllvolumen 4 ml	
AG-AS3010 Pkg. à 10 Stk.	Aerogen Solo T-Stück Erwachsene, einweg (22 mm female - 22 mm male elbow - 22 mm female)	
AG-AS3020 Pkg. à 10 Stk.	Aerogen Solo T-Stück 15 mm geeignet für Tracheostomie	
AG-AS3035 Pkg. à 10 Stk.	Aerogen Solo T-Stück Neonaten, einweg (12 mm M / 12 mm F)	Kompatibel mit F&P
AG-AS3036 Pkg. à 10 Stk.	Aerogen Solo T-Stück Neonaten (22 F / 10 F / 10 M)	
	AG-AS-3600 Pkg. à 25 Stk. AG-AS3010 Pkg. à 10 Stk. AG-AS3020 Pkg. à 10 Stk. AG-AS3035 Pkg. à 10 Stk.	AG-AS-3600 Pkg. à 25 Stk. Aerogen Solo Verneblerkammer, Einpatientenverwendung Füllvolumen 4 ml AG-AS3010 Pkg. à 10 Stk. Aerogen Solo T-Stück Erwachsene, einweg (22 mm female - 22 mm male elbow - 22 mm female) AG-AS3020 Pkg. à 10 Stk. Aerogen Solo T-Stück 15 mm geeignet für Tracheostomie AG-AS3035 Pkg. à 10 Stk. Aerogen Solo T-Stück Neonaten, einweg (12 mm M / 12 mm F) AG-AS3036 Aerogen Solo T-Stück Neonaten

Stand: Oktober 2025 Seite 96 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929

٧



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
10.	AG-AS3075	Aerogen Leitungsset zur kontinuierlichen Vernebelung	
	AG-AS3085	Aerogen Solo Spritze zur kontinuierlichen Vernebelung	
O	AG-AS7008	Aerogen Ultra O2 line, 2m 10 Stk. /Pkg.	
	AG-AS7003	Aerogen Ultra Mundstück 10 Stk. /Pkg.	
100	AG-AS7000-EUR Pkg. à 10 Stk.	Aerogen Ultra Kit Mundstück basic - Aerogen Ultra mit Mundstück	Bei Bedarf O2 line separat verfügbar
a 4	AG-AS7001-EUR Pkg. à 10 Stk.	Aerogen Ultra Kit Maske Erwachsene - Maske Erwachsene - Aerogen Ultra	Bei Bedarf - O2 line - Mundstück separat verfügbar
	AG-AS7002-EUR Pkg. à 10 Stk.	Aerogen Ultra Kit Maske Kinder - Maske Kinder - Aerogen Ultra	Bei Bedarf - O2 line - Mundstück separat verfügbar

Stand: Oktober 2025 Seite 97 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Adaper für O2 Insuflationsmaske (beide Artikel notwendig)

-4			
	4		
	-91		

1991 Pkg. à 20 Stk Winkeladapter 22M - 22F m. O2 Anschluss



1891 Pkg. à 25 Stk Winkeladapter 22M - 22F m. O2 Anschluss zu Aeroneb Vernebler latexfrei

Diverses



1930 Pkg. à 40 Stk Einweg-Mundstück, Anschluß 22mm female,.zu Aeroneb Vernebler DEHP frei, latexfrei



AG-AS3450 Pkg. à 10 Stk.

Verschlußpropfen für T-Stück Erw/Kinder

Passend für: AG-AS3010, -3020 und -3025

Stand: Oktober 2025 Seite 98 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

GS STEMPLE

Zubehör zu Corpuls^{3,} Corpuls¹, Corpuls AED und Corpuls CPR

Stimulationselektroden und Schockpaddels zu Corpuls³, Corpuls¹ und Corpuls AED

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
1 (a)	04324.3 1 Set	corPatch easy - Defibrillations-/Stimulationselektroden mit Kabel zur Defibrillation, synchronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Überwachung bei Erwachsenen und Kindern	
No.	05120.4 1 Set	corPatch easy - pre-connected – Defibrillations-/Stimulationselektroden mit Kabel zur Defibrillation, synchronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Überwachung bei Erwachsenen	
	05120.3 1 Set	corPatch easy - Pediatric – Defibrillations-/Stimulationselektroden mit Kabel zur Defibrillation, synchronisierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Überwachung bei Kleinkindern/Neonaten	
	04326 1 Set	Schockpaddles inkl. Verbindungskabel 2 Stück	zu Corpuls ³ und Corpuls ¹

Stand: Oktober 2025 Seite 99 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
Total or a second secon	01239 1 Stk.	Elektroden-Gel 100g (Tube)	
	04326.08A 1 Stück	Therapiestammkabel Slim – Adapterkabel zum Anschließen von corPatch easy Elektroden, Schockpaddles oder Schocklöffeln	
	01227 1 Set	Baby-Elektrodenaufsatz Baby-Schockelektroden, die auf die großen Schockpaddles aufgesteckt werden. Durch die konische Form können damit auch Neugeborene defibrilliert werden.	zu Corpuls ³ und Corpuls ¹
	04325.51BA 1 Stk.	Defibrillatoradapterkabel Übungspuppe Leardal/Ambu	
	04324.9000AA 1 Stk.	Trainingsadapterkabel Zoll/Laerdal (ShockLink)	
	68121.10000 1 Stk.	Elektrodeneinschubschiene mit 2 Magneten	

Stand: Oktober 2025 Seite 100 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

EKG Zubehör zu Corpuls³ und Corpuls¹

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	04222 1 Stk.	EKG-Monitoringkabel 4-polig komplett Länge: 2m	EKG-Patientenkabel für 6 simultane EKG- Ableitungen: I, II, III, aVR (-aVR), aVL, aVF
No.	04222.2 1 Stk.	4-poliges EKG Stammkabel für Neo/Kleinkinder	nur zu Corpuls ³
	04223 1 Stk.	EKG Diagnoseergänzungskabel 6-polig komplett Länge: 2m	EKG-Kabel für die Ableitungen V1-V6 (C1-C6). Kann nur in Verbindung mit dem 4-poligen EKG- Monitoringkabel (Art. Nr. 04222) verwendet werden. nur zu Corpuls ³
0 0	01126.3 Pkg à 300 Stk.	Corpuls ³ EKG Einwegelektroden Erwachsene 50x45mm	
	04290.03900 Pkg. à 8 Stk.	Corpuls ³ Set Kabelrechen Wirkt Verknotungen entgegen und sorgt für saubere Kabelführung	

Stand: Oktober 2025 Seite 101 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929





Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

SpO2 Zubehör Masimo zu Corpuls³ und Corpuls¹

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	04227.03 1 Stk.	Masimo Set SpO2 Zwischenkabel 1,6 m 11p/15p zum Anschluss der 04227.xx- Sensoren	
	1864 1 Stk.	Masimo SpO2 Fingerclip Kinder (10-50 kg), wiederverwendbar	
	1863 1 Stk.	Masimo SpO2 Fingerclip Erw + Kinder (> 30 kg), wiederverwendbar	
ROPERTOR	1895 1 Stk.	Masimo SpO2 Ohrclipsensor Erwachsene (> 30 kg), wiederverwendbar	nur in Verbindung mit Artikel Nr. 04228.0 oder 4227.02
	2328 Pkg. à 20 Stk.	Masimo SpO2 Einwegsensor Kleinkinder (3 - 20 kg)	nur in Verbindung mit Artikel Nr. 04228.0 oder 4227.02

Stand: Oktober 2025 Seite 102 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at

SpO2 Zubehör Masimo Rainbow zu Corpuls³ und Corpuls¹

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	04227.0 1 Stk.	Masimo SpO2/CO/Met/Hb (Rainbow) Zwischenkabel Corpuls ³ und Corpuls ¹ , 1,2 m (25p/15p)	zum Anschluss der 04225.xx, 04226.xx, 04227.xx-Sensoren
The second second	04227.1 1 Stk.	Masimo SpO2 (Rainbow) Fingersensor Kinder 15p mit Kabel 0,90 m	
	04227.2 1 Stk.	Masimo SpO2 (Rainbow) Fingersensor Erwachsene 15p mit Kabel 0,90 m	
	04227.22 1 Stk.	Masimo SpO2 (Rainbow) Silikon-Fingersensor Erwachsene 15p mit Kabel 0,90 m	
	04227.4 1 Stk.	Masimo SpO2 (Rainbow) Ohrclipsensor Erwachsene > 30 kg, 15p	
75 AI-4-0	04227.63 Pkg. à 20 Stk.	Masimo SpO2 (Rainbow) Einwegsensor Kleinkinder 3 - 20 kg	
	04226.1 1 Stk.	Masimo SpO2/CO/Met (Rainbow) Fingersensor Kinder 15p mit Kabel 0,90 m	
	04226.2 1 Stk.	Masimo SpO2/CO/Met (Rainbow) Fingersensor Erwachsene 15p mit Kabel 0,90 m	

Stand: Oktober 2025 Seite 103 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

NIBD Zubehör zu Corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
04292.91 1 Stk.	NIBD-Anschlussschlauch für Manschetten Corpuls ³ , 90° gewinkelt, 2,5 m	
04229.11 1 Stk.	NIBD Manschette einteilig Säugling Oberarmumfang 8-13 cm, Farbe orange, latexfrei, wiederverwendbar	
04229.12 1 Stk.	NIBD Manschette einteilig Kind Oberarmumfang 12-19 cm, Farbe grün, latexfrei, wiederverwendbar	
04229.15 1 Stk.	NIBD Manschette Prime Cuff S Oberarmumfang 18-29 cm, Farbe blau, latexfrei, wiederverwendbar, einteilig	
04229.17 1 Stk.	NIBD Manschette einteilig, Erwachsene "Prime Cuff" Oberarmumfang 28-40 cm, Farbe dunkelblau, latexfrei, wiederverwendbar	
04229.19 1 Stk.	NIBP Manschette "Prime Cuff" XL, Oberarmumfang 40-55 cm, Farbe dunkelrot, latexfrei, wiederverwendbar, einteilig	
64131.00104 1 Stk.	NIBD-Kupplung, Mutterteil, zu NIBP-Anschlußschlauch, Durchmesser 3,2-4mm	
64131.00204 1 Stk.	NIBD-Kupplung, Vaterteil, zu NIBP-Anschlußschlauch, Durchmesser 3,2-4mm	
64131.00532 1 Stk.	NIBD-Kupplung, Mutterteil, zu Suntech-Manschette	

Stand: Oktober 2025 Seite 104 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Temperatur Zubehör zu Corpuls³ - wiederverwendbar

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	1010132022 1 Stk.	Temperatur-Fühler Haut, 2,8 m Erwachsene/Kinder Größe: Ø 10 mm	autoklavierbar, latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei
	1010132021 1 Stk.	Temperatur-Fühler Haut, 2,8m, Kleinkinder/Neo Größe: Ø 6 mm	autoklavierbar, latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei
	1010132011 1 Stk.	Temperatur-Fühler, us/2,8m, Erwachsene/Kinder Größe: Ø 3mm	ösophageal oder rektal autoklavierbar, latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei
	1010132010 1 Stk.	Temperatur-Fühler, us/2,8, rektal/oesophagus Kinder, nicht autoklavierbar, 3 m	ösophageal oder rektal autoklavierbar, latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei
	02131.9 Pkg. à 10 Stk.	Einweg-Überzug für wiederverwendbare Temperatur- Rektalsonden	
	04231.0 1 Stk.	Zwischenkabel für Einweg- Temperatursonden/-sensoren	

Stand: Oktober 2025 Seite 105 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Temperatursonden zu Corpuls³ - Einweg

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	1016EU Pkg. à 50 Stk.	Vital Signs Temperatursonde 9 Fr., Einweg, Serie 400, single use	
	M1024222VY Pkg à 25 Stk.	Temperatursonde Einweg Haut, Erwachsene + Kinder	
0.00	M1024231VY Pkg à 50 Stk.	Temperatursonde Einweg Zentral, Erwachsene 12 FR	
	M1024229 Pkg à 25 Stk.	Temperatursonde Einweg Zentral, Kinder 9 FR	

IBD Zubehör zu Corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
04233.02 1 Stk.	IBD-Adapterkabel corpuls ³ mit GE/Marquette-Buchse	Freigegeben für folgende Transducer ohne Y-Kabel: B.Braun Combitrans, Smiths/Medex LogiCal, Codan/pvb DPT-6000er/- 8000er Serie, Codan/pvb xtrans DPT-9000er Serie, Edwards TruWave PX600er Serie (nur 1-fach), Becton Dickinson DTXPlus.
04233.04 1 Stk.	IBD-Y-Adapterkabel corpuls ³ mit 2x GE/Marquette-Buchse	Freigegeben für folgende Transducer ohne Y-Kabel (hier ist nicht 04233.04 gemeint): B.Braun Combitrans, Smiths/Medex LogiCal, Codan/pvb DPT- 6000er/-8000er Serie, Codan/pvb xtrans DPT- 9000er Serie, Edwards TruWave PX600er Serie (nur 1-fach), Becton Dickinson DTXPlus.

Stand: Oktober 2025 Seite 106 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis	
MQT-BRN-KA 1 Stk.	Braun GE Transducerkabel IBP zu Einmal Transducer Braun		

CO2 Zubehör zu Corpuls³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
04234.0 1 Stk.	CO2-Zwischenkabel capONE 0,6m	Am CO2-Zwischenkabel wird ein CO2-Sensor (Artikel Nr. 04234.1) angeschlossen. In Kombination mit diversen Einwegadaptern kann dann die CO2-Messung erfolgen.
04234.1 1 Stk.	CO2-Sensor capONE Nihon Kohden	Der CO2-Sensor kann nur in Verbindung mit einem Adapter verwendet werden.
04234.11 Pkg. à 30 Stk.	CO2 Endotrachealtubus Einwegadapter Hauptstrom capONE	

Stand: Oktober 2025 Seite 107 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
04234.20 Pkg. à 30 Stk.	CO2 Nasal-Einwegadapter capONE	
04234.21 Pkg. à 30 Stk.	CO2 Nasal/Oral Einwegadapter capONE	
04234.22 Pkg. à 30 Stk.	CO2 Nasal/Oral Einwegadapter für O2 Sonde adaptierbar capONE	

CPR Feedback zu Corpuls³, Corpuls¹ und Corpuls AED

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
04235.0 1 Stk.	corPatch CPR Zwischenkabel corpuls3, 1,0 m	Zwischenkabel zum Anschließen des corPatch CPR Einwegsensors Artikel 04235.2 zu Corpuls ³ und Corpuls ¹
04235.3 2 Stk.	corPatch CPR Training Patch	
06235.0 1 Stk.	corPatch CPR Zwischenkabel 1,0m (8p. Sub-D)	zu Corpuls AED

Stand: Oktober 2025 Seite 108 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax Telefon: 01/4056110 Telefax

Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Diverses Zubehör zu Corpuls³, Corpuls¹, Corpuls AED und Corpuls CPR

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
Maria Anna Maria M	04120.23 1 Stk.	Lithium-Ionen Akku Corpuls³ und Corpuls¹ 1 Akku pro Modul = 3 Akkus pro Kompaktgerät Im Betrieb als Kompaktgerät kann jede Komponente auf die Batterie-Reserven der übrigen Komponenten zugreifen.	für jedes Corpuls ³ und Corpuls ¹ Modul verwendbar
	04120.823 1 Stk.	Lithium-Ionen Akku zu Monitoreinheit/Patientenbox/Defibox	zu corpuls3 TOUCH
	06120 1 Stk.	Batterie Corpuls AED	zu Corpuls AED
	09120 1 Stk.	LiPo Akku Corpuls CPR	zu Corpuls CPR
	04121 Pkg à 10 Rollen	Druckerpapier 106 mm breit, 22 m lang	
	70710.01100 1 Stk.	Schutzfolie Display Diese Schutzfolie verhindert Kratzer und Schäden am LC-Display.	zu Corpuls ³
	70755.0010AA 1 Stk.	Schutzfolie Display	zu Corpuls¹
	70763.0010AA 1 Stk.	Schutzfolie Display	zu corpuls AED

Stand: Oktober 2025 Seite 109 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telef

Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: Telefax: 01/4031929 E-Mail:



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	05126 1 Stk.	CompactFlash-Karte 8,0 GB Datenspeicherung auf der CompactFlash®-Karte in Diagnosequalität. Übergabe der Einsatzdaten (Diagnose- EKGs, Ereignisse, Sprachaufzeichnungen, Vitalparameter, Patientendaten usw.) mit CompactFlash®-Karte an PC- Datenauswertungssoftware corView2.	zu Corpuls ¹ und corpuls AED
	04252 1 Stk.	CompactFlash®-Abdeckung Patientenbox Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.	I
	04252.8 1 Stk.	CompactFlash®-Abdeckung Patientenbox	zu corpuls3 TOUCH
	04321.62 1 Stk.	Tragegurt corpuls ³ nicht elastisch mit Tasche PAX mit DEM1 Schnalle	
- Bright A	04321.32 1 Stk.	Tragegurt corpuls ³ nicht elastisch mit Tasche PAX für Rundöse	zu Corpuls¹ und corpuls CPR
	09121.1 1 Stk.	Tragetasche/Rucksack für Arm + Quadboard/Recboard, ohne Rucksackgurte	zu corpuls CPR
	09123.1 1 Stk.	Rucksackgurte für Tragetasche/Rucksack	zu corpuls CPR
I			

Stand: Oktober 2025 Seite 110 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
04221.50 1 Stk.	Zubehörtasche PAX sw/sw für Patientenbox Die multifunktionale Tasche bietet: - Schutz vor Stößen und Schmutz - Arretierbarkeit über Schlaufen an Tragen - Sicheres Verstauen aller Kabel und Sensoren Die Sensoren können in der Schutz-/Zubehörtasche vorkonnektiert bleiben. Dadurch entsteht kein Zeitverlust durch Konnektieren. Es muss nur so viel Kabel aus der Tasche entnommen werden wie unbedingt erforderlich.	
04221.60 1 Stk.	Zubehörtasche PAX XXL sw/sw für Patientenbox Baugleich zu Artikel Nr. 04221.50 mit 2 zusätzlichen Fächern (1 links/1 rechts) für mehr Stauraum.	
04322.50 1 Stk.	Zubehörtasche PAX links, schwarz für Defibrillator-/Schrittmachereinheit Die Tasche kann anstelle der Paddles in der Halterung befestigt werden.	zu Corpuls ³
04322.51 1 Stk.	Zubehörtasche PAX rechts, schwarz für Defibrillator-/Schrittmachereinheit Siehe Artikel Nr. 04322.50	zu Corpuls ³
04322.3 1 Stk.	Zubehörtasche PAX Defibrillator-/Schrittmachereinheit corpuls3 SLIM Zubehörtasche zum Aufbewahren von bis zu zwei corPatch Elektroden, Befestigung mit Druckknöpfen an der Rückseite.	

Stand: Oktober 2025 Seite 111 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 T Telefon: 01/4056110 T

Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

O R P U ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
05121.1 1 Stk.	Zubehörtasche Corpuls ¹ "rechts"	zu Corpuls¹
05121.2 1 Stk.	Zubehörtasche Corpuls ¹ "links"	zu Corpuls¹
06121.3 1 Stk.	Zubehörtasche corpuls AED	zu corpuls AED puls1
06400.21 1 Stk.	Wandhalterung corpuls AED – EN178 (für Zubehörtasche)	zu corpuls AED puls1
04312 1 Stk.	Testload für Defi-/Schrittmachereinheit	zu Corpuls ³ , Corpuls ¹ und Corpuls AED
04311.2 1 Stk.	corpuls Simulator VF	zu Corpuls³, Corpuls¹ und Corpuls AED
04501.1503 Stk.	Netzteil corpuls3 mit Magnetstecker (150 W)	
04520.10 1 Stk.	Netzkabel 1,8 m mit Schukostecker Netzkabel mit Schukostecker für Netzteil corpuls3	

Diverses Zubehör zu Corpuls 08/16

01239 1 Stk. Elektroden-Gel 100g (Tube)		Artikel Nr.	Bezeichnung
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Elektroden-Gel 100g (Tube)

Stand: Oktober 2025 Seite 112 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110

Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

BLUEPOINT MEDICAL

Bluepoint SpO2 Zubehör

	Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
1	6020131201 Pkg. à 24 Stk	SpO2 Klebesensor Neugeborene, Einweg, 10- NP, Körpergewicht < 3 kg	
	6020131199 Pkg. à 24 Stk	SpO2 Klebesensor Säuglinge, Einweg, 10-IP, Köpergewicht 3-20 kg	
	6020131197 Pkg. à 24 Stk	SpO2 Klebesensor Kinder, Einweg,10-PP, Körpergewicht 10-50 kg	
	6020131194 Pkg. à 24 Stk.	SpO2 Klebesensor Erwachsene, Einweg, 10-AP, Körpergewicht > 30 kg	
	1020132275 1 Stk.	Stammkabel XT 6500 zu SpO2 Einweg-Sensor 1,2m PVC Kabel	
	1020122058 1 Stk.	Stammkabel XT 651 zu SpO2 Einweg-Sensor 2,4m PVC Kabel	
*6	6020132254 1 Stk.	SpO2 Ohrsensor, EP 7500, 1,2m Kabel	
3	6020132004 1 Stk.	SpO2 SoftCap Sensor, SC 7500, 1,2m Silikonkabel, > 20 kg	

Stand: Oktober 2025 Seite 113 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110

Telefax: 0662/852186-70 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

ARA: 4367 / FN: 52853a HG: Sbg. Sitz: Sbg. UID-Nr.: ATU33792704

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
6020132300 1 Stk.	SpO2 SoftCap Sensor Pädiatrie, SCP 7500, 1,2m Silikonkabel, 10 – 20 kg	
6020132002 1 Stk.	SpO2 SoftFlap Finger Sensor, SF 7500, 1,2m PVC Kabel, > 20 kg	
6020132006 1Stk.	SpO2 SoftWrap Sensor, W7500, 1,2m Silikon Kabel, Pädiatrie (< 3 kg) bis Erwachsene	

Diverses Bluepoint Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
6020122001 1 Stk.	Tragetasche für OxyTrue und CapnoTrue, gelb	
2020122037 1 Stk.	Tragetasche für OxyTrue FC, SF und SC, schwarz	
2020122038 1 Stk.	Akku Ladestation für OxyTrue A, mit Netzstecker,12V Adapter,3 NiMH AA Akkus	
1020122056 1 Stk.	Silikonprotektor für OxyTrue A	

Stand: Oktober 2025 Seite 114 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

MEDCAPTAIN ZUBEHÖR

Video-Laryngoskop

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
3011-00006-01 12 Stk. / Pkg.	Spatel M1 für Neonaten und Kleinkinder zu Video-Laryngoskop	
3011-00007-01 12 Stk. / Pkg.	Spatel M2 für Kleinkinder und Kinder zu Video-Laryngoskop	
3011-00008-01 12 Stk. / Pkg.	Spatel M3 für Erwachsene zu Video-Laryngoskop	
3011-00010-01 12 Stk. / Pkg.	Spatel M3D für schwierigen Atemweg zu Video-Laryngoskop	
3011-00009-01 12 Stk. / Pkg.	Spatel M4 für adipöse und/oder große Erwachsend zu Video-Laryngoskop	е

Stand: Oktober 2025 Seite 115 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

MEKICS OMNIOX

OmniOx Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
MB0019_01 10 Stk. / Pkg.	Beatmungsschlauchkit Erwachsene OmniOx für alle Oxygenierungstherapien Ein durchgängiges Schlauchsystem und Befeuchterset bestehend aus - Multi-Beatmungsschlauch beheizt für nasalen High Flow, CPAP und S/T Einweg, Länge 1,60 m - Befeuchterkammer für nasalen High Flow, CPAP und S/T - Bakterienfilter mit Verbindungsschlauch zur Befeuchterkammer	Heizdrahtadaper ist separat nachzubestellen – wird für jedes Grundgerät einmalig zu Verfügung gestellt
AC0284_00	Heiz und Temperaturkabel HFT700 zu neuem Schlauchset	
AC0338_00	Heizdrahtkabelverlängerung zu HFT500N	

Stand: Oktober 2025 Seite 116 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6 Telefon: 0662/852186-0 Telefax: 0662/852186-70 E-Mail: sanitas@sanitas.at Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929 E-Mail: sanitas@sanitas.at



Sanitas Ges.m.b.H. · A-5071 Wals · Holunderstraße 6

E-Mail: sanitas@sanitas.at

E-Mail: sanitas@sanitas.at

DIVERSES ZUBEHÖR

Sandra Matratzenschutz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
SANDRA-2 1 Stk.	Sandra Polsterschutz, leicht weiß transparent, 76 x 51 cm Achtung: Auslaufender Artikel – begrenzte Verfügbarkeit	

Infusionsdruckmanschetten - "Infusable"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Hinweis
IN800012 Pkg. à 12 Stk.	Vital Signs Infusionsdruckmansch. 500ml Nylon	
IN900012 Pkg. à 12 Stk.	Vital Signs Infusionsdruckmansch. 1000ml Nylon	

Stand: Oktober 2025 Seite 117 von 118

Zentrale: A-5071 Wals b. Sbg, Holunderstr. 6
Filiale: A-1230 Wien, Leo-Mathauser-Gasse 70

Telefon: 0662/852186-0 Telefon: 01/4056110 Telefax: 0662/852186-70 Telefon: 01/4056110 Telefax: 01/4031929

Wir sind für Sie da.

